




W o r l d L e a d e r i n D e n t a l A t t a c h m e n t s

LISTA CODICI

per Odontotecnici e Dentisti

RHEIN83



36^a Edizione

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



CALCINABILE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

IMPIANTI



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO a 7 mm.

BARRE



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1.6 mm)
- 2 GUAINA FILETTATE (FILETTO 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE
(2 GIALLE EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE

KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)


RICAMBI

	Ref. 151SS	• 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI
	Ref. 140CEV	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)
	Ref. 140CET	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)
	Ref. 140CER	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
	Ref. 140CEG	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)
	Ref. 140CEN	• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
	Ref. 140CEDR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)
	Ref. 140CEADR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)
	Ref. 141CAE	• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
	Ref. 141CTE	• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA
	Ref. 330SBE	• 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
	Ref. 335CSB	• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)
	Ref. 039SFE2	• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)
	Ref. 339SFE	• 1 EQUATOR FILETTATO 1.6mm (PER GUAINA IN TITANIO)
	Ref. 239GSF	• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1.6mm)
	Ref. 339SSE	• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR
	Ref. 158VAE	• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE
	Ref. 158SAE	• 1 SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
	Ref. 158CCE	• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER SEEGER)
	Ref. 158CCAE	• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER SEEGER)

ACCESSORI

	Ref. 144TTE	• 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO
	Ref. 144MTE	• 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE
	Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE
	Ref. 144AE	• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO
	Ref. 144AVC4	• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø4mm
	Ref. 144AVC5	• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø5mm

STRUMENTI

	Ref. 74AC01	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO
	Ref. 774CHE	• 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT Equator (QUADRATO 1.25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)
	Ref. 774HC	• 1 HOLDER INTERCAMBIABILE
	Ref. 760CE	• 1 CACCHIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25 mm)
	Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO (NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)
	Ref. 185SIS	• 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER
	Ref. 491EC	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO (CON FORO PORTA STELO)
	Ref. 760CRD	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per OT Equator e Spheroblock /flex: VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE, SUGGERITO 25Ncm

OT UNILATERAL

ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONNETTORE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE



Ref. 156BCU

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

OT CAP TECNO



NORMO

Ref. 093CTN

OT CAP TECNO NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINA IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE GIALLI NORMO/MICRO



MICRO

Ref. 093CTM



Ref. 193BCA

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

SFERE SINGOLE FILETTATE

CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO



Ref. 139KSM

KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

RICAMBI



Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239SFM

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per Normo e Micro - 1.6mm passo fine



Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2.0mm

Ref. 039SFM2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2.0mm

Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo)
ESAGONO 1.3mm

Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)
ESAGONO 0.9mm

OT CAP

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,2mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERTORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO

Ref. 005SKL

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKT

- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft - VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX **solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE **solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 6 CLIP OT BAR MULTIUSE
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium - 2 ROSSE extra soft

OT VERTICAL

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL
BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI a SPINA OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 BARRETTE in CERAMICA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 2 CHIAVI TECNO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC"



Ref. 005SKLB

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKTB

CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 8 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 13 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- 13 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 4 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

OT EQUATOR

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

OT UNILATERAL

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORE

OT BAR MULTIUSE

- 1 BARRA CALCINABILE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 6 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium - 2 ROSSE extra soft


OT VERTICAL

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA - standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE
- 2 BARRETTE IN CERAMICA


STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

ATTACCHI OT CAP SYSTEM



Ref. 038STF
MIS. NORMO



Ref. 038STN
MIS. NORMO

SFERE SINGOLE FLEX IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 038STM
MIS. MICRO



Ref. 092CAN

OT CAP NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 092CAM

OT CAP MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 196BCN

OT CAP NORMO "ECONOMICA"

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 197BCM

OT CAP MICRO "ECONOMICA"

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 099BSN

OT CAP & OT BOX Mono NORMO *PER SCHELETRATI*

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono MICRO *PER SCHELETRATI*

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

OT BOX LARGE

CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY

CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)



Ref. 098CAL

OT STRATEGY

CAPPETTE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
- 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

ATTACCHI OVERDENTURE



Ref. 011SPL



Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10




Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10



Ref. 033PSF

Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm
Sfera Normo ø2,5
Sfera Micro ø1,8



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10



LUNGHEZZA
STANDARD

Ref. 034PRK



Ø del perno sottosfera:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm

Disponibile nelle lunghezze:
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

Ref. 010PSP



Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 012PSM



Ref. A01MOG



Ref. A03MOB



Ref. 121FD

PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA

KIT PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della medesima misura scelta)
- 2 CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- 2 CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT
- 2 CAPPETTE ROSA SOFT
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI

PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della misura scelta)

PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2.5 mm)

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

PIVOT BLOCK in TITANIO Normo

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 2,5

PIVOT BLOCK in TITANIO Micro

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 1,8

OT REVERSE 3 in TITANIO Micro

CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14

FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI

IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE

SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM



SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 109

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI



SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 002

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI




SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 003

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE DI IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL' IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.



ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 771CEF

CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (Normo e Micro)
ESAGONO 2,3mm



Ref. 760CBM

CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO
ESAGONO 1,3mm



Ref. 760CRD

CRICCHETTO REVERSIBILE DINAMOMETRICO
Per il serraggio di Sphero block - flex e Ot Equator
Valore da 15 a 35Ncm - Max 50Ncm torque, suggerito 25Ncm

SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA
(Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e Ot Reverse
con filettatura non inferiore mm 1,8

Ref. TE


Supplemento
applicazione tassello



TASSELLO ELASTICO



ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
- 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABM

ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE


STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE
LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA
DELL'ABUTMENT IN TITANIO



Ref. 008MBG

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

Ref. 880CLT

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA



OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

Ref. 880CLR

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

ACCESSORI OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 CONO GUIDA



Ref. 882CAS

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA



Ref. 055SCN

- 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAN

- 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

Ref. 150BPN

- 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE



Ref. 192ACN

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 048CAN

- 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g



Ref. 048CON

- 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g



Ref. 049PCN

- 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g



Ref. 060CRN AY

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



Ref. 040CRN SN

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g



Ref. 040CRN

- 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1300g



Ref. 040TCN

- 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO



Ref. 043CLN

- 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 049PCNDR8

- 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g



Ref. 060CRNAYDR8

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g



Ref. 040CRNSNDR8

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g



Ref. 040CRNDR8

- 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g



Ref. 042AMN

- 2 OT BOX MONO NORMO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

- 2 CONTENITORI INOX NORMO



Ref. 041CTN

- 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 101PPN

- 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



Ref. 044PPN

- 2 PERNI ANALOGHI NORMO



Ref. 100SAN

- 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO

RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm



Ref. 055SCM

• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAM

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI

Ref. 150BPM

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE



Ref. 192ACM

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP MICRO
CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 048CAM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO
(ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g

Ref. 048COM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g

Ref. 049PCM

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g

Ref. 060CRM AY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g

Ref. 040CRM SN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 800g

Ref. 040CRM

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI
(RITENZIONE STANDARD) - 1100g

Ref. 040TCM

• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO

Ref. 043CLM

• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 049PCMDR8

• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6mm) - 200g

Ref. 040CRMDR8

• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6mm) - 1100g



Ref. 042AMM

• 2 OT BOX MONO MICRO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)

Ref. 041CAM

• 2 CONTENITORI INOX MICRO

Ref. 041CTM

• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA

Ref. 101PPM

• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA

Ref. 044PPM

• 2 PERNI ANALOGHI MICRO

Ref. 100SAM

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO (PER BARRE OT-CAP MICRO)

STRUMENTI NORMO-MICRO



Ref. 485IC

• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO
(NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)

Ref. 74AC01

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/EQUATOR

Ref. 74AC02

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO

Ref. 74AC03

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO
(SOLO PER OT CAP TECNO)

Ref. 491EC

• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO
(CON FORO PORTA STELO)

STRUMENTI NORMO-MICRO continua

	Ref. 080RCN	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 080RCM	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO
	Ref. 082ATN	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 083ATM	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO

ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,2 mm

	Ref. 155CC	• 6 CONNETTORI
	Ref. 187CRS	• 2 SFERE CAVE <i>DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm 1,8 - 2,2 - 2,5</i>
	Ref. 187CRE	• 2 OT EQUATOR CAVI
	Ref. 189SRS	• 2 SFERE PIENE <i>DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm. 1,8</i>
	Ref. 100PD	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm
	Ref. 100PDR	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm
	Ref. 038GCS	• 2 BASI GUIDA CALCINABILI
	Ref. 044PP22	• 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø 2,2 mm

KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE

KIT NORMO

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAM

CONFEZIONE CONTENENTE

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP

KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

Confezione NORMO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

Confezione MICRO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

NORMO

Ref. 064ACN

MICRO

Ref. 064ACM



Ref. 154PCS

- 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI



Ref. 054PLS

- 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI



Ref. 154STY

- 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY



Ref. 047CSD AY

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



Ref. 047CSD SN

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 900g



Ref. 047CSD

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g



Ref. 047CLS

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE
(SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 047CSDDR8

- 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE"
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)



Ref. 045CSM AY

- 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE
(RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CSM SN

- 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE
(RITENZIONE SOFT) - 900g
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CSM

- 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CLS

- 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE
(SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 045CSMDR8

- 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)



Ref. 046CSM

- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY



Ref. 101OTS

- 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
(PER SALDARE CONTENITORE INOX)

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE:

Ref. 047ACS

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE:

Ref. 045ACS

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

Ref. 044PPS

- 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY

Ref. 486ICS

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY

Ref. 75AC04

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY

Ref. 081RCS


- 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY

RICAMBI OT BAR MULTIUSE



Ref. 022OBB	• 2 BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
Ref. 025CPB	• 4 BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 023CPA	• 4 CLIP DI POSIZIONE A PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 024CPB	• 4 CLIP DI POSIZIONE B PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 027CRG	• 4 CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE MEDIUM 1,8Kg
Ref. 026CRR	• 4 CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE SOFT 1,2 Kg
Ref. 027CRS	• 4 CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE EXTRA SOFT 0,6Kg
Ref. 022RGO	• 3 CONNETTORI CALCINABILI
Ref. 429IOBM	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 028OCP	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE

RICAMBI OT VERTICAL



Ref. 072MCV	• 2 MASCHI CALCINABILI • 2 CHIAVI A SPINA
Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL
Ref. 072CBV	• 4 CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD
Ref. 072CVV	• 4 CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT
Ref. 472ICV	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT VERTICAL

RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER



Ref. 120MR2	• 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON (RITENZIONE STANDARD)
Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO
Ref. 121AOR	• 2 ANALOGHI IN OTTONE PER RADICI
Ref. 121AAR	• 2 ANALOGHI IN ACCIAIO PER IMPIANTI
Ref. 121MT	• 2 MONCONI DI TRASFERIMENTO IN PLASTICA

**Ref. 121AM**

- 2 ATTREZZI MANUALI

**Ref. 121PR**

- 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI

**Ref. 124IMR**

- 1 INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3

**Ref. 72CBR**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3 (per barra calcinabile)

**Ref. 72CFR**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3 (per femmina in titanio)

RICAMBI OT LOCK

**Ref. 882CS**

- 1 CHIAVE SCORREVOLE (solo per chiavistello in titanio - calcinabile)

**Ref. 882AF**

- 1 ANELLO FLESSIBILE

**Ref. 882CB**

- 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO

**Ref. 882CPT**

- 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO (solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)

**Ref. 882PPC**

- 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA

**Ref. 882CLST**

- 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE (solo per chiavistello in titanio regolabile)

**Ref. 882DCC**

- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI (solo per chiavistello in titanio regolabile)

KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE



Ø DISPONIBILI:
1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

**Ref. 087CRE**

OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

**Ref. 089SRS**

SFERA PIENA RICOSTRUTTIVA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE

BOX PORTA-PROTESI MODULABILI

COMPONENDO I VARI PEZZI SI OTTENGONO 6 FORMATI DI MISURE DIVERSE



Ref. 0P6

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 BOX BLU CELESTE




A RICHIESTA OFFERTE PER QUANTITATIVI ANCHE CON LOGO PERSONALIZZATO



Ref. 100AS

- 30 ANELLINI IN SILICONE

MINI PARALLELOMETRO



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLELOMETRO**
CON BASE PORTAMODELLI
(PER USO LABORATORIO, CORSI, ECC.)

OT CEM

CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI. SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE PRESENTI SUL MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 CENTRATORE MANUALE
- 1 CORPO ESTRATTORE

Ref. 680FS

- 1 FRESA "SPECIALE"

Ref. 680FA*

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

*Specificare tipo di impianto e diametro

I RICAMBI "OT REVERSE SYSTEM" "OT KLASS" E "BROKEN SCREW EXTRACTOR (Ref.780)" SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI TELEFONARE.

KIT PER LUCIDATURA METALLI

IDEALE PER LUCIDARE TUTTI I TIPI DI METALLO:
BARRE, ATTACCHI, PARASCHLETRATI



Ref. SET1919

- 1 KIT PER LUCIDATURA METALLI
BY CARLO BORROMEO

SERVIZI DIRETTI

In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte dirette a domande tecniche



Numero Verde Gratuito

800-901172

Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 internet
www.rhein83.com

Informazioni generali
info@rhein83.com

Ordini Italia
vendite.italia@rhein83.it
ivonne.vendite@rhein83.it


Servizio acquisti
fabia.acquisti@rhein83.it

Amministrazione
raffaella.contabilita@rhein83.it
simona.amministrazione@rhein83.it

Ordini esteri
angela.internationaltrade@rhein83.it
valentina@rhein83.it

Supporto tecnico
gianni.storni@rhein83.it (Divisione tecnica)

Ufficio Marketing
marketing@rhein83.it



Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238
Numero Verde 800-901172

<http://www.rhein83.com>
marketing@rhein83.it

Timbro del rivenditore

