




W o r l d L e a d e r i n D e n t a l A t t a c h m e n t s

# LISTINO CODICI

per Odontotecnici e Dentisti

# RHEIN 83



37<sup>a</sup> Edizione

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



## CALCINABILE



Ref. 092ECQ

### KIT OT EQUATOR CALCINABILE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

## IMPIANTI



Ref. 130

### KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

### KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO a 7 mm.

## BARRE



Ref. 160EQB

### KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1.6 mm)
- 2 GUAINA FILETTATE (FILETTO 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE  
(2 GIALLE EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

## ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

### KIT ELASTIC SEEGER

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

## KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

### KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

## KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

### KIT SMART BOX

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

RICAMBI

|                                                                                    |                |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ref. 151SS     | • 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI                                                           |
|    | Ref. 140CEV    | • 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)                                                  |
|    | Ref. 140CET    | • 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)                                  |
|    | Ref. 140CER    | • 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)                                                    |
|    | Ref. 140CEG    | • 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)                                             |
|    | Ref. 140CEN    | • 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)                                                   |
|    | Ref. 140CEDR8  | • 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)             |
|    | Ref. 140CEADR8 | • 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)         |
|    | Ref. 141CAE    | • 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE                                                              |
|    | Ref. 141CTE    | • 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA                                      |
|    | Ref. 330SBE    | • 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO                                 |
|   | Ref. 335CSB    | • 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)                                               |
|  | Ref. 039SFE2   | • 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)                                                  |
|  | Ref. 339SFE    | • 1 EQUATOR FILETTATO 1.6mm (PER GUAINA IN TITANIO)                                           |
|  | Ref. 239GSF    | • 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1.6mm)                                               |
|  | Ref. 339SSE    | • 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR                                                          |
|  | Ref. 159VEA    | • 1 OT EQUATOR SEEGER<br>(PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO) |
|  | Ref. 158VAE    | • 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE                                                  |
|  | Ref. 158SAE    | • 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK                                            |
|  | Ref. 158CCE    | • 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER)                                          |
|  | Ref. 158CCAE   | • 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER)                                     |

ACCESSORI

|                                                                                    |              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ref. 144TTE  | • 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO                                         |
|  | Ref. 144MTE  | • 2 TRANSFER OT EQUATOR<br>PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE                                     |
|  | Ref. 044CAIN | • 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO<br>DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE |
|  | Ref. 144AE   | • 2 ANALOGHI DA LABORATORIO                                                                  |
|  | Ref. 144AVC4 | • 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø4mm                              |
|  | Ref. 144AVC5 | • 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø5mm                              |

## STRUMENTI OT EQUATOR



|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ref. 74AC01</b> | • 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO                                                                                       |
| <b>Ref. 774CHE</b> | • 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT Equator (QUADRATO 1.25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)        |
| <b>Ref. 774HC</b>  | • 1 HOLDER INTERCAMBIABILE                                                                                                |
| <b>Ref. 760CE</b>  | • 1 CACCIIVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25 mm)                      |
| <b>Ref. 485IC</b>  | • 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO (NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)               |
| <b>Ref. 185SIS</b> | • 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER                                                                                    |
| <b>Ref. 491EC</b>  | • 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO (CON FORO PORTA STELO)                                                      |
| <b>Ref. 760CRD</b> | • 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per OT Equator e Spheroblock /flex: VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE, SUGGERITO 25Ncm |

## OT UNILATERAL

ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA  
PER PROTESI MONOLATERALI



**Ref. 098UNL**

### OT UNILATERAL + CONNETTORE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE

**Ref. 156BCU**

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate

**Ref. 156CCU**

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

## OT CAP TECNO



**NORMO**

**Ref. 093CTN**



**MICRO**

**Ref. 093CTM**

### OT CAP TECNO NORMO/MICRO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINA IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE GIALLE NORMO/MICRO

**Ref. 193BCA**

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

## SFERE SINGOLE FILETTATE

CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



**Ref. 139KSFN**

### KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO (ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO

**Ref. 139KSFM**

### KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO (ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

## RICAMBI



**Ref. 239SFN**

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine

**Ref. 239SFM**

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine

**Ref. 239GSF**

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE per Normo e Micro - 1.6mm passo fine





Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN  
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2.0mm

Ref. 039SFM2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN  
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2.0mm

Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo)  
ESAGONO 1.3mm

Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)  
ESAGONO 0.9mm

## OT CAP

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm  
**da impronta a strappo con cappetta intercambiabile**

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,2mm  
**da impronta a strappo con cappetta intercambiabile**

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm  
**da impronta a strappo con cappetta intercambiabile**

## ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



### CONFEZIONE CONTENENTE

#### OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERTORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO

Ref. 005SKL

DA VENDERSI  
ESCLUSIVAMENTE  
ABBINATI

Ref. 005SKT

- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO  
BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft - VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

#### OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:  
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX **solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:  
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE **solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

#### OT BAR MULTIUSE

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 6 CLIP OT BAR MULTIUSE  
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium - 2 ROSSE extra soft

#### OT VERTICAL

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL  
BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI a SPINA OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 BARRETTE in CERAMICA

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 2 CHIAVI TECNO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

# ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC"



Ref. 005SKLB

DA VENDERSI  
ESCLUSIVAMENTE  
ABBINATI

Ref. 005SKTB

## CONFEZIONE CONTENENTE

### OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 8 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 13 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO  
ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- 13 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

### OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:  
ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:  
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 4 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

### OT EQUATOR

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

### OT UNILATERAL

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORE

### OT BAR MULTIUSE

- 1 BARRA CALCINABILE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 6 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium - 2 ROSSE extra soft


### OT VERTICAL

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA- standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE
- 2 BARRETTE IN CERAMICA


## STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

## ATTACCHI OT CAP SYSTEM



Ref. 038STF  
MIS. NORMO



Ref. 038STN  
MIS. NORMO



Ref. 038STM  
MIS. MICRO

## SFERE SINGOLE FLEX IN TITANIO NORMO + TiN

### DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

## SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

### DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

## SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN

### DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 092CAN

### OT CAP NORMO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 092CAM

### OT CAP MICRO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 196BCN

### OT CAP NORMO "ECONOMICA"

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 197BCM

### OT CAP MICRO "ECONOMICA"

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 099BSN

### OT CAP & OT BOX Mono NORMO *PER SCHELETRATI*

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 099BSM

### OT CAP & OT BOX Mono MICRO *PER SCHELETRATI*

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 058BSN

### OT BOX SPECIAL NORMO + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 058BSM

### OT BOX SPECIAL MICRO + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCN

### OT BOX CLASSIC NORMO + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCM

### OT BOX CLASSIC MICRO + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

## OT BOX LARGE

CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



Ref. 253BLN

### OT BOX LARGE NORMO + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 253BLM

### OT BOX LARGE MICRO + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

## ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

### OT STRATEGY

#### CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)



Ref. 098CAL

### OT STRATEGY

#### CAPPETTE PER CONTENITORI INOX

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

## ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

### OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
- 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

## ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 071OBV

### OT VERTICAL

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE



ATTACCHI OVERDENTURE



Ref. 011SPL

PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA

KIT PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della medesima misura scelta)
- 2 CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- 2 CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT
- 2 CAPPETTE ROSA SOFT
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI

PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della misura scelta)

PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2.5 mm)

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

PIVOT BLOCK in TITANIO Normo

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 2,5

PIVOT BLOCK in TITANIO Micro

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 1,8

OT REVERSE 3 in TITANIO Micro

CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14

FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI

Disponibile nelle lunghezze:

10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

Disponibile nelle lunghezze:

10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

Disponibile nelle lunghezze:

10 - 9 - 7mm

Sfera Normo ø2,5

Sfera Micro ø1,8

Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

LUNGHEZZA  
STANDARD

Ref. 034PRK

Ø del perno sottosfera:  
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm

Disponibile nelle lunghezze:  
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

Ref. 010PSP

Ref. 012PSM

Disponibile nelle lunghezze:  
10 - 9 - 7mm

Ref. A01MOG

Ref. A03MOB

Ref. 121FD

# IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE

SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM



## SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 109

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI



## SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 002

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI




## SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 003

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE DI IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL' IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.



## ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 771CEF

**CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK** (Normo e Micro)  
ESAGONO 2,3mm



Ref. 760CBM

**CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO**  
ESAGONO 1,3mm



Ref. 760CRD

**CRICCHETTO REVERSIBILE DINAMOMETRICO**  
Per il serraggio di Sphero block - flex e Ot Equator  
Valore da 15 a 35Ncm - Max 50Ncm torque, suggerito 25Ncm

## SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie  
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA  
(Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse  
con filettatura non inferiore mm 1,8


Ref. TE

Supplemento  
applicazione tassello

TASSELLO ELASTICO



## ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 100AD

### ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

### ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
- 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABM

### ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

## MISURATORE DI BORDO GENGIVALE


STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE  
LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA  
DELL'ABUTMENT IN TITANIO



Ref. 008MBG

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



## OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



### OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

Ref. 880CLT

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA



### OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

Ref. 880CLR

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

## ACCESSORI OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 CONO GUIDA



Ref. 882CAS

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA



**Ref. 055SCN**

- 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

**Ref. 151BAN**

- 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

**Ref. 150BPN**

- 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE



**Ref. 192ACN**

## KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



**Ref. 048CAN**

- 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g



**Ref. 048CON**

- 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g



**Ref. 049PCN**

- 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g



**Ref. 060CRN AY**

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



**Ref. 040CRN SN**

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g



**Ref. 040CRN**

- 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1300g



**Ref. 040TCN**

- 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO



**Ref. 043CLN**

- 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



**Ref. 049PCNDR8**

- 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g



**Ref. 060CRNAYDR8**

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g



**Ref. 040CRNSNDR8**

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g



**Ref. 040CRNDR8**

- 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g



**Ref. 042AMN**

- 2 OT BOX MONO NORMO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



**Ref. 041CAN**

- 2 CONTENITORI INOX NORMO



**Ref. 041CTN**

- 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



**Ref. 101PPN**

- 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



**Ref. 044PPN**

- 2 PERNI ANALOGHI NORMO



**Ref. 100SAN**

- 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO



## RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm



**Ref. 055SCM**

• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE

**Ref. 151BAM**

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI

**Ref. 150BPM**

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE



**Ref. 192ACM**

**KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP MICRO**  
**CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



**Ref. 048CAM**

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO  
(ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g

**Ref. 048COM**

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO  
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g

**Ref. 049PCM**

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI  
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g

**Ref. 060CRM AY**

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE  
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g

**Ref. 040CRM SN**

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA  
(RITENZIONE SOFT) - 800g

**Ref. 040CRM**

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI  
(RITENZIONE STANDARD) - 1100g

**Ref. 040TCM**

• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO

**Ref. 043CLM**

• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



**Ref. 049PCMDR8**

• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6mm) - 200g

**Ref. 040CRMDR8**

• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6mm) - 1100g



**Ref. 042AMM**

• 2 OT BOX MONO MICRO  
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)

**Ref. 041CAM**

• 2 CONTENITORI INOX MICRO

**Ref. 041CTM**

• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA

**Ref. 101PPM**

• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA

**Ref. 044PPM**

• 2 PERNI ANALOGHI MICRO

**Ref. 100SAM**

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO (PER BARRE OT-CAP MICRO)

## STRUMENTI NORMO-MICRO



**Ref. 485IC**

• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO  
(NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)

**Ref. 74AC01**

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/EQUATOR

**Ref. 74AC02**

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO

**Ref. 74AC03**

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO  
(SOLO PER OT CAP TECNO)

**Ref. 491EC**

• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO  
(CON FORO PORTA STELO)

## STRUMENTI NORMO-MICRO continua

|                                                                                  |                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|   | <b>Ref. 080RCN</b> | • 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO         |
|  | <b>Ref. 080RCM</b> | • 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO         |
|  | <b>Ref. 082ATN</b> | • 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO |
|  | <b>Ref. 083ATM</b> | • 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO |

## ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,2 mm



**Ref. 155CC** • 6 CONNETTORI



**Ref. 187CRS** • 2 SFERE CAVE *DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm 1,8 - 2,2 - 2,5*



**Ref. 187CRE** • 2 OT EQUATOR CAVI



**Ref. 189SRS** • 2 SFERE PIENE *DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm. 1,8*



**Ref. 100PD** • 10 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm



**Ref. 100PDR** • 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm



**Ref. 038GCS** • 2 BASI GUIDA CALCINABILI



**Ref. 044PP22** • 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø 2,2 mm

## KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE

### KIT NORMO

**Ref. 074KAN**

### KIT MICRO

**Ref. 074KAM**

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT./STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP

### KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT./STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP

### CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

#### Confezione NORMO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

### CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

#### Confezione MICRO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

### NORMO

**Ref. 064ACN**

### MICRO

**Ref. 064ACM**



**Ref. 154PCS**

- 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI



**Ref. 054PLS**

- 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI



**Ref. 154STY**

- 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY



**Ref. 047CSD AY**

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE  
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



**Ref. 047CSD SN**

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA  
(RITENZIONE SOFT) - 900g



**Ref. 047CSD**

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE  
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g



**Ref. 047CLS**

- 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE  
(SOLO AD USO LABORATORIO)



**Ref. 047CSDDR8**

- 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE"  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)



**Ref. 045CSM AY**

- 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE  
(RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g  
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



**Ref. 045CSM SN**

- 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE  
(RITENZIONE SOFT) - 900g  
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



**Ref. 045CSM**

- 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE  
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g  
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



**Ref. 045CLS**

- 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE  
(SOLO AD USO LABORATORIO)



**Ref. 045CSMDR8**

- 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)



**Ref. 046CSM**

- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY



**Ref. 101OTS**

- 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY  
(PER SALDARE CONTENITORE INOX)

## CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

### CONFEZIONE CONTENENTE:

**Ref. 047ACS**

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

## CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

### CONFEZIONE CONTENENTE:

**Ref. 045ACS**

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

**Ref. 044PPS**

- 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY

**Ref. 486ICS**

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY

**Ref. 75AC04**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY

**Ref. 081RCS**


- 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY

## RICAMBI OT BAR MULTIUSE



|                     |     |                                                               |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| <b>Ref. 022OBB</b>  | • 2 | BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE                             |
| <b>Ref. 025CPB</b>  | • 4 | BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE                           |
| <b>Ref. 023CPA</b>  | • 4 | CLIP DI POSIZIONE A PER OT BAR MULTIUSE                       |
| <b>Ref. 024CPB</b>  | • 4 | CLIP DI POSIZIONE B PER OT BAR MULTIUSE                       |
| <b>Ref. 027CRG</b>  | • 4 | CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE<br>RITENZIONE MEDIUM 1,8Kg    |
| <b>Ref. 026CRR</b>  | • 4 | CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE<br>RITENZIONE SOFT 1,2 Kg       |
| <b>Ref. 027CRS</b>  | • 4 | CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE<br>RITENZIONE EXTRA SOFT 0,6Kg |
| <b>Ref. 022RGO</b>  | • 3 | CONNETTORI CALCINABILI                                        |
| <b>Ref. 429IOBM</b> | • 1 | INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE             |
| <b>Ref. 028OCP</b>  | • 1 | CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE                 |

## RICAMBI OT VERTICAL



|                    |            |                                               |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Ref. 072MCV</b> | • 2<br>• 2 | MASCHI CALCINABILI<br>CHIAVI A SPINA          |
| <b>Ref. 072SCV</b> | • 2        | STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL            |
| <b>Ref. 072CBV</b> | • 4        | CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD             |
| <b>Ref. 072CVV</b> | • 4        | CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT                   |
| <b>Ref. 472ICV</b> | • 1        | INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT VERTICAL |

## RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER



|                    |     |                                                              |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ref. 120MR2</b> | • 2 | MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON<br>(RITENZIONE STANDARD) |
| <b>Ref. 041CAM</b> | • 2 | CONTENITORI INOX MICRO                                       |
| <b>Ref. 121AOR</b> | • 2 | ANALOGHI IN OTTONE PER RADICI                                |
| <b>Ref. 121AAR</b> | • 2 | ANALOGHI IN ACCIAIO PER IMPIANTI                             |
| <b>Ref. 121MT</b>  | • 2 | MONCONI DI TRASFERIMENTO IN PLASTICA                         |

**Ref. 121AM**

• 2 ATTREZZI MANUALI

**Ref. 121PR**

• 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI

**Ref. 124IMR**

• 1 INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3

**Ref. 72CBR**• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3  
(per barra calcinabile)**Ref. 72CFR**• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3  
(per femmina in titanio)

## RICAMBI OT LOCK

**Ref. 882CS**• 1 CHIAVE SCORREVOLE  
(solo per chiavistello in titanio - calcinabile)**Ref. 882AF**

• 1 ANELLO FLESSIBILE

**Ref. 882CB**

• 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO

**Ref. 882CPT**• 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO  
(solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)**Ref. 882PPC**

• 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA

**Ref. 882CLSCT**• 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE  
(solo per chiavistello in titanio regolabile)**Ref. 882DCC**• 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI  
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

## KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE

Ø DISPONIBILI:  
1,8 - 2,2 - 2,5**Ref. 087CRS**

### SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

**Ref. 087CRE**

### OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

**Ref. 089SRS**

### SFERA PIENA RICOSTRUTTIVA

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE



## BOX PORTA-PROTESI MODULABILI

COMPONENDO I VARI PEZZI SI OTTENGONO 6 FORMATI DI MISURE DIVERSE



Ref. 0P6

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 BOX BLU CELESTE




A RICHIESTA OFFERTE PER QUANTITATIVI ANCHE CON LOGO PERSONALIZZATO



Ref. 100AS

- 30 ANELLINI IN SILICONE

## MINI PARALLELOMETRO



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLELOMETRO**  
CON BASE PORTAMODELLI  
(PER USO LABORATORIO, CORSI, ECC.)

## OT CEM

CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

## BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI.  
SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE  
PRESENTI SUL MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 CENTRATORE MANUALE
- 1 CORPO ESTRATTORE

Ref. 680FS

- 1 FRESA "SPECIALE"

Ref. 680FA\*

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

\*Specificare tipo di impianto e diametro

**I RICAMBI "OT REVERSE SYSTEM" "OT KLASS" E "BROKEN SCREW EXTRACTOR (Ref.780)" SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI TELEFONARE.**

## KIT PER LUCIDATURA METALLI

IDEALE PER LUCIDARE TUTTI I TIPI DI METALLO:  
BARRE, ATTACCHI, PARASCHLETRATI



Ref. SET1919

- 1 KIT PER LUCIDATURA METALLI  
BY CARLO BORROMEO

# SERVIZI DIRETTI

*In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte dirette a domande tecniche*



Numero Verde Gratuito

**800-901172**

**Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238**

Rhein83 internet  
**[www.rhein83.com](http://www.rhein83.com)**

Informazioni generali  
**[info@rhein83.com](mailto:info@rhein83.com)**

Ordini Italia  
**[vendite.italia@rhein83.it](mailto:vendite.italia@rhein83.it)**  
**[ivonne.vendite@rhein83.it](mailto:ivonne.vendite@rhein83.it)**

Servizio acquisti  
**[fabia.acquisti@rhein83.it](mailto:fabia.acquisti@rhein83.it)**


Amministrazione  
**[raffaella.contabilita@rhein83.it](mailto:raffaella.contabilita@rhein83.it)**  
**[simona.amministrazione@rhein83.it](mailto:simona.amministrazione@rhein83.it)**

Ordini esteri  
**[angela.internationaltrade@rhein83.it](mailto:angela.internationaltrade@rhein83.it)**  
**[valentina@rhein83.it](mailto:valentina@rhein83.it)**

Supporto tecnico  
**[gianni.storni@rhein83.it](mailto:gianni.storni@rhein83.it)** (Divisione tecnica)

Ufficio Marketing  
**[marketing@rhein83.it](mailto:marketing@rhein83.it)**





Via ZAGO, 10/ABC  
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396  
Fax (+39) 051 245238  
Numero Verde 800-901172

<http://www.rhein83.com>  
[marketing@rhein83.it](mailto:marketing@rhein83.it)

Timbro del rivenditore

