



W o r l d L e a d e r i n S p h e r i c a l A t t a c h m e n t s

ПРАЙС-ЛИСТ

Для стоматологов и зубных техников



w w w . r h e i n 8 3 . c o m



ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 092ECQ

ОТ EQUATOR ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПАТРИЦЫ "полу сферы" ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 4 РАЗНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(2 РОЗОВЫХ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, 2 ПРОЗРАЧНЫХ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ)

ИМПЛАНТАТЫ



Код. 130

ОТ EQUATOR ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ ТИТАНА + TiN
- 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)



Код. 131

НАБОР ОТ EQUATOR ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ С SMART BOX

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА С ПОКРЫТИЕМ TiN
- 1 «АВТОПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ» КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ SMART BOX
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)



Код. 030

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН "ОТ EQUATOR"

БАЛКИ



Код. 160EQB

ОТ EQUATOR С РЕЗЬБОЙ С ВТУЛКОЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ для титановой втулки (резьба 1.6mm)
- 2 ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ (резьба 1.6mm)
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ИЗ СТАЛИ (для резьбовых втулок)
- 8 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ
(2 ЖЕЛТЫХ ЭКСТРА МЯГКИХ, 2 РОЗОВЫХ МЯГКИХ, 2 БЕЛЫХ СТАНДАРТНЫХ, 2 ФИОЛЕТОВЫХ ЖЕСТКИХ)

ELASTIC SEEGER ПАСИВНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ ПУТЁМ БАЛОК



Код. 158ESA

ELASTIC SEEGER

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ - КОНТЕЙНЕР ДЛЯ SEEGER
- 1 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО SEEGER ДЛЯ EQUATOR
- 1 ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ДЛЯ САМОУДАЛЯЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА SEEGER

АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ



Код. 192ESE

АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 1 КОЛПАЧОК ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК

НАБОР SMART BOX АВТОПАРАЛЛЕЛИЗУЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТ EQUATOR



Код. 335SBC

НАБОР SMART BOX

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОНТЕЙНЕР SMART BOX С ЧЕРНЫМ КОЛПАЧКОМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 ЗАЩИТНЫЙ РОЗОВЫЙ ДИСК
- 4 РАЗНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Код. 151SS	• 2 ПАТРИЦЫ "ОТ EQUATOR" ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
	Код. 140CEV	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – ФИОЛЕТОВЫХ ЖЕСТКОЙ РЕТЕНЦИИ 2700грам.
	Код. 140CET	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 1800грам.
	Код. 140CER	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – РОЗОВЫХ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 1200грам.
	Код. 140CEG	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА - ЖЕЛТЫХ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 600грам.
	Код. 140CEN	• 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
	Код. 141CAE	• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
	Код. 141CTE	• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЕ
	Код. 330SBE	• 1 КОНТЕЙНЕР SMART BOX С ЧЕРНЫМ КОЛПАЧКОМ
	Код. 335CSB	• 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА SMART BOX (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
	Код. 039SFE2	• 1 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ 2мм (СТАНДАРТНАЯ РЕЗЬБА)
	Код. 339SFE	• 1 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ 1,6mm (ДЛЯ ТИТАНОВОЙ ВТУЛКИ)
	Код. 239GSF	• 1 ТИТАНОВАЯ ВТУЛКА (РЕЗЬБА 1.6 mm)
	Код. 339SSE	• 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ ОТ EQUATOR
	Код. 158VAE	• 1 ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ДЛЯ САМОУДАЛЯЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА SEEGER
	Код. 158SAE	• 1 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО SEEGER ДЛЯ ОТ EQUATOR
	Код. 158CCE	• 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ВЫСОТА 2.5мм (ДЛЯ SEEGER)
	Код. 158CCAЕ	• 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ВЫСОКИЙ ВЫСОТА 3.5мм (ДЛЯ SEEGER)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

	Код. 144TTE	• 1 ТРАНСФЕР ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА + ТИТАНОВЫЙ ВИНТ
	Код. 144MTE	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА <i>для индивидуальных оттисков</i>
	Код. 044CAIN	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ОТ EQUATOR - ОТ CAP НОРМО <i>для оттистка непрямым методом с взаимозаменяемыми колпачками</i>
	Код. 144AE	• 2 ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛОГА

ИНСТРУМЕНТЫ

	Код. 74AC01	• 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО
	Код. 774CNE	• 1 КВАДРАТНЫЙ КЛЮЧ ОТ EQUATOR + HOLDER для заворачивания От Equator (КВАДРАТНЫЙ 1.25мм) (ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДИНАМОМИТРИЧЕСКОЙ ТРИЩОТКОЙ)
	Код. 774НС	• 1 HOLDER ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ
	Код. 760CE	• 1 КОННЕКТОР С КВАДРАТНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ДИНАМОМИТРИЧЕСКОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (сечение 1,25mm)
	Код. 485IC	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО, МИКРО И ОТ EQUATOR (В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА)
	Код. 185SIS	• 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА SEEGER
	Код. 491EC	• 1 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭКСТРАКТОР КОЛПАЧКОВ (С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ШТОКОВ)
	Код. 760CRD	• 1 ДИНАМОМИТРИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА для От Equator-Spheroblock /flex: НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 11 ДО 35Ncm-МАКС 50Ncm, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 25Ncm

OT UNILATERAL

АТТАЧМЕН КОМБИНИРОВАННОЙ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ПРОТЕЗОВ



Код. 098UNL

OT UNILATERAL + КОННЕКТОР

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ
- 1 UNI-BOX - ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ПЛАСТМАССОВЫЙ КЛЮЧ-ПОЗИЦИОНЕР МИКРО
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО РОЗОВЫЙ
- 1 КОЛПАЧОК STRATEGY ЖЕЛТЫЙ (для дублирования)
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО - ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 КОЛПАЧОК STRATEGY ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 КОННЕКТОР



Код. 156BCU

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ



Код. 156CCU

- 1 UNI-BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

OT CAP TECNO



НОРМО

Код. 093CTN

OT CAP TECNO НОРМО/МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 УГЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЯ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ С РЕЗЬБОЙ ИЗ ТИТАНА + TiN
- 2 РЕЗЬБОВЫЕ ВТУЛКИ ИЗ ТИТАНА
- 2 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО



МИКРО

Код. 093CTM



Код. 193BCA

- 2 УГЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЯ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ С РЕЗЬБОЙ

С ВТУЛКОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ НОРМО - МИКРО



Код. 139KSFN

НАБОР СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ТИТАНОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ (ШЕСТИУГОЛЬНИК мм. 1.3 РЕЗЬБА мм. 1.6 мелкая)
- 2 ТИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ВТУЛОК (сфера Нормо) из СТАЛИ



Код. 139KSFM

НАБОР СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ТИТАНОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ (ШЕСТИУГОЛЬНИК мм. 0,9 РЕЗЬБА мм. 1.6 мелкая)
- 2 ТИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ВТУЛОК (сфера Микро) из СТАЛИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Код. 239SFN

- 1 СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК мм.1.3 РЕЗЬБА мм1.6 мелкая

Код. 239SFM

- 1 СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК мм.0.9 РЕЗЬБА мм1.6 мелкая

Код. 239GSF

- 1 ВТУЛКА С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ Для Нормо и Микро мм1.6 мелкая резьба

	Код. 239SSN	• 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ СО СФЕРОЙ НОРМО
	Код. 239SSM	• 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ СО СФЕРОЙ МИКРО
	Код. 039SFN2	• 1 ОДИНАРНАЯ СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК 1.3мм РЕЗЬБА 2.0мм
	Код. 039SFM2	• 1 ОДИНАРНАЯ СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК 0.9мм РЕЗЬБА 2.0мм
	Код. 760CBR	• 1 КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК (для одинарных сфер с резьбой НОРМО) ШЕСТИГРАННИК 1.3мм
	Код. 772CSF	• 1 КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК (для одинарных сфер с резьбой МИКРО) ШЕСТИУГОЛЬНИК 0.9мм

ОТ САР

СЛЕПОЧНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

	Код. 044CAIN	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ОТ EQUATOR - ОТ САР НОРМО Ø 2,5mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком
	Код. 044CAI22	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ДЛЯ СФЕР Ø 2,2mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком
	Код. 044CAIM	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ДЛЯ ОТ САР МИКРО Ø 1,8mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком

АТТАЧМЕНТЫ ОТ САР И ОТ ВОХ- ОТ STRATEGY - ОТ BAR ОТ VERTICAL - ОТ ТЕСНО – ТИТАНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ

ПОЛНЫЙ ПРОМО-НАБОР ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ



Код. 005SKLUS

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

ОТ САР – СИСТЕМУ ОТ ВОХ

- 16 РАЗНЫХ ШТИФТОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 СФЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 ТИТАНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ НОРМО/МИКРО + НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ + ПРОЗРАЧНЫЕ КЛЮЧИ
- 4 БАЛКИ ОТ САР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ТЕСНО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 БАЛКИ ОТ ВОХ CLASSIC ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ) НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ ВОХ SPECIAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО

- 6 КОННЕКТОРОВ ОТ ВОХ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 КОНТЕЙНЕРА ОТ ВОХ MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 КОЛЬЦА-ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО/МИКРО
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ ОТ САР НОРМО/МИКРО
- БЕЛЫЕ - СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ, РОЗОВЫЕ – МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЖЕЛТЫЕ ЭКСТРА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЗЕЛЕННЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ
- 4 ТИТАН САР ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМО/МИКРО
- 8 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА НОРМО/МИКРО
- 4 ШТИФТА/ТРАНСФЕРА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ НОРМО/МИКРО
- 4 АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ОТ САР НОРМО/МИКРО
- 4 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

ОТ STRATEGY

- 4 ПАТРИЦЫ ОТ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫХ И 2 ДЛИННЫХ)
- 2 STEADY ОТ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ : 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции - 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции - 2 ЖЕЛТЫХ экстра мягкой ретенции
- 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
- 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА STRATEGY
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ КОЛЬЦА ПОЗИЦИОНЕРА STRATEGY
- 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ для техники ДУБЛИРОВАНИЯ: 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции - 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции - 2 ЖЕЛТЫХ экстра мягкой ретенции
- 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY для техники ДУБЛИРОВАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
- 2 ШТИФТА/ТРАНСФЕРА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОТ STRATEGY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТ BAR

- 2 БАЛКИ ОТ BAR MULTIUSE ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 2 ПОЗИЦИОННЫХ ЗАЖИМА А
- 2 ПОЗИЦИОННЫХ ЗАЖИМА В
- 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ОТ BAR MULTIUSE
- 6 ЗАЖИМОВ ОТ BAR MULTIUSE РОЗОВЫЕ, МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ. ЖЕЛТЫЕ СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ И 2 КРАСНЫХ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ

ОТ VERTICAL

- 2 ПАТРИЦЫ ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ЗАЖИМА ОТ VERTICAL 2 БЕЛЫХ - СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 2 ЗЕЛЕННЫХ, МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 2 КЛЮЧА ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КЕРАМИЧЕСКИЕ БАЛКИ

- 1 ПИНЦЕТ
- 2 ИНСТРУМЕНТА РИМЕР для проверки ретенции колпачков НОРМО/МИКРО
- 1 ИНСТРУМЕНТ РИМЕР для проверки ретенции колпачков ОТ STRATEGY
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для ОТ STRATEGY
- 2 КЛЮЧА ТЕСНО НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ для ОТ BAR MULTIUSE
- 1 СИНИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ" ИНСТРУМЕНТ (для установки колпачков в контейнерах и во рту)
- 1 ОТ САР ИНСТРУМЕНТ для установки НОРМО/МИКРО
- 1 ОТ STRATEGY ИНСТРУМЕНТ для установки
- 1 ОТ BAR ИНСТРУМЕНТ для установки
- 1 ОТ VERTICAL ИНСТРУМЕНТ для установки

АТТАЧМЕНЫ ОТ CAP & ОТ BOX - ОТ STRATEGY - ОТ BAR ОТ VERTICAL - ОТ UNILATERAL - ОТ EQUATOR

ВВОДНАЯ УПАКОВКА ЛАБОРАТОРНАЯ «BASIC»



Код. 005SKLBUS

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

ОТ CAP - СИСТЕМУ ОТ BOX

- 16 ШТИФТОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 8 СФЕР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ CAP ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ CLASSIC (верхняя и нижняя) НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 6 КОННЕКТОРОВ ОТ BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 КОНТЕЙНЕРА ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 8 КОЛЕЦ-ПОЗИЦИОНЕРОВ НОРМО/МИКРО
- 13 КОЛПАЧКОВ ОТ CAP НОРМО/МИКРО РОЗОВЫЕ мягкая рет, ЖЕЛТЫЕ экстра мягкая рет.
- 13 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО/МИКРО
- 4 КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО/ МИКРО

ОТ STRATEGY

- 4 ПАТРИЦЫ ОТ SRATEGY (2 стандартные, 2 удлиненные)
- 2 STEADY ОТ SRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КОЛПАЧКА ОТ SRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: РОЗОВЫЕ мягкая рет
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SRATEGY
- 2 КОЛЬЦА-ПОЗИЦИОНЕРА ИЗ ПЛАСТМАССЫ SRATEGY
- 3 КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ:
- 2 РОЗ.мягкой ретенции - 1 ЖЕЛ.экстра-мягкой ретенции
- 4 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ (для контейнеров и для дублирующей техники)

ОТ EQUATOR

- 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОЛПАЧКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (2 мягких, 2 стандартных)
- 2 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ

ОТ UNILATERAL

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ
- 1 UNI-BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 КОЛЬЦО-ПОЗИЦИОНЕР МИКРО
- 2 КОЛПАЧКА ОТ CAP МИКРО: 1 розовый, 1 черный лабораторный
- 2 КОЛПАЧКА ОТ SRATEGY (для дублирующей техники): 1 розовый, 1 черный лабораторный
- 1 КОННЕКТОР

ОТ BAR MULTIUSE

- 1 БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИОНЕРА (А-В)
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 6 ЗАЖИМОВ- 2 РОЗОВЫХ мягких, 2 ЖЕЛТЫХ средних и 2 КРАСНЫХ очень мягких


ОТ VERTICAL

- 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY
- 4 ЗАЖИМА- - 2 БЕЛЫХ стандартных, 2 ЗЕЛЕННЫХ мягких
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ + ВИЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 БАЛКИ ИЗ КЕРАМИКИ

ИНСТРУМЕНТЫ

- 1 ПИНЦЕТ
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ CAP НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ STRATEGY
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ BAR MULTIUSE
- 1 КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗ СИНЕЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ CAP НОРМО - МИКРО
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ STRATEGY
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ BAR MULTIUSE
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ VERTICAL

АТТАЧМЕНЫ СИСТЕМЫ ОТ CAP



Код. 038STF
НОРМО

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ FLEX НОРМО ИЗ ТИТАНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 038STN
НОРМО

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА НОРМО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 038STM
МИКРО

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА МИКРО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 092CAN

ОТ CAP НОРМО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 092CAM

ОТ CAP МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 196BCN

ОТ CAP НОРМО "ЭКОНОМНЫЙ"

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ПРЯМАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 УГЛОВАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА (стандартной ретенции)



Код. 197BCM

ОТ CAP МИКРО "ЭКОНОМНЫЙ"

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ПРЯМАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 УГЛОВАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА (стандартной ретенции)



Код. 099BSN

ОТ CAP & ОТ BOX Mono НОРМО для каркасов

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (1 ПРЯМАЯ - 1 УГЛОВАЯ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ БЕЛЫХ КОЛПАЧКА
- 4 ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 099BSM

ОТ CAP & ОТ BOX Mono МИКРО для каркасов

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (1 ПРЯМАЯ - 1 УГЛОВАЯ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ БЕЛЫХ КОЛПАЧКА
- 4 ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 058BSN

ОТ BOX SPECIAL НОРМО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 058BSM

ОТ BOX SPECIAL МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 153BCN

ОТ BOX CLASSIC НОРМО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ВЕРХНИХ БАЛКИ
- 2 НИЖНИХ БАЛКИ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 153BCM

ОТ BOX CLASSIC МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ВЕРХНИХ БАЛКИ
- 2 НИЖНИХ БАЛКИ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА

OT BOX LARGE

КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛПАЧКОВ В ПОЛОСТИ РТА



Код. 253BLN

OT BOX LARGE НОРМА + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX LARGE
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 253BLM

OT BOX LARGE МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX LARGE
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА

АТТАЧМЕНТЫ ОТ STRATEGY



Код. 098SSS

OT STRATEGY

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ - 2 ДЛИННЫЕ)
- 2 STEADY
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ (2 МЯГКИХ, 2 СТАНДАРТНЫХ)



Код. 098CAL

OT STRATEGY

КОЛПАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ - 2 ДЛИННЫЕ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (2 МЯГКИХ, 2 СТАНДАРТНЫХ)
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 2 STEADY

АТТАЧМЕНТЫ ОТ BAR MULTIUSE



Код. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИИ А
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИИ Б
- 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 ЖЕЛТЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 КРАСНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 2 КОННЕКТОРА
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

АТТАЧМЕНТЫ ОТ VERTICAL



Код. 071OBV

OT VERTICAL

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY
- 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 2 ЗЕЛЕННЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 КЕРАМИЧЕСКИЕ БАЛКИ
- 4 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ + СТЕРЖЕНЬ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

АТТАЧМЕНТЫ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



Код. 011SPL



Доступная длина:
mm 10 - 9 - 7

Код. 333РЕК7

Код. 333РЕК9

Код. 333РЕК10




Доступная длина:
mm 10 - 9 - 7

Код. 336РТЕ7

Код. 336РТЕ9

Код. 336РТЕ10



Код. 033PSF

Доступная длина:
Сфера Нормо ø2,5
Сфера Микро ø1,8

Код. 036РТН7

Код. 036РТН9

Код. 036РТН10



Код. 036РТМ7

Код. 036РТМ9

Код. 036РТМ10



Код. 034PRK

Ø штифта под сферой:
mm 2,2 2 1,8 1,7 1,4

Код. 010PSP

Доступная длина:
mm 14 - 12 - 10 - 9 - 7

Код. 012PSM

Доступная длина:
mm 10 - 9 - 7



Код. A01MOG



Код. A03MOB



Код. 121FD

ШТИФТЫ S.P.L. - COPING COVER

ПРОМО-НАБОР ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 24 ШТИФТА МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В АССОРТИМЕНТЕ
- 40 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В АССОРТИМЕНТЕ
- 12 ШТИФТОВ МИКРО ИЗ ТИТАНА В АССОРТИМЕНТЕ
- 12 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ ТИТАНА В АССОРТИМЕНТЕ
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (БЕЛЫЕ- СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ РОЗОВЫЕ - МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (БЕЛЫЕ- СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ РОЗОВЫЕ - МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 20 ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ
- 2 РЕГУЛЯТОРА (1 НОРМО + 1 МИКРО)
- 1 СИНИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ (Для стержня inox и колпачков во рту)
- 1 СТЕРЖЕНЬ КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТ CAP НОРМО/МИКРО
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА НОРМО
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА МИКРО
- 12 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ (0 ° СЕРЫЙ - ЗЕЛЕНый 7 ° - 14 ° КРАСНЫЙ)
- 1 ПИНЦЕТ

НАБОР ШТИФТОВ ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА С ПОКРЫТИЕМ TИN ТИТАНОВЫЙ ШТИФТ С НИЗКО ПРОФИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ШТИФТА ОТ EQUATOR ВЫСОТОЙ 7-9-10 mm (УКАЗЫВАТЬ ВЫСОТУ ПРИ ЗАКАЗЕ)
- 2 ФИОЛЕТОВЫХ КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКА ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 2 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКА СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ
- 2 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

ШТИФТ ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА С ПОКРЫТИЕМ TИN ТИТАНОВЫЙ ШТИФТ С НИЗКО ПРОФИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ШТИФТ ОТ EQUATOR ВЫСОТОЙ 7-9-10 mm (УКАЗЫВАТЬ ВЫСОТУ ПРИ ЗАКАЗЕ)

PIVOT FLEX С ПОКРЫТИЕМ TИN

ШТИФТ ИЗ ТИТАНА С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ НОРМО (Ø 2.5 mm)

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ШТИФТ ИЗ ТИТАНА С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ
- 1 СТАЛЬНОЙ КОНТЕЙНЕР НОРМО
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО (мягкой ретенции)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА

ШТИФТЫ ИЗ ТИТАНА Нормо

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 5 ШТИФТОВ ИЗ ТИТАНА Сфера 2,5mm

ШТИФТЫ ИЗ ТИТАНА Микро

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 5 ШТИФТОВ ИЗ ТИТАНА Сфера 1,8mm

ОТ REVERSE 3 из ТИТАНА Микро

С ПОКРЫТИЕМ TИN

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 КОРНЕВЫХ ШТИФТА ОТ REVERSE/3 ИЗ ТИТАНА + TИN
- 2 РЕТЕНЦИОННЫЕ ПАТРИЦЫ ИЗ ТИТАНА + НЕЙЛОН
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 2 РОЗОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

ШТИФТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КАНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 20 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

ШТИФТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КАНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 20 ШТИФТОВ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

ФРЕЗА MOOSER РАСТАЧИВАНИЕ ДЛЯ ШТИФТОВ ОТ CAP mm 7 - 9 - 10

ФРЕЗА MOOSER РАСТАЧИВАНИЕ ДЛЯ ШТИФТОВ ОТ CAP mm 12 - 14

ФРЕЗА ОТ REVERSE 3 С ДИАМАНТОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ КОРНЕЙ

ИМПЛАНТОГИА ТИТАНОВЫЕ АТТАЧМЕНЫ ДЛЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ SPHERO FLEX - BLOCK



SPHERO FLEX с покрытием TiN

Код. 109

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) С ПОДВИЖНОЙ САМОПАРАЛЛЕЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ СФЕРОЙ (СФЕРА Ø 2,5мм)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА



SPHERO BLOCK NORMO с покрытием TiN

Код. 002

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) (СФЕРА Ø мм.2,5)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА




SPHERO BLOCK МИКРО с покрытием TiN

Код. 003

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) (СФЕРА Ø мм.1,8)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МИКРО
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА

АТТАЧМЕНЫ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK И ОТ REVERSE 3 ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ МАРОК ИМПЛАНТАТОВ. ПО ЗАКАЗУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИМПЛАНТАТА. ПРИ ЗАКАЗЕ, ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ: МАРКУ ИМПЛАНТАТА, ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА, ВЫСОТУ ДЕСНЕВОГО БОРТИКА: ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ ДО 7mm.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SPHERO FLEX - BLOCK



Код. 771CEF

КЛЮЧ ДЛЯ SPHERO FLEX SPHERO BLOCK

(Нормо и Микро) ШЕСТИУГОЛЬНИК 2,3mm



Код. 760CBM

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

ШЕСТИУГОЛЬНИК 1,3mm



Код. 760CRD

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА

Для крепления Sphero block - flex и Ot Equator 15/35Ncm
Макс. 50Ncm вращение, советуется 25Ncm.

СИСТЕМА "ПРОТИВ ВЫВИНЧИВАНИЯ" НА ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ШПИЛЬКИ

ДЛЯ РАБОТЫ С АТТАЧМЕНАМИ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK. ОТ REVERSE и с различными винтами
ЭЛАСТИЧНАЯ «АНТИОТВИНЧИВАЕМАЯ» ШПИЛЬКА, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕНА ПО ЗАПРОСУ (ТОЛЬКО ФИРМОЙ RHEIN83)
На винтах – аттачменах Sphero Flex -Sphero Block и От Reverse с резьбой не меньше 1,8mm


Код. TE

Надбавка для
установление шпильки

ЭЛАСТИЧНАЯ ШПИЛЬКА



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SPHERO FLEX - BLOCK



Код. 100AD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ДЛЯ SPHERO FLEX - BLOCK

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°



Код. 044ABN

АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK НОРМО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK
- 1 КОЛПАЧОК НОРМО ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°



Код. 044ABM

АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕСНЕВОГО КРАЯ

ИНСТРУМЕНТ С ГРАДУАЦИЕЙ ЦВЕТА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ДЕСНЕВОГО КРАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТИТАНОВОГО АБАТМЕНА



Код. 008MBG

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ИЗМЕРИТЕЛЬ Д.К. С БЕГУНКОМ
- 1 ИЗМЕРИТЕЛЬ Д.К. С ФИКСИРОВАННЫМ ШТОКОМ
- 1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ
- 20 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ



ОТ LOCK СТОПОРЫ СО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ МЕХАНИЗМАМИ



НАБОР ОТ LOCK СТОПОР ИЗ ТИТАНА

Код. 880CLT

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОМПЛЕКТНЫЙ СТОПОР
- 1 ПОЗИЦИОНЕР ИЗ ЛАТУНИ
- 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ



НАБОР ОТ LOCK СТОПОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИЗ ТИТАНА

Код. 880CLR

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОМПЛЕКТНЫЙ СТОПОР
- 1 ПОЗИЦИОНЕР ИЗ ЛАТУНИ УДЛИНЕННЫЙ
- 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ
- 9 КОЛЕЦ-РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

АКСЕССУАРЫ ОТ LOCK



Код. 882CG

- 1 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС



Код. 882CAS

- 1 КЛЮЧ ОТКРЫВАЮЩИЙ НАЖИМНОЙ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ОТ CAP НОРМО Ø2.5mm



Код. 055SCN	• 4 СФЕРЫ НОРМО ОДИНАРНЫЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 151BAN	• 2 УГЛОВЫЕ БАЛКИ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 150BPN	• 2 ПРЯМЫЕ БАЛКИ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 192ACN	НАБОР КОЛПАЧКОВ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ CAP НОРМО КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: • 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО • 1 ЧЕРНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ • 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЗЕЛЕНый, 1 ЖЕЛТЫЙ, 1 РОЗОВЫЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ) • 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
-------------	---



Код. 048CAN	• 6 КОЛПАЧКОВ НОРМО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ СЕРЕБРЯННЫХ (ЭЛАСТИЧНЫЕ - РЕЗИНОВЫЕ) - 350G
Код. 048CON	• 6 КОЛПАЧКОВ НОРМО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ ЗОЛОТЫХ (СЛЕГКА ЭЛАСТИЧНЫЕ) - 500G
Код. 049PCN	• 6 ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 350G
Код. 060CRN AY	• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 500G
Код. 040CRN SN	• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 900G
Код. 040CRN	• 6 БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1300G
Код. 040TCN	• 2 КОЛПАЧКА ТИТАН CAP НОРМО
Код. 043CLN	• 6 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (только для лаборатории)



Код. 049PCNDR8	• 6 ОРАНЖЕВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 2.25MM) - 350g
Код. 060CRNAYDR8	• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 2.25MM) - 500g
Код. 040CRNSNDR8	• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 2.25MM) - 900g
Код. 040CRNDR8	• 6 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (СИЛЬНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 2.25MM) - 1300g



Код. 042AMN	• 2 ОТ ВОХ MONO НОРМО (КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ)
Код. 041CAN	• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО
Код. 041CTN	• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НОРМО ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫХ
Код. 101PPN	• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО
Код. 044PPN	• 2 ШТИФТА АНАЛОГА НОРМО
Код. 100SAN	• 10 ДИСТАНЦИОНЕРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ БАЛОК ОТ CAP НОРМО

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ОТ САР МИКРО Ø 1,8 mm



Код. 055SCM	• 4 СФЕРЫ МИКРО ОДИНАРНЫЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 151BAM	• 2 УГЛОВЫЕ БАЛКИ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 150BPM	• 2 ПРЯМЫЕ БАЛКИ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 192АСМ	НАБОР КОЛПАЧКОВ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ САР МИКРО КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: • 1 КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МИКРО • 1 ЧЕРНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ • 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЗЕЛЕНЫЙ, 1 ЖЕЛТЫЙ, 1 РОЗОВЫЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ) • 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
-------------	---



Код. 048САМ	• 6 КОЛПАЧКОВ МИКРО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ СЕРЕБРЯННЫХ (ЭЛАСТИЧНЫЕ - РЕЗИНОВЫЕ) - 200G
Код. 048СОМ	• 6 КОЛПАЧКОВ МИКРО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ ЗОЛОТЫХ (СЛЕГКА ЭЛАСТИЧНЫЕ) - 450G
Код. 049PCM	• 6 ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 200G
Код. 060CRM AY	• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 450G
Код. 040CRM SN	• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 800G
Код. 040CRM	• 6 БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1100G
Код. 040ТСМ	• 2 КОЛПАЧКА ТИТАН САР МИКРО
Код. 043CLM	• 6 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (только для лаборатории)



Код. 049PCMDR8	• 6 ОРАНЖЕВЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 1.6MM) - 200g
Код. 040CRMDR8	• 6 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (СИЛЬНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 1.6MM) - 1100g



Код. 042АММ	• 2 ОТ ВОХ МОНО МИКРО (КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ)
Код. 041САМ	• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МИКРО
Код. 041СТМ	• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ МИКРО ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫХ
Код. 101PPM	• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА МИКРО
Код. 044PPM	• 2 ШТИФТА АНАЛОГА МИКРО
Код. 100SAM	• 10 ДИСТАНЦИОНЕРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ (ДЛЯ БАЛОК ОТ САР МИКРО)

ИНСТРУМЕНТЫ НОРМО-МИКРО



Код. 485IC	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ ОТ EQUATOR - ОТ САР НОРМО-МИКРО (В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА)
Код. 74AC01	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА НОРМО/EQUATOR
Код. 74AC02	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА МИКРО
Код. 74AC03	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ТЕСНО НОРМО/МИКРО (ТОЛЬКО ДЛЯ ОТ САР ТЕСНО)
Код. 491EC	• 1 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭКСТРАКТОР РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ (С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ШТОКОВ)

ИНСТРУМЕНТЫ НОРМО-МИКРО продолжение

	Код. 080RCN	• 1 РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО
	Код. 080RCM	• 1 РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО
	Код. 082ATN	• 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО
	Код. 083ATM	• 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО

АКСЕССУАРЫ НОРМО-МИКРО И Ø 2.2mm

	Код. 155CC	• 6 КОННЕКТОРОВ
	Код. 187CRS	• 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ, имеются в наличии следующие диаметры: mm 1,8 - 2,2 - 2,5
	Код. 187CRE	• 2 ПОЛЫХ ОТ EQUATOR
	Код. 189SRS	• 2 СФЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ, имеются в наличии следующие диаметра: 1,8мм
	Код. 100PD	• 10 ПРОЗРАЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1.6mm
	Код. 100PDR	• 10 РОЗОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 2.9mm
	Код. 038GCS	• 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
	Код. 044PP22	• 2 ШТИФТА АНАЛОГА СФЕРЫ Ø 2,2 mm

ПОЛНЫЙ НАБОР АССОРТИМЕНТ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ

	НОРМО	КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:
	Код. 074KAN	• 8 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 8 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 ЗОЛОТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ • 6 КОЛПАЧКОВ СЕРЕБРЯНЫЕ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ • 4 КОЛПАЧКА СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ • 4 КОЛПАЧКА ОРАНЖЕВЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ • 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ • 2 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА TITAN CAP
	МИКРО	
	Код. 074KAM	

	НОРМО-МИКРО	КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:
	Код. 074KNM	• 4+4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 4+4 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ • 2+2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 3+3 ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ • 3+3 ЗОЛОТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ • 3+3 КОЛПАЧКОВ СЕРЕБРЯНЫХ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ • 2+2 КОЛПАЧКА СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ • 2+2 КОЛПАЧКА ОРАНЖЕВЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ • 2+2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ • 1+1 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА TITAN CAP

	НОРМО	АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP
	Код. 064ACN	КОМПЛЕКТ НОРМО • 6 ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

	МИКРО	АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP
	Код. 064ACM	КОМПЛЕКТ МИКРО • 6 ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ STRATEGY


	Код. 154PCS	• 4 СТАНДАРТНЫЕ ПАТРИЦЫ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
	Код. 054PLS	• 4 ДЛИННЫЕ ПАТРИЦЫ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
	Код. 154STY	• 2 STEADY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
	Код. 047CSD AY	• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" ЖЁЛТЫЕ (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 500g
	Код. 047CSD SN	• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" РОЗОВЫЕ (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 900g
	Код. 047CSD	• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" БЕЛЫЕ (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1300g
	Код. 047CLS	• 4 КОЛПАЧКА ЧЕРНЫХ STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" <i>(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)</i>
	Код. 047CSDDR8	• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" <i>(ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕННЫХ СФЕР МИКРО)</i>
	Код. 045CSM AY	• 4 ЖЁЛТЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 500g (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)
	Код. 045CSM SN	• 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 900g (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)
	Код. 045CSM	• 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ -1300g (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)
	Код. 045CLS	• 4 КОЛПАЧКА ЧЕРНЫХ STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ <i>(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)</i>
	Код. 045CSMDR8	• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" <i>(ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕННЫХ СФЕР МИКРО)</i>
	Код. 046CSM	• 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА STRATEGY
	Код. 101OTS	• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА STRATEGY (ДЛЯ ПАЙКИ С СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)
	Код. 047ACS	КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: • 4 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
	Код. 045ACS	КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: • 4 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ • 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
	Код. 044PPS	• 2 ШТИФТА АНАЛОГА STRATEGY
	Код. 486ICS	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ STRATEGY
	Код. 75AC04	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА STRATEGY
	Код. 081RCS	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УДЕРЖАНИЯ КОЛПАЧКОВ STRATEGY

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ BAR MULTIUSE



Код. 022ОВВ	• 2	БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 025СРВ	• 4	КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 023СРА	• 4	ЗАЖИМА В ПОЗИЦИИ А ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 024СРВ	• 4	ЗАЖИМА В ПОЗИЦИИ В ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 027СRG	• 4	ЖЕЛТЫХ ЗАЖИМА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ 1,8Kg
Код. 026СRR	• 4	РОЗОВЫХ ЗАЖИМА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ 1,2Kg
Код. 027СRS	• 4	КРАСНЫХ ЗАЖИМА ЭКСТРА МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ 0,6Kg
Код. 022RGO	• 2	КОННЕКТОРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 429IOBM	• 1	КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ ЗАЖИМОВ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 028ОСР	• 1	КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ VERTICAL



Код. 072МCV	• 2	ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 072SCV	• 2	STEADY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ОТ VERTICAL
Код. 072BCV	• 2	БАЛКИ ИЗ КЕРАМИКИ
Код. 072CBV	• 4	БЕЛЫХ ЗАЖИМА СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
Код. 072CVV	• 4	ЗЕЛЁНЫХ ЗАЖИМА МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
Код. 472ICV	• 1	КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ ЗАЖИМОВ ОТ VERTICAL

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ REVERSE 3 MULTISERVER



Код. 120MR2	• 2	РЕТЕНЦИОННЫЕ ПАТРИЦЫ ИЗ ТИТАНА+НЕЙЛОН (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ)
Код. 041CAM	• 2	СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА МИКРО
Код. 121AOR	• 2	АНАЛОГА ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ КОРНЕЙ
Код. 121AAR	• 2	СТАЛЬНЫХ АНАЛОГА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ
Код. 121MT	• 2	МОНКОНА ТРАНСФЕРА ИЗ ПЛАСТМАССЫ

**Код. 121AM**

• 2 РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА

**Код. 121PR**

• 2 ДУБЛИРУЕМЫХ ПОЗИЦИОНЕРА

**Код. 124IMR**

• 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ВСТАВКИ ПАТРИЦЫ ОТ REVERSE 3

**Код. 72CBR**• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ИЗ СТАЛИ ОТ REVERSE 3
(для балки из беззольной пластмассы)**Код. 72CFR**• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ИЗ ЛАТУНИ ОТ REVERSE 3
(для титановых матриц)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ LOCK

**Код. 882CS**• 1 ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ
(для титановой задвижки)**Код. 882AF**

• 1 ГИБКОЕ КОЛЬЦО

**Код. 882CB**

• 1 БЛОКИРУЮЩИЙ КЛЮЧ

**Код. 882CPT**• 1 ГОТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ИЗ ТИТАНА
(для титановой задвижки - регулируемой титановой задвижки)**Код. 882PPC**

• 1 ШТИФТ ИЗ КЕРАМИКИ

**Код. 882CLSCT**• 1 ДЛИННЫЙ ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ
(только для регулируемой титановой задвижки)**Код. 882DCC**• 9 ДИСТАНЦИОННЫХ КОЛЕЦ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
(только для регулируемой титановой задвижки)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СФЕР

**ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ:**
1,8 - 2,2 - 2,5**Код. 087CRS**

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛАЯ СФЕРА

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА - С TIN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВОДА ПРОЗРАЧНЫЙ
- 1 КАЛИБРИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ДЕРЖАТЕЛЬ

**Код. 087CRE**

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЫЕ ОТ EQUATOR

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПОЛЫЕ ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА - С TIN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВОДА ПРОЗРАЧНЫЙ
- 1 КАЛИБРИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ДЕРЖАТЕЛЬ

**Код. 089SRS**

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬНАЯ СФЕРА

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ЦЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ 1.8mm ИЗ ТИТАНА - С TIN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 2 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА
- 1 КЛЮЧ

КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОТЕЗОВ

КОМБИНИРУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ, ПОЛУЧАЕМ 6 РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ ПО РАЗМЕРУ



Код. 0P6

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 6 КОНТЕЙНЕРОВ В АССОРТИМЕНТЕ ЦВЕТА: СИНИЙ, ГОЛУБОЙ, БЕЛЫЙ




ПО ЗАПРОСУ С ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ ЛОГОТИПОМ (ДЛЯ БОЛЬШ.КОЛИЧЕСТВА)



Код. 100AS

- 30 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ

МИНИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТР



Код. 00PB

- 1 МИНИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТР НАКЛОНЯЮЩАЯСЯ БАЗА (ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ, КУРСОВ И ТД.)

ОТ СЕМ

КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ



Код. ОС

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ШПРИЦ 5 МЛ
- 10 НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕШИВАНИЯ

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

для извлечения обломившихся винтов из имплантата

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT» ДОСТУПЕН ДЛЯ МНОГИХ МАРОК ИМПЛАНТАТОВ. ПО ЗАПРОСУ, МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ НАБОР ПОД ВСЕ БРЕНДЫ НА РЫНКЕ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ.



Код. 680

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ФРЕЗА С ЗАЦЕПЛЯЮЩЕЙ КРОМКОЙ
- 1 ФРЕЗА СПЕЦИАЛЬНАЯ
- 1 ЦЕНТРАТОР РУЧНОЙ
- 1 КЛЮЧ ЭКСТРАКТОР

Код. 680FS

- 1 ФРЕЗА "СПЕЦИАЛЬНАЯ"

Код. 680FA

- 1 ФРЕЗА С ЗАЦЕПЛЯЮЩЕЙ КРОМКОЙ

ЗАПЧАСТИ "СИСТЕМЫ ОТ REVERSE", "ОТ KLAAS" И "BROKEN SCREW EXTRACTOR" ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ ЗВОНИТЕ В НАШИ ОФИСЫ.

RHEIN83

ПРЯМЫЕ УСЛУГИ

Rhein83 интернет сайт
www.rhein83.com

Общая информация
info@rhein83.com

Отдел продаж
angela.internationaltrade@rhein83.it

Техническая поддержка
gianni.storni@rhein83.it (Технический Отдел)

Отдел маркетинга
marketing@rhein83.it





Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA
Тел. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Факс (+39) 051 245238

<http://www.rhein83.com>
e-mail: info@rhein83.com

Штамп диллера



UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012