




Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς σ τ ο υ ς ο δ ο ν τ ι α τ ρ ι κ ο ύ ς σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

για Οδοντιάτρους και Οδοντοτεχνίτες

RHEIN 83



22^η Έκδοση

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ



Ref. 092ECQ

OT EQUATOR ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ
- 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
(2 ΜΑΛΑΚΑ, 2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ)

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ



Ref. 130

OT EQUATOR ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 OT EQUATOR ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ + TiN
- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
(1 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 1 ΔΥΝΑΤΟ)

OT EQUATOR ΚΑΙ SMARTBOX ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 OT EQUATOR ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ + TiN
- 1 ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ SMART BOX ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
(1 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 1 ΔΥΝΑΤΟ)



Ref. 131



Ref. 030

- 1 OT EQUATOR ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ + TiN

ΤΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΑ OT EQUATOR ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΥΨΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΩΣ 7mm.

ΔΟΚΟΙ



Ref. 160EQB

ΚΟΧΛΙΩΤΟ OT EQUATOR ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΚΟΧΛΙΩΤΑ EQUATOR για σπείρωμα τιτανίου (1.6 mm)
- 2 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (1.6 mm)
- 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 2 EQUATOR ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 8 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
(2 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑ, 2 ΜΑΛΑΚΑ, 2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ, 2 ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΟΚΟΥ



Ref. 158ESA

ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
- 1 ΔΑΚΤΥΛΙΟ
- 1 ΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

ΚΙΤ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ



Ref. 192ECE

ΚΙΤ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 1 ΚΑΠΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ (1 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 1 ΔΥΝΑΤΟ)

SMART BOX SET



Ref. 335SBC

SMART BOX SET

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ (1 ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΜΑΛΑΚΟ, 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 1 ΔΥΝΑΤΟ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	Ref. 151SS	• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΣΡΣΕΝΙΚΑ
	Ref. 140CEV	• 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΒΙΟΛΕΤΙ "ΔΥΝΑΤΑ" 2700g
	Ref. 140CET	• 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΔΙΑΦΑΝΗ "ΚΑΝΟΝΙΚΑ" 1800g
	Ref. 140CER	• 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΟΖ "ΜΑΛΑΚΑ" 1200g
	Ref. 140CEG	• 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΙΤΡΙΝΑ "ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑ" 600g
	Ref. 140CEN	• 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΥΡΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)
	Ref. 140CEDR8	• 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,2mm (ΔΥΝΑΤΑ 1300g)
	Ref. 140CEADR8	• 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,2mm (ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 350g)
	Ref. 141CAE	• 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
	Ref. 141CTE	• 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΩΒ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΕΣ
	Ref. 330SBE	• 1 SMART BOX ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Ref. 335CSB	• 4 ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ SMARTBOX
	Ref. 039SFE2	• 1 ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΟΤ EQUATOR 2mm (ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2MM)
	Ref. 339SFE	• 1 ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΟΤ EQUATOR 1.6mm (ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ)
	Ref. 239GSF	• 1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (1.6mm)
	Ref. 339SSE	• 1 ΟΤ EQUATOR ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
	Ref. 159VEA	• 1 ΟΤ EQUATOR ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Η ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ)
	Ref. 158VAE	• 1 ΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
	Ref. 158SAE	• 1 ΑΣΠΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΟΚΟΥ)
	Ref. 158CCE	• 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ύψος 2,5mm (ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ)
	Ref. 158CCAΕ	• 1 ΨΗΛΟΣ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ύψος 3,5mm (ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	Ref. 144TTE	• 1 ΟΤ EQUATOR ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ + ΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
	Ref. 144MTE	• 2 ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΣΚΑΡΙΟ)
	Ref. 044CAIN	• 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ NORMAL - ΟΤ EQUATOR (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ)
	Ref. 144AE	• 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ
	Ref. 144AVC4	• 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ CAD/CAM ø4mm
	Ref. 144AVC5	• 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ CAD/CAM ø5mm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ OT EQUATOR

	Ref. 74AC01	• 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ "NORMAL - OT EQUATOR"
	Ref. 774CHE	• 1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ OT EQUATOR + ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1.25mm - ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΑΤΣΕΤΑ)
	Ref. 774HC	• 1 OT EQUATOR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
	Ref. 760CE	• 1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1.25mm)
	Ref. 485IC	• 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
	Ref. 185SIS	• 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 491EC
	Ref. 491EC	• 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
	Ref. 760CRD	• 1 ΡΑΤΣΕΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΠΗΣ (ΓΙΑ OT EQUATOR, SPHERO BLOCK ΚΑΙ FLEX 15/35NCM ΡΟΠΗ - MAX 50NCM, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 25NCM)

OT UNILATERAL

ΕΞΟΜΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Ref. 098UNL	OT UNILATERAL + CONNECTOR ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ UNILATERAL • 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ UNI-BOX • 1 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ MICRO • 1 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙ MICRO • 1 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ STRATEGY (σχήμα για ντουμπλάρισμα) • 1 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ MICRO (εργαστηριακό) • 1 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ STRATEGY (εργαστηριακό) • 1 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ CONNECTOR
	Ref. 156BCU	• 1 UNILATERAL ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
	Ref. 156CCU	• 1 UNI-BOX ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

OT CAP TECNO

	NORMAL Ref. 093CTN	OT CAP TECNO NORMAL/MICRO ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 2 ΚΥΡΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ • 2 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ • 2 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ • 2 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL/MICRO • 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL/MICRO • 2 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL/MICRO
	MICRO Ref. 093CTM	
	Ref. 193BCA	• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΥΡΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΜΟΝΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ NORMAL - MICRO

	Ref. 139KSFN	ΜΟΝΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΙΤ NORMAL ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 2 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ NORMAL (ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1.3mm, ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1.6mm) • 2 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ • 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (Normal)
	Ref. 139KSFM	ΜΟΝΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΙΤ MICRO ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 2 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MICRO (ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 0.9mm, ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1.6mm) • 2 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ • 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (Micro)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	Ref. 239SFN	• 1 ΜΟΝΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΦΑΙΡΑ NORMAL ΤΙΤΑΝΙΟΥ + TiN ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΟ mm. 1.3, ΣΠΕΙΡΩΜΑ mm. 1.6
	Ref. 239SFM	• 1 ΜΟΝΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΦΑΙΡΑ MICRO ΤΙΤΑΝΙΟΥ + TiN ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΟ mm. 0.9, ΣΠΕΙΡΩΜΑ mm. 1.6
	Ref. 239GSF	• 1 ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΕΣ NORMAL ΚΑΙ MICRO - mm. 1.6



Ref. 239SSN

- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΧΩΡΟΥ για ΣΠΕΙΡΩΜΑ (Normal σφαίρα)

Ref. 239SSM

- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΧΩΡΟΥ για ΣΠΕΙΡΩΜΑ (Micro σφαίρα)

ΜΟΝΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

ΓΙΑ CAD/CAM 2.0mm ΣΠΕΙΡΩΜΑ - NORMAL ΚΑΙ MICRO



Ref. 039SFN2

- 1 ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NORMAL + TiN ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1.3mm, ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2.0mm



Ref. 039SFM2

- 1 ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ MICRO + TiN ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 0.9mm, ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2.0mm



Ref. 760CBR

- 1 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΦΑΙΡΑ NORMAL ΕΞΑΓΩΝΟ 1.3mm



Ref. 772CSF

- 1 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΦΑΙΡΑ MICRO ΕΞΑΓΩΝΟ 0.9mm

ΟΤ CAP ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ



Ref. 044CAIN

- 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ NORMAL SIZE Ø2,5mm ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΚΑΠΑΚΙ



Ref. 044CAI22

- 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ NORMAL SIZE Ø2,25mm ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΚΑΠΑΚΙ



Ref. 044CAIM

- 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ NORMAL SIZE Ø1,8mm ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΤ CAP & ΟΤ BOX - ΟΤ STRATEGY - ΟΤ BAR ΟΤ VERTICAL - ΟΤ TECNO - ΜΟΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΡΧΙΚΟ MASTER KIT



Ref. 005SKLUS

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤ CAP - ΟΤ BOX:

- 16 πλαστικοί άξονες (normal και micro size)
- 4 χυτευόμενες σφαίρες (normal και micro size)
- 2 σφαίρες τιτανίου (normal και micro size) + εργαλείο σφαίρας + 2 βάσεις
- 4 χυτευόμενες μπάρες ΟΤ CAP (normal και micro size)
- 2 πλήρη χυτευόμενα ΟΤ CAP TECNO (normal και micro size)
- 4 χυτευόμενες υποδοχές ΟΤ BOX CLASSIC normal και micro size
- 2 χυτευόμενες υποδοχές ΟΤ BOX SPECIAL (normal και micro size)
- 6 συνδετήρες connectors
- 4 μονές χυτευόμενες υποδοχές ΟΤ BOX MONO (normal και micro size)
- 4 δακτύλιοι διατήρησης χώρου (normal και micro size)
- 16 ΟΤ CAP συγκρατητικά καπάκια (normal και micro size) Διαφανή - κανονικά, Ροζ μαλακά, Κίτρινα πολύ μαλακά, Πράσινα πολύ ελαστικά

- 4 ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (normal και micro size)
- 4 ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - εργαστηριακά - (normal και micro size)
- 8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ (normal και micro size)
- 4 δίσκοι προστασίας
- 4 διατηρητές χώρου από αλουμίνιο (normal και micro size)

ΟΤ STRATEGY:

- 4 χυτευόμενες σφαίρες (2 κοντές και 2 ψηλές)
- 2 προεκτάσεις
- 6 συγκρατητικά καπάκια για μεταλλική υποδοχή: 2 διαφανή - 2 ροζ - 2 κίτρινα
- 2 μαύρα καπάκια εργαστηριακά
- 2 μεταλλικές υποδοχές
- 2 δακτύλιοι διατήρησης χώρου
- 6 συγκρατητικά καπάκια για ντουμπλάρισμα: Διαφανή - κανονικά - Ροζ μαλακά - Κίτρινα πολύ μαλακά
- 2 Μαύρα καπάκια εργαστηριακά
- 2 Ανάλογα

ΟΤ BAR MULTIUSE:

- 2 χυτευόμενες δοκοί
- 1 ολική προέκταση
- 2 κλιπ διατήρησης χώρου Α
- 2 κλιπ διατήρησης χώρου Β
- 4 χυτευόμενες υποδοχές
- 4 κλιπ: 2 Ροζ μαλακά - 2 Κίτρινα κανονικά

ΟΤ VERTICAL:

- 2 χυτευόμενοι κύλινδροι
- 2 προεκτάσεις
- 4 κλιπ: 2 Ασπρα κανονικά - 2 Πράσινα μαλακά
- 2 στελέχη παραλληλογράφου
- 2 κεραμικές καρφίδες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

- 1 Λαβίδα
- 2 Εργαλεία μείωσης συγκράτησης καπακιών (normal και micro size)
- 1 Εργαλείο μείωσης συγκράτησης καπακιών ΟΤ STRATEGY
- 2 Εργαλεία παραλληλογράφου για ΟΤ CAP (normal και micro size)
- 1 Εργαλείο παραλληλογράφου για ΟΤ STRATEGY
- 2 Εργαλείο παραλληλογράφου για ΟΤ CAP TECNO (normal και micro size)
- 1 Εργαλείο παραλληλογράφου για δοκό ΟΤ BAR MULTIUSE
- 1 Λαβή "multiuse" για εργαλεία τοποθέτησης καπακιών (και για τοποθέτηση των καπακιών σε σφαίρα, μέσα στο στόμα)
- 1 Εργαλείο τοποθέτησης καπακιών ΟΤ CAP
- 1 Εργαλείο τοποθέτησης καπακιών ΟΤ STRATEGY
- 1 Εργαλείο τοποθέτησης κλιπ ΟΤ BAR
- 1 Εργαλείο τοποθέτησης κλιπ ΟΤ VERTICAL

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR

OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ KIT



Ref. 005SKLBUS

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΣΥΣΤΗΜΑ OT CAP - OT BOX:

- 16 πλαστικοί άξονες (normal και micro size)
- 8 χυτευόμενες σφαίρες normal/micro
- 2 χυτευόμενες OT CAP μπάρες (normal και micro size)
- 2 χυτευόμενες μπάρες OT BOX CLASSIC normal και micro size
- 2 χυτευόμενες μπάρες OT BOX SPECIAL normal και micro size
- 6 συνδετήρες connectors
- 4 χυτευόμενες υποδοχές OT BOX MONO (normal και micro size)
- 8 δακτύλιοι διατήρησης χώρου (normal και micro size)
- 13 συγκρατητικά καπάκια (normal και micro size)
Ροζ μαλακά - Κίτρινα πολύ μαλακά
- 13 Μαύρα καπάκια εργαστηριακά - (normal και micro size)
- 4 Μεταλλικές υποδοχές (normal και micro size)

OT STRATEGY:

- 4 χυτευόμενες σφαίρες (2 κοντές και 2 ψηλές)
- 2 προεκτάσεις
- 2 ροζ συγκρατητικά καπάκια για μεταλλική φωλιά
- 2 μεταλλικές υποδοχές
- 2 καπάκια διατήρησης χώρου
- 3 συγκρατητικά καπάκια για ντουμπλάρισμα:
Ροζ μαλακά - Κίτρινα πολύ μαλακά
- 4 Μαύρα καπάκια για ντουμπλάρισμα - εργαστηριακά

OT EQUATOR:

- 2 χυτευόμενα αρσενικά
- 2 μεταλλικές υποδοχές
- 4 συγκρατητικά καπάκια (2 μαλακά, 2 κανονικά)
- 2 μαύρα εργαστηριακά

OT UNILATERAL:

- 1 χυτευόμενος σύνδεσμος unilateral
- 1 χυτευόμενη υποδοχή uni-box
- 1 δακτύλιο διατήρησης χώρου micro size
- 2 ot cap micro size: 1 ροζ - 1 μαύρο εργαστηριακό
- 2 ot strategy (για ντουμπλάρισμα): 1 κίτρινο - 1 μαύρο εργαστηριακό
- 1 connector

OT BAR MULTIUSE:

- 1 χυτευόμενη δοκό
- 1 ολική προέκταση
- 4 κλιπ διατήρησης χώρου (A - B)
- 2 χυτευόμενες υποδοχές
- 4 κλιπ: 2 Ροζ μαλακά - 2 Κίτρινα κανονικά


OT VERTICAL:

- 2 χυτευόμενοι κυλινδριοί
- 2 προεκτάσεις
- 4 κλιπ: 2 Ασπρά κανονικά - 2 Πράσινα μαλακά
- 2 στελέχη παραλληλογράφου
- 2 κεραμικές καρφίδες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

- 1 λαβίδα
- 1 εργαλείο παραλληλογράφου για OT CAP normal
- 1 εργαλείο παραλληλογράφου για OT CAP micro
- 1 εργαλείο παραλληλογράφου για OT STRATEGY
- 1 εργαλείο παραλληλογράφου για OT BAR MULTIUSE
- 1 Λαβή "multiuse" για εργαλεία τοποθέτησης καπακιών
(και για τοποθέτηση των καπακιών σε σφαίρα μέσα στο στόμα)
- 1 εργαλείο τοποθέτησης καπακιών OT CAP
- 1 εργαλείο τοποθέτησης καπακιών OT STRATEGY
- 1 εργαλείο τοποθέτησης κλιπ OT BAR
- 1 εργαλείο τοποθέτησης κλιπ OT VERTICAL

ΣΥΣΤΗΜΑ OT CAP ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ




Ref. 038STF
NORMAL SIZE

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ NORMAL SIZE

ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ LASER - ΚΟΛΛΗΣΗ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
- 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΑ
- 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ




Ref. 038STN
NORMAL SIZE

ΣΦΑΙΡΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ NORMAL SIZE + TiN

ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ LASER - ΚΟΛΛΗΣΗ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
- 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΑ
- 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ



Ref. 038STM
MICRO SIZE

ΣΦΑΙΡΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MICRO SIZE + TiN

ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ LASER - ΚΟΛΛΗΣΗ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
- 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΑ
- 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ



Ref. 092CAN

NORMAL SIZE OT CAP

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
- 4 ΡΟΖ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ



Ref. 092CAM

MICRO SIZE OT CAP

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
- 4 ΡΟΖ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ



Ref. 196BCN

“ECONOMIC” OT CAP NORMAL SIZE

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΥΡΤΗ ΜΠΑΡΑ
- 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΙΣΙΑ ΜΠΑΡΑ
- 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ (Κανονική συγκράτηση)



Ref. 197BCM

“ECONOMIC” OT CAP MICRO SIZE

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΥΡΤΗ ΜΠΑΡΑ
- 1 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΙΣΙΑ ΜΠΑΡΑ
- 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ (Κανονική συγκράτηση)



Ref. 099BSN

OT CAP & Mono OT BOX FOR FRAME NORMAL SIZE

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (1 ίσια + 1 κυρτή)
- 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΟ OT BOX
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ



Ref. 099BSM

OT CAP & Mono OT BOX FOR FRAME MICRO SIZE

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (1 ίσια + 1 κυρτή)
- 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΟ OT BOX
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ



Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMAL SIZE + CONNECTORS

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΜΠΑΡΕΣ OT BOX SPECIAL
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS



Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO SIZE + CONNECTORS

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΜΠΑΡΕΣ OT BOX SPECIAL
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS



Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMAL SIZE + CONNECTORS

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΑΝΩ ΜΠΑΡΕΣ
- 2 ΚΑΤΩ ΜΠΑΡΕΣ
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS



Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO SIZE + CONNECTORS

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΑΝΩ ΜΠΑΡΕΣ
- 2 ΚΑΤΩ ΜΠΑΡΕΣ
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS

OT BOX LARGE

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ



Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMAL & CONNECTORS

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΑΡΔΥΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ OT BOX LARGE
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS



Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO & CONNECTORS

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΑΡΔΥΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ OT BOX LARGE
- 4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS

OT STRATEGY ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Ref. 098SSS

OT STRATEGY

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ STRATEGY (2 ΚΟΝΤΕΣ - 2 ΨΗΛΕΣ)
- 2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
- 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ



Ref. 098CAL

OT STRATEGY

ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ STRATEGY (2 ΚΟΝΤΕΣ - 2 ΨΗΛΕΣ)
- 2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
- 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 2 ΘΗΛΥΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (2 Διαφανή - 2 Ροζ)

OT BAR MULTIUSE ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE & CONNECTORS

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΟΚΟΥΣ
- 4 ΚΛΙΠ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Α
- 4 ΚΛΙΠ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Β
- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
- 4 ΡΟΖ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΛΙΠ
- 4 ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΛΙΠ
- 4 ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΛΙΠ
- 2 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ CONNECTORS
- 1 ΟΥΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

OT VERTICAL ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ
- 2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
- 4 ΑΣΠΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΛΙΠ
- 2 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΛΙΠ
- 4 ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΚΑΡΦΙΔΕΣ
- 4 ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ



Ref. 011SPL

S.P.L. ΑΞΟΝΕΣ - COPING COVER SET ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 24 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ MICRO SIZE
- 40 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ NORMAL SIZE
- 12 ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MICRO
- 12 ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ NORMAL
- 16 ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL (Διαφανή κανονικά - Ροζ μαλακά)
- 16 ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO (Διαφανή κανονικά - Ροζ μαλακά)
- 20 ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (1 normal και 1 micro size)
- 1 Λαβή "multiuse" για εργαλεία τοποθέτησης καπακιών (και για τοποθέτηση των καπακιών σε σφαίρα μέσα στο στόμα)
- 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ OT CAP
- 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ NORMAL
- 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ MICRO
- 12 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ (γκρι 0° - πράσινο 7° - κόκκινο 14°)
- 1 ΛΑΒΙΔΑ



Διαθέσιμα μήκη:
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

OT EQUATOR SET ΑΞΟΝΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΝ

Άξονες με κεφαλή χαμηλού προφίλ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ OT EQUATOR ύψος 7,9 ή 10mm (με το ίδιο μήκος)
- 2 ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ OT EQUATOR
- 2 ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 2 ΡΟΖ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 2 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
- 2 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Διαθέσιμα μήκη:
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9


Ref. 336PTE10

OT EQUATOR ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΝ

Άξονες με κεφαλή χαμηλού προφίλ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ OT EQUATOR ύψος 7,9 ή 10mm



Διαθέσιμα μήκη: 7,9 ή 10mm
Σφαίρα Normal ø2,5mm
Σφαίρα Micro ø1,8mm



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

PIVOT FLEX TİN COATED

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ - Normal size
Προσαρμόζεται στο COPING COVER

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ
- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ Normal Size - Μαλακή συγκράτηση
- 1 ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ SET MICRO SIZE

Προσαρμόζονται στο COPING COVER

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 5 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ

ΓΙΑ ΡΙΖΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 Άξονες Τιτανίου + TİN
- 2 Συγκρατητικά αρσενικά Τιτανίου + nylon
- 2 Πλαστικά εργαλεία
- 2 Μεταλλικές υποδοχές
- 2 Ροζ δίσκοι προστασίας

Ref. 034PRK

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 20 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ NORMAL SIZE

Ref. 010PSP

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 20 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ MICRO SIZE

Ref. 012PSM

Ref. A01MOG

ΕΓΓΛΥΦΙΔΑ MOOSER
ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ 7 - 9 - 10mm.

Ref. A03MOB

ΕΓΓΛΥΦΙΔΑ MOOSER
ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ 12 - 14mm.

Ref. 121FD

OT REVERSE 3 ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΙΖΑΣ

SPHERO FLEX ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TiN



Ref. 109

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ (ΣΦΑΙΡΑ Ø 2.5 mm.)
- 3 ΚΑΠΑΚΙΑ (Κίτρινο - Ροζ - Διαφανές)
- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ

SPHERO BLOCK NORMAL ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TiN



Ref. 002

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ (ΣΦΑΙΡΑ Ø 2.5 mm.)
- 3 ΚΑΠΑΚΙΑ (Κίτρινο - Ροζ - Διαφανές)
- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ

SPHERO BLOCK MICRO ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TiN




Ref. 003

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ (ΣΦΑΙΡΑ Ø 1.8 mm.)
- 3 ΚΑΠΑΚΙΑ (Κίτρινο - Ροζ - Διαφανές)
- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ 0,5 ΕΩΣ 7mm.

ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟ
ΥΨΟΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 771CEF

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ SPHERO FLEX ΚΑΙ SPHERO BLOCK (Normal - Micro size)
HEX 2.3mm



Ref. 760CBM

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Ref. 760CRD

ΡΑΤΣΕΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΠΗΣ
Για Sphero block - flex και Ot Equator
15/35Ncm - Max 50Ncm,
συνιστώμενη ροπή 25Ncm.

ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΝΤΙ-ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΙΣ ΣΠΕΙΡΕΣ

ΓΙΑ SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 1.8 - Sphero Flex - Sphero Block - OT Reverse attachments, κ.α.

Ref. TE


Εξτρα χρέωση για την τοποθέτηση του ελάσματος στην βίδα



ΕΛΑΣΜΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 100AD

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ SPHERO FLEX ΚΑΙ BLOCK

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 3 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

SPHERO FLEX - BLOCK NORMAL SET ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΑΝΑΛΟΓΟ ΓΙΑ SPHERO BLOCK-FLEX NORMAL
- 3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ (0° - 7° - 14°)
- 1 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ NORMAL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ



Ref. 044ABM

SPHERO BLOCK MICRO SET ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΑΝΑΛΟΓΟ ΓΙΑ SPHERO BLOCK-MICRO
- 3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ (0° - 7° - 14°)
- 1 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ NORMAL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟΥ




Ref. 008MBG

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
- 1 ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΒΙΔΑ
- 1 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ
- 20 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ



ΟΤ LOCK

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ



Ref. 880CLT

ΟΤ LOCK SET ΤΙΤΑΝΙΟΥ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 LOCKING PIN SET
- 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΦΩΛΙΑΣ
- 1 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ



Ref. 880CLR

ΟΤ LOCK SET TITANIUM ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

TO SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 LOCKING PIN SET
- 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΦΩΛΙΑΣ
- 1 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ
- 9 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

ΟΤ LOCK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Ref. 882CG

- 1 ΚΩΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



Ref. 882CAS

- 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



Ref. 055SCN	• 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ NORMAL SIZE
Ref. 151BAN	• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ NORMAL SIZE
Ref. 150BPN	• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΙΣΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ NORMAL SIZE



Ref. 192ACN	SET ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΟΤ CAP NORMAL SIZE ΤΟ SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ • 1 ΜΑΥΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ (1 ΠΡΑΣΙΝΟ, 1 ΚΙΤΡΙΝΟ, 1 ΡΟΖ, 1 ΔΙΑΦΑΝΕΣ)
-------------	--



Ref. 048CAN	• 6 ΑΣΗΜΙ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΟ) (ΕΛΑΣΤΙΚΟ) - 350 g
Ref. 048CON	• 6 ΧΡΥΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΟ) (ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ) - 500g
Ref. 049PCN	• 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟ) - 350g
Ref. 060CRN AY	• 6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 500g
Ref. 040CRN SN	• 6 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 900g
Ref. 040CRN	• 6 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 1300g
Ref. 040TCN	• 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ NORMAL SIZE
Ref. 043CLN	• 6 ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Ref. 049PCNDR8	• 6 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) (ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Ø 2.25) - 350 gr
Ref.060CRNAYDR8	• 6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) (ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Ø 2.25) - 500 gr
Ref.040CRNSNDR8	• 6 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) (ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Ø 2.25) - 900 gr
Ref. 040CRNDR8	• 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ NORMAL SIZE (ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) (ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Ø 2.25) - 1300 gr



Ref. 042AMN	• 2 ΜΟΝΟ ΟΤ BOX NORMAL SIZE (ΜΟΝΕΣ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ)
Ref. 041CAN	• 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ NORMAL SIZE
Ref. 041CTN	• 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ NORMAL SIZE
Ref. 101PPN	• 2 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ NORMAL SIZE
Ref. 044PPN	• 2 ΑΝΑΛΟΓΑ NORMAL
Ref. 100SAN	• 10 ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΤ BOX NORMAL SIZE

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΤ CAP SYSTEM MICRO Ø1.8mm



Ref. 055SCM

- 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ MICRO SIZE

Ref. 151BAM

- 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ MICRO SIZE

Ref. 150BPM

- 2 ΙΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ MICRO SIZE



Ref. 192ACM

SET ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΟΤ CAP MICRO SIZE ΤΟ SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
- 1 ΜΑΥΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 1 ΔΙΣΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ (1 ΠΡΑΣΙΝΟ, 1 ΚΙΤΡΙΝΟ, 1 ΡΟΖ, 1 ΔΙΑΦΑΝΕΣ)

Ref. 048CAM

- 6 ΑΣΗΜΙ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΟ)
(ΕΛΑΣΤΙΚΟ) - 200g

Ref. 048COM

- 6 ΧΡΥΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΟ)
(ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ) - 450g

Ref. 049PCM

- 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE
(ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 200g

Ref. 060CRM AY

- 6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE
(ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 450g

Ref. 040CRM SN

- 6 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE
(ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 800g

Ref. 040CRM

- 6 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE
(ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 1100g

Ref. 040TCM

- 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE

Ref. 043CLM

- 6 ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)



Ref. 040CRMDR8

- 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE (ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ)
(ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Ø1,6 mm) - 1100g

Ref. 049PCMDR8

- 6 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΠΑΚΙΑ MICRO SIZE (ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ)
(ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Ø 1,6 mm) - 200g



Ref. 042AMM

- 2 ΜΟΝΟ ΟΤ BOX MICRO SIZE
(ΜΟΝΕΣ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ)

Ref. 041CAM

- 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ MICRO SIZE

Ref. 041CTM

- 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MICRO SIZE

Ref. 101PPM

- 2 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ MICRO SIZE

Ref. 044PPM

- 2 ΑΝΑΛΟΓΑ MICRO

Ref. 100SAM

- 10 ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΤ BOX MICRO SIZE



NORMAL-MICRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ




Ref. 485IC

- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ NORMAL-MICRO
(ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ)



Ref. 74AC01

- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ NORMAL SIZE



Ref. 74AC02

- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ MICRO SIZE



Ref. 74AC03

- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ TECNO NORMAL - MICRO
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΤ CAP TECNO)



Ref. 491EC

- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ



NORMAL-MICRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ συνέχεια



Ref. 080RCN

• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - NORMAL SIZE



Ref. 080RCM

• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - MICRO SIZE



Ref. 082ATN

• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - NORMAL SIZE



Ref. 083ATM

• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - MICRO SIZE

NORMAL - MICRO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ø2.2mm



Ref. 155CC

• 6 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ



Ref. 187CRS

• 2 ΚΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ: Ø1.8 - 2.2 - 2.5mm



Ref. 187CRE

• 2 ΚΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΤ EQUATOR



Ref. 189SRS

• 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ: Ø1.8mm



Ref. 100PD

• 10 ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εσωτερική διάμετρος 1,6mm)



Ref. 100PDR

• 10 ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εσωτερική διάμετρος 2,9mm)



Ref. 038GCS

• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ



Ref. 044PP22

• 2 ΑΝΑΛΟΓΑ Ø2.2mm

ΟΤ CAP SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ

SET NORMAL

Ref. 074KAN

SET MICRO

Ref. 074KAM

SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ NORMAL

ΤΟ SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 8 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 8 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΧΡΥΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΑ) ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
- 6 ΑΣΗΜΙ ΚΑΠΑΚΙΑ - (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΑ
- 4 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ)
- 4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ)
- 4 ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
- 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ NORMAL & MICRO

ΤΟ SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 4+4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 4+4 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 2+2 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 3+3 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 3+3 ΧΡΥΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΑ) ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
- 3+3 ΑΣΗΜΙ ΚΑΠΑΚΙΑ - (ΠΟΛΥ ΕΝΔΟΤΙΚΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΑ
- 2+2 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ)
- 2+2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ)
- 2+2 ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
- 1+1 ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΟΤ CAP SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ

NORMAL SET

- 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

ΟΤ CAP SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ

MICRO SET

- 6 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
- 6 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



Ref. 064ACN
NORMAL SIZE



Ref. 064ACM
MICRO SIZE



Ref. 154PCS	• 4 ΑΡΣΕΝΙΚΑ OT STRATEGY ΜΕ ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΤΗ
Ref. 054PLS	• 4 ΑΡΣΕΝΙΚΑ OT STRATEGY ΜΕ ΨΙΛΗ ΠΛΑΤΗ
Ref. 154STY	• 2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ref. 047CSD AY	• 4 STRATEGY ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ (ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 500gr
Ref. 047CSD SN	• 4 STRATEGY ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ (ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 900gr
Ref. 047CSD	• 4 STRATEGY ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 1300gr
Ref. 047CLS	• 4 STRATEGY ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)



Ref. 047CSDDR8	• 4 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ STRATEGY ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ (ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ 1.7mm)
----------------	---



Ref. 045CSM AY	• 4 STRATEGY ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 500gr (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ)
Ref. 045CSM SN	• 4 STRATEGY ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 900gr (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ)
Ref. 045CSM	• 4 STRATEGY ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ) - 1300gr (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ)
Ref. 045CLS	• 4 STRATEGY ΜΑΥΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)



Ref. 045CSMDR8	• 4 ΠΡΑΣΙΝΑ STRATEGY ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ 1.7mm)
----------------	---



Ref. 046CSM	• 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ STRATEGY
-------------	----------------------------------



Ref. 101OTS	• 2 STRATEGY ΘΗΛΥΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ)
-------------	--

OT STRATEGY SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ



Ref. 047ACS	ΤΟ SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 4 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 4 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
-------------	---

OT STRATEGY SET ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ



Ref. 045ACS	ΤΟ SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 4 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 4 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 4 ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
-------------	---

Ref. 044PPS	• 2 STRATEGY ΑΝΑΛΟΓΑ
-------------	----------------------

Ref. 486ICS	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ STRATEGY
-------------	---

Ref. 75AC04	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ STRATEGY
-------------	-------------------------------------

Ref. 081RCS	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ STRATEGY
-------------	--




ΟΤ BAR MULTIUSE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Ref. 022OBB	• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΟΚΟΙ ΟΤ BAR MULTIUSE
Ref. 025CPB	• 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΟΤ BAR MULTIUSE
Ref. 023CPA	• 4 ΚΛΙΠ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Α
Ref. 024CPB	• 4 ΚΛΙΠ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Β
Ref. 027CRG	• 4 ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΛΙΠ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 1,8Kg)
Ref. 026CRR	• 4 ΡΟΖ ΚΛΙΠ (ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 1,2Kg)
Ref. 027CRS	• 4 ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΛΙΠ (ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 0,6Kg)
Ref. 022RGO	• 4 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ref. 429IOBM	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΠ ΟΤ BAR MULTIUSE
Ref. 028OCP	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ ΟΤ BAR MULTIUSE

ΟΤ VERTICAL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Ref. 072MCV	• 2 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ • 2 ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ
Ref. 072SCV	• 2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ref. 072CBV	• 4 ΑΣΠΡΑ ΚΛΙΠ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ)
Ref. 072CVV	• 4 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΛΙΠ (ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ)
Ref. 472ICV	• 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠ ΟΤ VERTICAL

ΟΤ REVERSE 3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Ref. 120MR2	• 2 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ + NYLON (ΔΙΑΦΑΝΕΣ / ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ)
Ref. 041CAM	• 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ MICRO SIZE
Ref. 121AOR	• 2 ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΑ ΡΙΖΕΣ
Ref. 121AAR	• 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ
Ref. 121MT	• 2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

	Ref. 121AM	• 2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ
	Ref. 100PDR	• 10 ΡΟΖ ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	Ref. 121PR	• 2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
	Ref. 124IMR	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΟΤ REVERSE/3
	Ref. 72CBR	• ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟ
	Ref. 72CFR	• ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ ΘΗΛΥΚΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΟΤ LOCK ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	Ref. 882CS	• 1 ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ - ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ LOCKING PIN)
	Ref. 882AF	• 1 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
	Ref. 882CB	• 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
	Ref. 882CPT	• 1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΦΩΛΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ)
	Ref. 882PPC	• 1 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ
	Ref. 882CLSCT	• 1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ (ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ)
	Ref. 882DCC	• 9 ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ)

ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ø 1.8 - 2.2 - 2.5	ΚΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 2 ΚΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ - TiN COATED • 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ • 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΟ
	Ref. 087CRS	
	Ref. 087CRE	ΚΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΤ EQUATOR ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 2 ΚΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΤ EQUATOR ΤΙΤΑΝΙΟΥ - TiN COATED • 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ • 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΟ
	Ref. 089SRS	ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • 2 ΣΦΑΙΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 1.8mm ΤΙΤΑΝΙΟΥ - TiN COATED • 2 ΡΟΖ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ • 2 ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΤ REVERSE SYSTEM - ΟΤ KLASS:

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΤ REVERSE ΚΑΙ ΟΤ KLASS ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΞΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ



Ref. 0P6



ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:


- 6 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΠΛΕ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ



Ref. 100AS

- 30 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ



Ref. 00PB

- 1 ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Κ.Α.)

ΟΤ CEM



Ref. OC

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 5ml
- 10 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ

Ref. TOC

- 10 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ

ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ

ΤΟ ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ



Ref. 680

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1 ΦΡΕΖΑ
- 1 ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ
- 1 ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
- 1 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ref. 680FS

- 1 ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ref. 680FA*

- 1 ΦΡΕΖΑ

*Ανάλογα τον τύπο και διάμετρο του εμφυτεύματος

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ:
ΔΟΚΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΚΕΛΕΤΟΙ



Ref. SET1919

- 1 ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ CARLO BORROMEO



ΑΜΕΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κατά την διάρκεια λειτουργίας των γραφείων μας,
για απαντήσεις σε ερωτήσεις τεχνικών ζητημάτων.

Τηλ. 2310 224203 - 2310 239969 - Fax 2310 244078

Τηλ. +39 051 244510 - +39 051 244396 - Fax +39 051 245238

Website
www.florosdental.gr
www.rhein83.com

Πληροφορίες
info@florosdental.gr
info@rhein83.com

Τεχνική υποστήριξη
thanasis@florosdental.gr
gianni.storni@rhein83.it

RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA (ITALY)

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

<http://www.rhein83.com>
marketing@rhein83.it

ΦΛΩΡΟΣ DENTAL
Εγνατία 88 - 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224203 - 2310 244078
info@florosdental.gr
www.florosdental.gr

