

LISTA DE PREÇOS

PRÓTESES FIXAS E REMOVÍVEIS

para dentistas e protésicos



RHEIN83

THE DENTAL ATTACHMENTS COMPANY

KIT EASY FIX



O KIT ALL ON FOUR OT EQUATOR COM EASY FIX T-BASE CONTÉM TUDO O QUE É NECESSÁRIO PARA EFETUAR UMA ESTRUTURA DE QUATRO IMPLANTES COM O SISTEMA EASY FIX. OS QUATRO PILARES OT EQUATOR DEVEM TER A MESMA CONEXÃO E ALTURA. AS T-BASES EASY FIX SERÃO COMPATÍVEIS COM A PLATAFORMA ESCOLHIDA.

Ref. KEF44

T-BASE h 4mm

Ref. KEF46

T-BASE h 6mm

Ref. KEF49

T-BASE h 9mm

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EASY FIX

CONTENIDO

- 4 PILAR OT EQUATOR EM TITANIO CON REVESTIMIENTO TIN
- 4 T-BASE EASY FIX EM TITANIO Ø 3,5mm
- 1 LOCKING SCREW EASY FIX
- 4 SEEGER BRANCOS RETENÇÃO FORTE
- 4 SEEGER ROSA RETENÇÃO MÉDIO
- 4 SEEGER MARFIM RETENÇÃO SUAVE
- 4 SEEGER PRETO PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO

€ 370,00



O KIT 4 EASY FIX T-BASE CONTÉM QUATRO T-BASE EASY FIX COMPLETAS PARA CRIAR UMA ESTRUTURA COM O SISTEMA EASY FIX.

Ref. KEF4MEF

h 4mm

Ref. KEF4MAEF

h 6mm

Ref. KEF4MLEF

h 9mm

4 EASY FIX T-BASE

CONTENIDO

- 4 T-BASE EASY FIX EM TITANIO Ø 3,5mm
- 1 LOCKING SCREW EASY FIX
- 4 SEEGER BRANCOS RETENÇÃO FORTE
- 4 SEEGER ROSA RETENÇÃO MÉDIO
- 4 SEEGER MARFIM RETENÇÃO SUAVE
- 4 SEEGER PRETO PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO

€ 160,00



Ref. KMSRF

h 4mm

Ref. KMASRF

h 6mm

Ref. KMLSRF

h 9mm

EASY FIX T-BASE

CONTENIDO

- 1 T-BASE EASY FIX EM TITANIO Ø 3,5mm
- 1 SEEGER PEEK FORTE
- 1 SEEGER PEEK MÉDIO
- 1 SEEGER PEEK SUAVE
- 1 SEEGER PEEK LAB

€ 43,00



Ref. KSEF

KIT SEEGER EASY FIX

CONTENIDO

- 1 SEEGER PEEK FORTE
- 1 SEEGER PEEK MÉDIO
- 1 SEEGER PEEK SUAVE
- 1 SEEGER PEEK LAB

€ 32,00

COMPONENTES EM PACOTE ÚNICO



Ref. 030

- 1 PILAR OT EQUATOR COM TRATAMENTO TIN

€ 80,00



Ref. RMEF

- 1 T-BASE EASY FIX EM TITANIO h 4mm Ø 3,5 mm

Ref. RMAEF

- 1 T-BASE EASY FIX EM TITANIO h 6mm Ø 3,5 mm

Ref. RMLEF

- 1 T-BASE EASY FIX EM TITANIO h 9mm Ø 3,5 mm

€ 29,00

COMPONENTES EM PACOTE ÚNICO



Ref. KSST

• 4 SEEGER BRANCOS EN PEEK RETENÇÃO FORTE

€ 32,00



Ref. KSM

• 4 SEEGER ROSA EN PEEK RETENÇÃO MÉDIO

€ 32,00



Ref. KSSO

• 4 SEEGER MARFIM EN PEEK RETENÇÃO SUAVE

€ 32,00



Ref. KSL

• 4 SEEGER PRETO PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO

€ 32,00



Ref. 240GCEF

• 1 MANGA CALCINÁVEL EASY FIX h 4mm

Ref. 240GCAEF

• 1 MANGA CALCINÁVEL EASY FIX h 6mm

Ref. 240GCLEF

• 1 MANGA CALCINÁVEL EASY FIX h 9mm

€ 15,00

PARAFUSOS



Ref. 149VEF

• 1 LOCKING SCREW EM TITANIO EASY FIX

€ 15,00



Ref. 239VSEF

• 1 PARAFUSO ESPAÇADOR EM TITÂNIO EASY FIX

€ 15,00



Ref. 149TEF

• 1 PARAFUSO DE VEDAÇÃO PARA OT EQUATOR

€ 15,00

PILAR DE IMPRESSÃO



Ref. 144TLE

• 1 TRANSFER DE IMPRESSÃO LONGO EM TITÂNIO COM PARAFUSO h11,5mm

€ 44,00

ANÁLOGOS DE LABORATÓRIO



Ref. 144AE

• 2 ANÁLOGOS DE LABORATÓRIO ø4mm

€ 38,00

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

• 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + PARAFUSO

€ 85,00

FERRAMENTAS



Ref. 761EEF

• 1 FERRAMENTA DE LIBERTAÇÃO h 22,4mm

€ 48,00

Ref. 761ELEF

• 1 FERRAMENTA DE LIBERTAÇÃO LONGA h 28,4mm



Ref. 491SEIM

• 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO T- BASE EASY FIX


€ 39,00



Ref. 772CSF

• 1 CHAVE HEXAGONAL PARA PARAFUSO DE VEDAÇÃO

€ 39,00



Ref. 491EEF

• 1 INSERÇÃO, TESTADOR E EXTRACTOR DE SEEGER EASY FIX

€ 42,00

ATTACHMENT OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 PILAR OT EQUATOR COM TRATAMENTO TIT

€ 80,00

MEDIDOR DE ALTURA DO COLO



Ref. 008MBG

- COMPOSTO POR**
- 1 MEDIDOR DESLIZANTE PARA ALTURA DE COLOS

€ 70,00

KIT 42



Ref. BE42
+ n° 42 OT Equator
(Ref. 030 a scelta)

- 1 SURTIDO (autoclavável) de 42 OT EQUATORS:
O SET42 PODE SER PERSONALIZADO COM BASE NAS MARCAS DE IMPLANTES,
DIÂMETROS DE IMPLANTES E ALTURAS DE COLO DESEJADAS. INDICAR A QUANTIDADE
E AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA PARA CADA TIPO DE PILAR.

€ 3000,00



Ref. BE42

- 1 CAIXA PARA 42 PILARES OT EQUATORS (*Pilares não incluídos*)

€ 120,00

CONJUNTO ALL ON FOUR OT BRIDGE COM PILARES OT EQUATOR



Ref. AO4N

O CONJUNTO ALL ON FOUR CONTÉM TUDO O QUE É NECESSÁRIO PARA CONSTRUIR UMA ESTRUTURA DE QUATRO IMPLANTES COM O SISTEMA OT BRIDGE. OS QUATRO PILARES OT EQUATOR DEVEM TER A MESMA CONEXÃO E ALTURA. O T-BASE EXTRA-GRADE SERÁ COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA ESCOLHIDA.

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE COMPOSTO POR

- 4 PILARES OT EQUATOR DE TITÂNIO COM TRATAMENTO TIT
- 4 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO
- 4 ELÁSTICOS SEEGER ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 8 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS (RETENÇÃO STANDARD)
- 4 PARAFUSOS DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE

€ 350,00

Ref. AO4M

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE MINI COMPOSTO POR

- 4 PILARES OT EQUATOR DE TITÂNIO COM TRATAMENTO TIT
- 4 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO MINI
- 4 ELÁSTICOS SEEGER ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 8 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS (RETENÇÃO STANDARD)
- 4 PARAFUSOS DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE MINI

€ 350,00

Ref. AO4A

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE 15° COMPOSTO POR

- 4 PILARES OT EQUATOR DE TITÂNIO COM TRATAMENTO TIT
- 4 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO ÂNGULADO A 15°
- 4 ELÁSTICOS SEEGER ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 8 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS (RETENÇÃO STANDARD)
- 4 PARAFUSOS DINÂMICOS DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE

€ 420,00

CONJUNTO TITANIUM 4 T-BASE EXTRAGRADE



O CONJUNTO 4 T-BASE EXTRAGRADE, CONTÉM QUATRO EXTRAGRADES COMPLETOS T-BASE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ESTRUTURA COM O SISTEMA OT BRIDGE.

Ref. AO4SEG

Ø3,5mm

Ref. AO440SEG

Ø4mm

Ref. AO450SEG

Ø5mm

4 T-BASE EXTRAGRADE

SET CONTENT

- 4 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO
- 4 ELÁSTICOS SEEGER ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 8 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS (RETENÇÃO STANDARD)
- 4 PARAFUSOS DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE

€ 140,00

Ref. AO4MSEG

Ø3,5mm

Ref. AO4M40SEG

Ø4mm

4 T-BASE EXTRAGRADE MINI

SET CONTENT

- 4 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO MINI
- 4 ELÁSTICOS SEEGER ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 8 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS (RETENÇÃO STANDARD)
- 4 PARAFUSOS DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE MINI

€ 140,00

Ref. AO4SFEG

Ø3,5mm

Ref. AO4EG15SF

Ø4mm

4 T-BASE EXTRAGRADE 15°

SET CONTENT

- 4 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO ÂNGULADO A 15°
- 4 ELÁSTICOS SEEGER ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 8 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS (RETENÇÃO STANDARD)
- 4 PARAFUSOS DINÂMICOS DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE

€ 240,00

T-BASE PARA PRÓTESES FIXAS



Ref. MTSEG

Ø3,5mm

Ref. MT40SEG

Ø4mm

Ref. MT50SEG

Ø5mm

T-BASE EXTRAGRADE EM TITÂNIO

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO A SER CIMENTADO h9,5mm
- 1 PARAFUSO DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE h2mm
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA

€ 39,00



Ref. MMSEG

Ø3,5mm

Ref. MM40SEG

Ø4mm

T-BASE EXTRAGRADE MINI EM TITÂNIO

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO A SER CIMENTADO h5,7mm
- 1 PARAFUSO DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE MINI
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA

€ 39,00



Ref. MTSFEG

Ø3,5mm

Ref. MTEG15SF

Ø4mm

T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO ÂNGULADO A 15°

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE EXTRAGRADE DE TITÂNIO ÂNGULADO A 15° A SER CIMENTADO
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA
- 1 PARAFUSO DINÂMICO DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE

€ 65,00

T-BASE PARA PRÓTESES FIXAS



Ref. CMEG40C

Ø4mm

T-BASE CALCINÁVEL EXTRAGRADE

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE CALCINÁVEL EXTRAGRADE COM FURO
- 1 PARAFUSO DE TITÂNIO h2mm
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA

€ 39,00



Ref. MCEG15SF

Ø4mm

T-BASE CALCINÁVEL EXTRAGRADE SEM FURO

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE CALCINÁVEL EXTRAGRADE SEM FURO (SÓ DISPONÍVEL COM Ø4,0mm)
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA

€ 39,00



Ref. CMTFP

h1,8mm

Ref. CMTB30FP

h3mm

T-BASE DE TITÂNIO COM NEGATIVOS PARA ARAME DE TITÂNIO PARA PRÓTESES PROVISÓRIAS

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE DE TITÂNIO COM NEGATIVOS h1,8mm (SÓ DISPONÍVEL COM Ø 4,0mm)
- 1 PARAFUSO DE TITÂNIO h2mm
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA

€ 39,00



Ref. MT40GL

Ø4mm

T-BASE EM TITÂNIO PARA SOLDADURA

COMPOSTO POR

- 1 T-BASE EM TITÂNIO PARA SOLDADURA h9,5mm Ø 4,0 mm
- 1 PARAFUSO DE TITÂNIO h2mm
- 2 ELÁSTICOS SEEGER BRANCOS
- 1 ELÁSTICO SEEGER ROSA

€ 39,00

PILAR DE CICATRIZAÇÃO



Ref. 159VAG

PILAR DE CICATRIZAÇÃO + PARAFUSO

COMPOSTO POR

- 1 PARAFUSO DE TITÂNIO
- 1 ANEL CICATRIZADOR DE TITÂNIO AUTO EXTRAÍVEL

€ 29,00



Ref. 159EAG

ATTACHMENT OT EQUATOR E ANEL CICATRIZADOR

COMPOSTO POR

- 1 ATTACHMENT OT EQUATOR DE TITÂNIO + TIN
- 1 ANEL CICATRIZADOR DE TITÂNIO AUTO EXTRAÍVEL

€ 35,00



Ref. 159VEA

- 1 ATTACHMENT OT EQUATOR DE TITÂNIO + TIN
(para anel peek auto-extraível ou anel cicatrizador de titânio)

€ 25,00

PILAR DE IMPRESSÃO



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER DE IMPRESSÃO LONGO EM TITÂNIO COM PARAFUSO h11,5mm

€ 44,00



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER DE IMPRESSÃO EM TITÂNIO COM PARAFUSO h6mm.

€ 44,00



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL

€ 36,00



Ref. TPM2

- 2 MINI TRANSFER DE IMPRESSÃO

€ 28,00

ANÁLOGOS DE LABORATÓRIO



Ref. 144AE

• 2 ANÁLOGOS DE LABORATÓRIO ø4mm

€ 38,00

Ref. AI502

• 2 ANÁLOGOS DE LABORATÓRIO ø5mm

€ 38,00



Ref. 144AVC4

• 1 ANÁLOGO COM PARAFUSO PARA CAD-CAM ø4mm

€ 23,00

Ref. 144AVC5

• 1 ANÁLOGO COM PARAFUSO PARA CAD-CAM ø5mm

€ 23,00

SCAN BODY DE LEITURA CAD-CAM OT EQUATOR



Ref. 145SAE

• 1 SCAN BODY DE LEITURA CAD-CAM EM TITÂNIO COM PARAFUSO

€ 85,00

PARAFUSOS



Ref. 147VME

• 1 PARAFUSO EM TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE
(para chave dinâmica)

€ 15,00



Ref. 146VMI

• 1 PARAFUSO DINÂMICO EM TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE ÂNGULADO
(para chave dinâmica)

€ 15,00



Ref. 148VCM

• 1 PARAFUSO DE TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE MINI
(para chave dinâmica)

€ 15,00



Ref. VC

• 1 PARAFUSO EM TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE h2mm

€ 15,00



Ref. VM

• 1 PARAFUSO EM TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE h6mm

€ 15,00



Ref. VXL

• 1 PARAFUSO EM TITÂNIO PARA T-BASE EXTRAGRADE h11,5mm

€ 15,00

FERRAMENTAS



Ref. KFST

CONJUNTO SEEGER TOOL PARA LIGAÇÃO DIRECTA OT BRIDGE
COMPOSTO POR

- 1 BROCA SEEGER TOOL 1 (2.8xR0.05)
- 1 BROCA SEEGER TOOL 2 (2.6x30°)

€ 240,00



Ref. 776CGC


Ref. 777CGL*

(*versão longa)

• 1 CHAVE QUADRADA para OT EQUATOR
(QUADRADA DE 1,25mm) (PODE SER USADA COM CATRACA DE TORQUE)

€ 42,00

FERRAMENTAS

	Ref. 760CSC	• 1 CHAVE DE PARAFUSOS DINÂMICOS PARA CONTRA ÂNGULO	€ 39,00
	Ref. 760CS* (*versão longa)		
	Ref. 760ACC	• 1 ADAPTADOR CHAVE QUADRADA <i>utilizável com chave de torque</i>	€ 55,00
	Ref. 760CQC	• 1 CHAVE DE FENDA/HASTE DO EQUADOR PARA PEÇA DE MÃO DINAMOMÉTRICA COM PONTA CÔNICA QUADRADA	€ 39,00
	Ref. 760CQCL		
	Ref. 760CRD-US	• 1 CHAVE DE TORQUE MANUAL (TORQUE OT EQUATOR SPHERO BLOCK/ FLEX ENTRE 15 A 35Ncm - MÁXIMO 70Ncm)	€ 240,00
	Ref. 124ICP	• 1 FERRAMENTA UNIVERSAL	€ 15,00
	Ref.490IS	• 1 INSERIDOR/EXTRACTOR SEEGER PARA PRÓTESE FIXA <i>com testador, pega e estojo</i>	€ 42,00
	Ref.190IS	• 1 INSERIDOR E TESTADOR PARA SEEGER PARA PRÓTESE FIXA	€ 18,00

AÇO MÉDICO T-BAR

	Ref. G80A	• 4 UNIÕES EM AÇO INOXIDÁVEL	€ 32,00
	Ref. T20A	• 4 CILINDROS EM AÇO INOXIDÁVEL	€ 12,00
	Ref. T20Ai	• 4 CILINDROS COM RETENÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	€ 16,00

TITÂNIO T-BAR

	Ref. G80T	• 4 UNIÕES EM TITÂNIO	€ 37,00
	Ref. T20T	• 4 CILINDROS EM TITÂNIO	€ 20,00
	Ref. T20Ti	• 4 CILINDROS COM RETENÇÃO EM TITÂNIO	€ 24,00

FERRAMENTAS T-BAR

	Ref. T-APLUS	• 2 ADAPTADORES T-BAR	€ 48,00
--	--------------	-----------------------	---------

COMPONENTES EM PACOTE ÚNICO

	Ref. RMTSFEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE ÂNGULADO A 15° Ø 3,5mm	€ 54,00
	Ref. RMTEG15SF	• 1 T-BASE EXTRAGRADE ÂNGULADO A 15° Ø 4mm	
	Ref. RMTSEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE RECTO Ø 3,5mm	€ 29,00
	Ref. RMT40SEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE RECTO Ø 4mm	
	Ref. RMT50SEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE RECTO Ø 5mm	
	Ref. RMMSEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE MINI Ø 3,5mm	€ 29,00
	Ref. RMM40SEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE MINI Ø 4mm	
	Ref. GCMR	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE ANGULADOS DE Ø 3,5mm	€ 15,00
	Ref. GCMR4	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE ANGULADOS DE Ø 4mm	
	Ref. GC	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE RECTOS COM Ø 3,5mm	€ 12,00
	Ref. GC4	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE RECTOS COM Ø 4mm	
	Ref. GC5	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE RECTOS COM Ø 5mm	
	Ref. GMM	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE MINI COM Ø 3,5mm	€ 12,00
	Ref. GMM4	• 1 MANGA CALCINÁVEL PARA T-BASE MINI COM Ø 4mm	
	Ref. MTFP	• 1 T-BASE EM TITÂNIO DE h1,8mm COM NEGATIVOS PARA ARAME DE REFORÇO (só disponível para os de 4,0mm)	€ 29,00
	Ref. MTB30FP	• 1 T-BASE EM TITÂNIO DE h3mm COM NEGATIVOS PARA ARAME DE REFORÇO (só disponível para os de 4,0mm)	
	Ref. HR800	• 1 ARAME EM TITÂNIO SEM MEMÓRIA ELÁSTICA Ø 1mm	€ 7,80
	Ref. MEG40C	• 1 T-BASE CALCINÁVEL EXTRAGRADE Ø 4mm	€ 28,00
	Ref. RMCEG15SF	• 1 T-BASE CALCINÁVEL EXTRAGRADE SEM FURO (SÓ DISPONÍVEL COM Ø 4mm)	€ 28,00
	Ref. SM6	• 6 ANÉIS SEEGER COM CABO (RETENÇÃO STANDARD)	€ 30,00
	Ref. SRM6	• 6 ANÉIS SEEGER COM CABO (RETENÇÃO SUAVE)	€ 30,00
	Ref. 022RGO	• 3 BARRAS DE CONEXÃO DINÂMICAS	€ 8,00
	Ref. FST1	• 1 BROCA SEEGER TOOL 1 (2.8xR0.05) PARA LIGAÇÃO DIRECTA OT BRIDGE	€ 120,00
	Ref. FST2	• 1 BROCA SEEGER TOOL 2 (2.6x30°) PARA LIGAÇÃO DIRECTA OT BRIDGE	
	Ref. FSS	• 1 BROCA PARA POLIMENTO DO ESPAÇO SEEGER	€ 55,00
	Ref. OC	• 1 OT CEM (CIMENTO COMPOSTO: 1 SERINGA BI-COMPONENTE E 10 PONTAS DE AUTO-MISTURA)	€ 52,00
	Ref. TOC	• 10 PONTAS DE AUTO-MISTURA	€ 11,50

OT EQUATOR PARA IMPLANTES



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES
COMPOSTO POR
 • 1 PILAR EM TITÂNIO + TiN
 • 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
 • 1 DISCO DE PROTEÇÃO
 • 4 CAPAS RETENTIVAS
 (1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 STANDARD, 1 FORTE)

€ 115,00



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES COM SMART BOX
COMPOSTO POR
 • 1 PILAR EM TITÂNIO + TiN
 • 1 ENCAIXE SMARTBOX COM CAPA DE POSICIONAMENTO PRETA
 • 1 DISCO DE PROTEÇÃO ROSA
 • 4 CAPAS RETENTIVAS
 (1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 STANDARD, 1 FORTE)

€ 125,00



Ref. 030

• 1 PILAR OT EQUATOR EM TITÂNIO COM REVESTIMENTO TiN

€ 80,00

Os pilares Ot Equator estão disponíveis para as principais marcas de implantes. a pedido, podemos personalizá-los para qualquer tipo de implante. Na encomenda indicar: implante, diâmetro e altura do colo. estão disponíveis até 7mm de altura.

BARRAS



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR ROSCADO COM MANGA PARA ADESÃO
COMPOSTO POR
 • 2 OT EQUATOR ROSCADOS para manga rosçada (rosca de 1.6 mm)
 • 2 MANGAS ROSCADAS (rosca de 1.6 mm)
 • 2 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
 • 2 ESPAÇADORES OT EQUATOR
 • 8 CAPAS RETENTIVAS
 (2 EXTRA-SUAVE, 2 SUAVE, 2 STANDARD, 2 DE TRABALHO)

€ 125,00

ELASTIC SEEGER UNIÃO DE BARRA PASSIVA ENTRE IMPLANTES



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER
COMPOSTO POR
 • 1 CILINDRO CALCINÁVEL PARA SEEGER
 • 1 SEEGER AUTO-EXTRAÍVEL EM PEEK
 • 1 PARAFUSO EM TITÂNIO

€ 27,00

KIT CAPAS



Ref. 192ECE

KIT DE CAPAS SURTIDAS
COMPOSTO POR
 • 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
 • 1 CAPA PRETA de laboratório
 • 4 CAPAS RETENTIVAS (1 extra-suave, 1 suave, 1 standard, 1 forte)
 • 1 DISCO DE PROTEÇÃO

€ 38,00

KIT DE SMART BOX ENCAIXE PARA CORREÇÃO DE PARALELISMO PARA OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX
COMPOSTO POR
 • 1 ENCAIXE SMART BOX EM TITÂNIO COM CAPA DE POSICIONAMENTO PRETA
 • 1 DISCO DE PROTEÇÃO ROSA
 • 4 CAPAS RETENTIVAS
 (1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 STANDARD, 1 FORTE)

€ 45,00

OT EQUATOR CALCINÁVEL



Ref. 092ECQ

OT EQUATOR CALCINÁVEL
COMPOSTO POR
 • 2 MACHOS SIMPLES
 • 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
 • 4 CAPAS RETENTIVAS
 (2 SUAVES, 2 STANDARD)

€ 50,00


PEÇAS A VULSO

	Ref. 140CEV	• 4 CAPAS RETENTIVAS - VIOLETA (RETENÇÃO FORTE - 2700g)	€ 29,00
	Ref. 140CET	• 4 CAPAS RETENTIVAS - BRANCA TRANSPARENTE (STANDARD - 1800g)	€ 29,00
	Ref. 140CER	• 4 CAPAS RETENTIVAS - ROSA (SUAVE - 1200g)	€ 29,00
	Ref. 140CEG	• 4 CAPAS RETENTIVAS - AMARELO (EXTRA-SUAVE- 600g)	€ 29,00
	Ref. 140CEN	• 4 CAPAS PRETAS (PARA USO EM LABORATÓRIO)	€ 15,00
	Ref. 140CEDR8	• 4 CAPAS RETENTIVAS - VERDE ÁGUA DIÂMETRO INTERNO REDUZIDO 2,2mm (FORTE 1300g)	€ 29,00
	Ref. 140CEADR8	• 4 CAPAS RETENTIVAS - LARANJA DIÂMETRO INTERNO REDUZIDO 2,2mm (MUITO ELÁSTICA 350g)	€ 29,00
	Ref. 141CAE	• 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL	€ 21,00
	Ref. 141CTE	• 2 ENCAIXE EM TITÂNIO FÚCSIA ANODIZADO	€ 28,00
	Ref. 330SBE	• 1 ENCAIXE SMART BOX EM TITÂNIO COM CAPA DE POSICIONAMENTO PRETA	€ 25,00
	Ref. 335CSB	• 4 CAPAS SMART BOX PRETAS (POSICIONAMENTO)	€ 16,00
	Ref. 039SFE2	• 1 OT EQUATOR COM ROSCA DE 2 mm (ROSCA PADRÃO)	€ 25,00
	Ref. 339SFE	• 1 OT EQUATOR COM ROSCA DE 1.6mm (PARA MANGA EM TITÂNIO)	€ 25,00
	Ref. 239GSF	• 1 MANGA ROSCADA EM TITÂNIO (ROSCA DE 1,6 mm)	€ 24,00
	Ref. 339SSE	• 1 ESPAÇADOR OT EQUATOR	€ 10,00
	Ref. 159VEA	• 1 ATTACHMENT OT EQUATOR DE TITÂNIO + TIN (PARA ANEL PEEK AUTO-EXTRAÍVEL OU ANEL CICATRIZADOR DE TITÂNIO)	€ 25,00
	Ref. 158VAE	• 1 PARAFUSO DE TITÂNIO PARA SEEGER AUTO-EXTRAÍVEL	€ 15,00
	Ref. 158SAE	• 1 SEEGER AUTO-EXTRAÍVEL EM PEEK	€ 15,00
	Ref. 158CCE	• 1 CILINDRO CALCINÁVEL h 2,5mm (PARA SEEGER)	€ 15,00
	Ref. 158CCAE	• 1 CILINDRO CALCINÁVEL ALTO h 3,5mm (PARA SEEGER)	€ 15,00
	Ref. 151SS	• 2 MACHOS OT EQUATOR CALCINÁVEIS	€ 20,00

ACESSÓRIOS OT EQUATOR

	Ref. 144TLE	• 1 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR EM TITÂNIO LONGO + PARAFUSO h11,5mm	€ 44,00
	Ref. 144TTE	• 1 TRANSFER DE IMPRESSÃO + PARAFUSO (Moldeira aberta)	€ 44,00
	Ref. 144MTE	• 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR PARA MOLDEIRA INDIVIDUAL	€ 36,00
	Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR - OT CAP NORMAL (COM CAPA INTERCAMBIÁVEL PARA IMPRESSÃO MOLDEIRA FECHADA)	€ 25,00
	Ref. 144AE	• 2 ANÁLOGO DE LABORATÓRIO COM PARAFUSO PARA CAD/CAM ø4mm	€ 38,00
	Ref. AI502	• 2 ANÁLOGO DE LABORATÓRIO COM PARAFUSO PARA CAD/CAM ø5mm	€ 38,00
	Ref. 144AVC4	• 1 ANÁLOGO DE LABORATÓRIO COM PARAFUSO DE TITÂNIO PARA CAD/CAM ø4mm	€ 23,00
	Ref. 144AVC5	• 1 ANÁLOGO DE LABORATÓRIO COM PARAFUSO DE TITÂNIO PARA CAD/CAM ø5mm	€ 23,00
	Ref. 161SCME	• 4 ESPAÇADORES DE ENCAIXES OT EQUATOR	€ 26,00

FERRAMENTAS OT EQUATOR

	Ref. 74AC01	• 1 CHAVE DE PARALELÓMETRO TAMANHO NORMAL	€ 22,00
	Ref. 776CGC	• 1 CHAVE QUADRADA para OT EQUATOR (QUADRADA DE 1,25mm) (PODE SER USADA COM CATRACA DE TORQUE)	€ 42,00
	Ref. 777CGL* (*versione lunga)		
	Ref. 760CQC h 22mm	• 1 CHAVE DE FENDA/HASTE DO EQUADOR PARA PEÇA DE MÃO DINAMOMÉTRICA COM PONTA CÔNICA QUADRADA	€ 39,00
	Ref. 760CQCL h 32mm		
	Ref. 485IC	• 1 FERRAMENTA MULTIUSO OT EQUATOR - NORMAL - MICRO (INSERÇÃO E REMOÇÃO DE CAPAS)	€ 39,00
	Ref. 185SIS	• 1 FERRAMENTA METÁLICA DE INSERÇÃO PARA SEEGER	€ 12,00
	Ref. 491EC	• 1 FERRAMENTA MULTIUSO DE EXTRAÇÃO (COM FURO PARA OUTRAS FERRAMENTAS)	€ 29,00
	Ref. 760CRD-US	• 1 CHAVE DE TORQUE MANUAL (TORQUE OT EQUATOR SPHERO BLOCK/ FLEX ENTRE 15 A 35Ncm - MÁXIMO 70Ncm)	€ 240,00

ESFERAS SIMPLES COM ROSCA COM MANGAS DE COLAGEM NORMAL - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT ESFERA ROSCADA NORMAL+TIN A SER COLADA COMPOSTO POR

- 2 ESFERAS SIMPLES COM ROSCA DE TITÂNIO (HEXÁGONO 1.3mm ROSCA 1.6mm)
- 2 MANGA ROSCADA EM TITÂNIO
- 2 ESPAÇADOR EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MANGA ROSCADA (NORMAL esfera)

€ 88,00



Ref. 139KSFM

KIT DE ESFERA ROSCADA MICRO+TIN A SER COLADA COMPOSTO POR

- 2 ESFERAS SIMPLES COM ROSCA DE TITÂNIO (HEXÁGONO 0.9mm ROSCA 1.6mm)
- 2 MANGA ROSCADA EM TITÂNIO
- 2 ESPAÇADOR EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MANGA ROSCADA (Micro esfera)

€ 88,00

PEÇAS A VULSO



Ref. 239SFN

- 1 ESFERA ROSCADA NORMAL + TIN HEX 1.3mm ROSCA 1.6mm passo fino

€ 20,00



Ref. 239SFM

- 1 ESFERA ROSCADA MICRO+TIN HEX 0.9mm ROSCA 1.6mm passo fino

€ 20,00



Ref. 239GSF

- 1 MANGA ROSCADA PARA SER COLADA para Normal e Micro - passo fino de 1.6mm

€ 24,00



Ref. 239SSN

- 1 ESPAÇADOR PARA MANGA ROSCADA COM ESFERA NORMAL

€ 10,00



Ref. 239SSM

- 1 ESPAÇADOR PARA MANGA ROSCADA COM ESFERA MICRO

€ 10,00



Ref. 039SFN2

- 1 ESFERA ROSCADA NORMAL + TIN HEXÁGONO 1.3mm ROSCA 2.0mm

€ 20,00



Ref. 039SFM2

- 1 ESFERA ROSCADA MICRO + TIN HEXÁGONO 0.9mm ROSCA 2.0mm

€ 20,00



Ref. 760CBR

- 1 CHAVE HEXAGONAL (para esfera tamanho normal) HEXAGONAL 1,3mm

€ 39,00



Ref. 772CSF

- 1 CHAVE HEXAGONAL (para esfera micro) HEXAGONAL 0,9mm

€ 39,00

OT CAP COPINGS DE IMPRESSÃO



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR - OT CAP NORMAL Ø2,5mm COM CAPA INTERCAMBIÁVEL

€ 25,00



Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm COM CAPA INTERCAMBIÁVEL

€ 25,00

ATTACHMENTS EM TITÂNIO PARA SOBREDENTADURAS

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Ref. 109



SPHERO FLEX COM REVESTIMENTO TiN

COMPOSTO POR

- 1 ATTACHMENT EM TITÂNIO COM ESFERA ROTATÓRIA (ESFERA Ø 2.5mm)
- 3 CAPAS (amarelo - rosa - transparente)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCO DE PROTECÇÃO
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS

€ 103,00

Ref. 002



SPHERO BLOCK NORMAL COM REVESTIMENTO TiN

COMPOSTO POR

- 1 ATTACHMENT EM TITÂNIO (ESFERA Ø 2.5mm)
- 3 CAPAS (amarelo - rosa - transparente)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCO DE PROTECÇÃO
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS

€ 85,00

Ref. 003




SPHERO BLOCK MICRO COM REVESTIMENTO TiN

COMPOSTO POR

- 1 ATTACHMENT EM TITÂNIO (ESFERA Ø 1.8mm)
- 3 CAPAS (amarelo - rosa - transparente)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 DISCO DE PROTECÇÃO
- 3 ANEIS DIRECCIONAIS

€ 85,00

OS ATTACHMENT SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK ESTÃO DISPONÍVEIS PARA AS PRINCIPAIS MARCAS DE IMPLANTES. A PEDIDO, PODEMOS PERSONALIZÁ-LOS PARA QUALQUER TIPO DE IMPLANTE. QUANDO ENCOMENDAR, INDIQUE SEMPRE: MARCA E DIÂMETRO DO IMPLANTE E ALTURA DO COLO. PARA PILARES SPHERO FLEX ESTÃO DISPONÍVEIS COLOS DE 0,5 A 7mm.




MEDIDOR DE ALTURA DO COLO

ESTA FERRAMENTA É USADA PARA DETERMINAR A ALTURA DO COLO DOS IMPLANTES DE CONEXÃO INTERNA OU EXTERNA

Ref. 008MBG

COMPOSTO POR

- 1 MEDIDOR DESLIZANTE PARA ALTURA DE COLOS



€ 70,00

FERRAMENTAS AUXILIARES SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK



Ref. 771CEF

- 1 CHAVE PARA SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (Normal e Micro) HEX 2,3mm

€ 48,00



Ref. 760CBM

- 1 CONETOR PARA CONTRA-ÂNGULO HEXAGONAL 1,3mm


€ 39,00



Ref. 760CRD-US

- 1 CHAVE DE TORQUE MANUAL
(TORQUE OT EQUATOR SPHERO BLOCK/ FLEX ENTRE 15 A 35Ncm - MÁXIMO 70Ncm)

€ 240,00



Ref. 485IC

- 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS

€ 39,00



Ref. 008MDS

- 1 MEDIDOR DE ESFERAS
(PARA MEDIR AS ESFERAS DE DIÂMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)

€ 35,00



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT EQUATOR - OT CAP NORMAL Ø 2,5mm
COM CAPA INTERCAMBIÁVEL


€ 25,00



Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO OT CAP MICRO Ø 1,8mm
COM CAPA INTERCAMBIÁVEL

€ 25,00



Ref. 100AD

- ANÉIS DIRECIONAIS PARA SPHERO FLEX - BLOCK**
• 3 ANEIS COLORIDOS COM INCLINAÇÕES DE 0° - 7° - 14°

€ 10,00



Ref. 044ABN

- KIT SPHERO FLEX - BLOCK ANÁLOGO TAMANHO NORMAL COMPOSTO POR**
• 1 SPHERO BLOCK-FLEX NORMAL ANÁLOGO
• 1 CAPAS PRETAS DE LABORATÓRIO TAMANHO NORMAL
• 3 ANEIS DIRECCIONAIS DE 0° - 7° - 14°

€ 18,00



Ref. 044ABM

- KIT SPHERO BLOCK ANÁLOGO TAMANHO MICRO COMPOSTO POR**
• 1 SPHERO BLOCK MICRO ANÁLOGO
• 1 CAPAS PRETAS DE LABORATÓRIO TAMANHO MICRO
• 3 ANEIS DIRECCIONAIS DE 0° - 7° - 14°

€ 18,00

SISTEMA DE ANTI-DESAPARAFUSAMENTO COM UMA CAVILHA ELÁSTICA APLICÁVEL A:

SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e diferentes parafusos. A CAVILHA ELÁSTICA É APLICÁVEL SÓ SOB PEDIDO PARA TODAS AS ROSCAS COM UM DIÂMETRO NÃO INFERIOR A 1.8mm
SpheroFlex - Sphero Block - Attachments OT Reverse, etc.

Custo adicional para a aplicação de cavilhas

CAVILHA ELÁSTICA



€ 20,00

ATTACHMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO KIT COMPLETO DE INICIAÇÃO PARA LABORATÓRIO



KIT CONTÉM

SISTEMA OT CAP & OT BOX:

- 16 Espigões calcináveis surtidos (tamanho normal e micro)
- 4 Esferas calcináveis (tamanho normal e micro)
- 2 Esferas simples em Titânio (tamanho normal e micro) + suporte de esfera
- 4 Barras calcináveis OT CAP (tamanho normal e micro)
- 2 Barras calcináveis completas OT CAP TECNO (tamanho normal e micro)
- 4 Barras calcináveis OT BOX CLASSIC (parte de cima e de baixo) normal e micro
- 2 Barras calcináveis OT BOX SPECIAL (tamanho normal e micro)
- 6 Conectores calcináveis OT BOX
- 4 Encaixes calcináveis OT BOX MONO (tamanho normal e micro)
- 4 Anéis posicionadores em plástico (tamanho normal e micro)
- 16 Capas retentivas OT CAP (tamanho normal e micro)
 - BRANCA- retenção standard - ROSA retenção suave
 - AMARELA retenção extra suave VERDE retenção muito elástica
- 4 Capas de titânio TITAN CAP (tamanho normal e micro)
- 4 Capas PRETAS - para uso em laboratório (tamanho normal e micro)
- 8 Encaixes em aço inoxidável
- 4 Análogos para moldes de silicone (tamanho normal e micro)
- 4 Discos de protecção
- 4 Espaçadores em alumínio (tamanho normal e micro)

OT STRATEGY:

- 4 Esferas calcináveis (2 standard e 2 fortes)
- 2 Calcináveis STEADY
- 6 Capas retentivas: 2 Brancas - 2 rosas - 2 amarelas para encaixar
- 2 Capas PRETAS para uso em laboratório
- 2 Encaixes em aço inoxidável
- 2 Anéis posicionadores em plástico
- 6 Capas retentivas para a técnica de duplicação:
 - BRANCA - retenção standard - ROSA retenção suave
 - AMARELO retenção extra suave
- 2 Capas retentivas PRETAS para técnica de duplicação em laboratório
- 2 ANÁLOGOS para moldes em silicone

OT BAR MULTIUSE:

- 2 Barras calcináveis
- 1 Conector gengival
- 2 Posicionadores clip A
- 2 Posicionadores clip B
- 4 Encaixes calcináveis
- 4 clips - 2 ROSA - retenção suave - 2 AMARELOS retenção média

Ref. 005SKLUS

OT VERTICAL:

- 2 Machos calcináveis
- 2 STEADY calcináveis
- 4 Clips - 2 BRANCO - retenção standard - 2 VERDES retenção suave
- 2 Chaves para paralelômetro calcináveis
- 2 Barras de cerâmica

FERRAMENTAS:

- 1 Pinça
- 2 Mandril para capas (tamanho normal e micro)
- 1 Mandril para capas OT STRATEGY
- 2 Chaves paralelômetro para OT CAP (tamanho normal e micro)
- 1 Chaves paralelômetro para OT STRATEGY
- 1 Chave paralelômetro para OT BAR MULTIUSE
- 1 Ferramenta para inserção multiusos
(para ferramentas em aço e para inserção de capas em boca)
- 1 Ferramenta de inserção OT CAP
- 1 Ferramenta de inserção OT STRATEGY
- 1 Ferramenta de inserção de clips OT BAR
- 1 Ferramenta de inserção de clips OT VERTICAL

€ 400,00

ATTACHMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

KIT BÁSICO DE LABORATÓRIO



KIT CONTÉM:

SISTEMA OT CAP & OT BOX:

- 16 Espigões calcinéveis surtidos (tamanho normal e micro)
- 2 Esferas calcinéveis (tamanho normal e micro)
- 2 Esferas tamanho micro calcinéveis
- 2 Barras calcinéveis OT CAP (tamanho normal e micro)
- 2 Barras calcinéveis OT BOX CLASSIC (parte de cima e de baixo) tamanho normal e micro
- 1 Barras calcinéveis OT BOX SPECIAL (tamanho normal e micro)
- 6 Conectores calcinéveis OT BOX
- 4 Encaixes calcinéveis OT BOX MONO (tamanho normal e micro)
- 8 Anéis posicionadores em plástico (tamanho normal e micro)
- 13 Surtido de capas retentivas OT CAP (tamanho normal e micro)
BRANCA- retenção standard - ROSA retenção suave
AMARELA retenção extra suave - VERDE retenção muito elástica
- 13 Capas PRETAS - para uso em laboratório (tamanho normal e micro)
- 4 Encaixes em aço inoxidável (tamanho normal e micro)

OT STRATEGY:

- 4 Esferas calcinéveis (2 standard e 2 fortes)
- 2 Calcináveis STEADY
- 8 Capas retentivas: 2 brancas - 2 rosa - 2 amarelas
- 2 Pretas para uso em laboratório
- 2 Encaixes em aço inoxidável
- 2 Anéis posicionadores em plástico
- 6 Capas retentivas para técnica de duplicação:
BRANCA - retenção standard - ROSA retenção suave
AMARELO retenção extra suave
- 2 Capas pretas para técnica de duplicação em laboratório

OT EQUATOR:

- 2 Machos simples
- 2 Encaixes em aço inoxidável
- 4 Capas retentivas (2 suaves, 2 standard)
- 2 Capas pretas de trabalho

OT UNILATERAL:

- 1 Attachment calcinével unilateral
- 1 Calcinável uni-box
- 1 Posicionador em plástico de tamanho micro
- 2 Ot cap tamanho micro: 1 rosa - 1 preto de trabalho
- 2 Ot strategy (para técnica de duplicação):
1 amarelo - 1 preto de trabalho
- 1 Conector

OT BAR MULTIUSE:

- 1 Barra calcinével
- 1 Conector gengival
- 4 Clip posicionador (A - B)
- 2 Encaixes calcinéveis
- 4 clips - 2 ROSA - retenção suave - 2 AMARELO retenção média

OT VERTICAL:

- 2 Machos calcinéveis
- 2 Calcináveis STEADY
- 4 Clips - 2 BRANCO - retenção standard - 2 VERDE retenção suave
- 2 Chaves paralelômetro calcinéveis
- 2 Barras em cerâmica

FERRAMENTAS:

- 1 Pinça
- 1 Chave paralelômetro para OT CAP normal
- 1 Chave paralelômetro para OT CAP micro
- 1 Chave paralelômetro para OT STRATEGY
- 1 Chave paralelômetro para OT BAR MULTIUSE
- 1 Ferramenta para inserção multiusos
(para ferramentas em aço e para inserção de capas em boca)
- 1 Ferramenta de inserção OT CAP
- 1 Ferramenta de inserção OT STRATEGY
- 1 Ferramenta de inserção para clips OT BAR
- 1 Ferramenta de inserção para clips OT VERTICAL

Ref. 005SKLBUS

€ 150,00

ATTACHMENTS OT CAP SYSTEM



NORMAL

Ref. 092CAN

MICRO

Ref. 092CAM

OT CAP NORMAL/MICRO

COMPOSTO POR

- 4 ESFERAS SIMPLES
- 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 4 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO

€ 49,00



NORMAL

Ref. 196BCN

MICRO

Ref. 197BCM

OT CAP NORMAL/MICRO "ECONÓMICA"

COMPOSTO POR

- 1 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS
- 1 BARRAS COM CHANFROS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS
- 4 CAPAS BRANCAS (RETENÇÃO STANDARD)

€ 39,00



NORMAL

Ref. 099BSN

MICRO

Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX MONO NORMAL/MICRO PARA ESTRUTURAS

COMPOSTO POR

- 2 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS (1 recta + 1 com chanfro)
- 4 CAPAS RETENTIVAS BRANCAS
- 4 CALCINÁVEIS MONO OT BOX
- 4 POSICIONADORES DE PLÁSTICO

€ 64,00



NORMAL

Ref. 058BSN

MICRO

Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL NORMAL/MICRO + CONETORES

COMPOSTO POR

- 2 BARRAS OT BOX SPECIAL
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONETORES

€ 37,00



NORMAL

Ref. 153BCN

MICRO

Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC NORMAL/MICRO + CONETORES

COMPOSTO POR

- 2 BARRAS SUPERIORES
- 2 BARRAS INFERIORES
- 4 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 4 CONETORES

€ 34,00

ATTACHMENTS OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY CAPAS PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO

COMPOSTO POR

- 4 MACHOS CALCINÁVEIS STRATEGY (2 STANDARD - 2 FORTE)
- 2 CALCINÁVEIS STEADY
- 4 CAPAS RETENTIVAS PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO

€ 49,00



Ref. 098CAL

OT STRATEGY CAPAS PARA TÉCNICA DE ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL

COMPOSTO POR

- 4 MACHOS CALCINÁVEIS STRATEGY (2 STANDARD - 2 FORTE)
- 4 CAPAS RETENTIVAS PARA TÉCNICA DE ENCAIXE
- 4 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 2 POSICIONADORES EM PLÁSTICO
- 2 CALCINÁVEIS STEADY

€ 59,00

ATTACHMENTS OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONETORES

COMPOSTO POR

- 2 BARRAS CALCINÁVEIS
- 4 POSICIONADORES CLIP A
- 4 POSICIONADORES CLIP B
- 4 CAIXAS CALCINÁVEIS
- 4 CLIPS ROSA RETENTIVOS
- 4 CLIPS AMARELOS RETENTIVOS
- 4 CLIP VERMELHO RETENTIVOS
- 2 CONETORES
- 1 CONETOR GENGIVAL

€ 92,00

ATTACHMENTS OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL COMPOSTO POR

- 4 MACHOS CALCINÁVEIS
- 2 CALCINÁVEIS STEADY
- 4 CLIPS BRANCOS RETENTIVOS
- 2 CLIPS VERDES RETENTIVOS
- 4 CHAVES PARALELÓMETRO + PINO

€ 50,00

OT UNILATERAL ATTACHMENT DE RETENÇÃO O COMBINADA PARA PRÓTESES UNILATERAIS



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONETOR

COMPOSTO POR

- 1 ATTACHMENT CALCINÁVEL UNILATERAL
- 1 UNI-BOX CALCINÁVEL
- 1 POSICIONADOR DE PLÁSTICO TAMANHO MICRO
- 1 CAPA ROSA TAMANHO MICRO
- 1 CAPA AMARELA STRATEGY (para a técnica de duplicação)
- 1 CAPA PRETA tamanho micro (para uso exclusivo de laboratório)
- 1 CAPA PRETA STRATEGY (para uso exclusivo de laboratório)
- 1 CONETOR

€ 35,00



Ref. 156BCU

- 1 ATTACHMENT CALCINÁVEL UNILATERAL

€ 12,00



Ref. 156CCU

- 1 CALCINÁVEL UNI-BOX

€ 12,00

OT CAP TECNO

NORMAL

Ref. 093CTN

OT CAP TECNO NORMAL/MICRO

COMPOSTO POR

- 2 EXTENSÕES CALCINÁVEIS PRÉ-ANGULADAS
- 2 ESFERAS SIMPLES COM ROSCA DE TITÂNIO+TIN
- 2 MANGA ROSCADA EM TITÂNIO PARA SER COLADA
- 2 CAPAS TRANSPARENTE NORMAL/MICRO
- 2 CAPAS ROSA NORMAL/MICRO
- 2 CAPAS AMARELAS NORMAL/MICRO

€ 92,00

MICRO

Ref. 093CTM



Ref. 193BCA

- 2 EXTENSÕES CALCINÁVEIS PRÉ-ANGULADAS

€ 10,00

OT LOCK PINO DE BLOQUEIO TITÂNIO E CALCINÁVEL



Ref. 880CLT

OT LOCK KIT EM TITÂNIO

COMPOSTO POR

- 1 SET DE PINOS DE BLOQUEIO
- 1 FORMADOR DE ENCAIXES
- 1 PINO EM CERÂMICA

€ 70,00



Ref. 880CLR

OT LOCK KIT AJUSTÁVEL EM TITÂNIO

COMPOSTO POR

- 1 SET DE PINOS DE BLOQUEIO
- 1 FORMADOR DE ENCAIXES
- 1 PINO EM CERÂMICA
- 9 ANEIS ESPAÇADORES CALCINÁVEIS

€ 70,00

ATTACHMENTS OVERDENTURE

PERNI S.P.L. - COPING COVER KIT PROMOCIONAL PARA CLÍNICA



Ref. 011SPL

COMPOSTO POR

- 24 SURTIDO DE PIVOTS CALCINÁVEIS TAMANHO MICRO
- 40 SURTIDO DE PIVOTS CALCINÁVEIS TAMANHO NORMAL
- 12 PIVOTS EM TITÂNIO tamanho MICRO
- 12 PIVOTS EM TITÂNIO tamanho NORMAL
- 16 CAPAS RETENTIVAS tamanho NORMAL (BRANCO - retenção standard - ROSA retenção suave)
- 16 CAPAS RETENTIVAS tamanho MICRO (BRANCO - retenção standard - ROSA retenção suave)
- 20 DISCOS DE PROTECÇÃO
- 2 FERRAMENTAS DE REGULAÇÃO (1 normal e 1 micro)
- 1 FERRAMENTA PARA INSERÇÃO MULTIUSOS (para ferramentas em aço e para inserção de capas em boca)
- 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO OT CAP
- 4 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO NORMAL
- 4 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO MICRO
- 12 ANEIS DIRECCIONAIS (cinza 0° - verde 7° - vermelho 14°)
- 1 PINÇA

€ 310,00



Disponível em comprimentos:
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

KIT PIVOT OT EQUATOR COM REVESTIMENTO TIN PIVOT DE TITÂNIO COM CABEÇA DE PERFIL BAIXO

COMPOSTO POR

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10 mm (do mesmo tamanho escolhido)
- 2 ENCAIXES DE TITÂNIO
- 2 CAPAS AMARELAS EXTRA SUAVE
- 2 CAPAS ROSA SUAVE
- 2 CAPAS TRANSPARENTES STANDARD
- 2 DISCOS DE PROTECÇÃO TRANSPARENTES

€ 85,00



Disponível em comprimentos:
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

PIVOT OT EQUATOR COM REVESTIMENTO TIN PIVOT DE TITÂNIO COM CABEÇA DE PERFIL BAIXO

COMPOSTO POR

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (do tamanho escolhido)

€ 38,00



Ref. 192ECE

KIT DE CAPAS SURTIDAS OT EQUATOR

COMPOSTO POR

- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 CAPA PRETA de laboratório
- 4 CAPAS RETENTIVAS (1 extra-suave, 1 suave, 1 standard, 1 forte)
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO

€ 38,00



Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

PIVOT FLEX REVESTIMENTO TIN

PIVOT DE TITÂNIO COM ESFERA MÓVEL NORMAL (Ø 2.5 mm)

COMPOSTO POR

- 1 PIVOT EM TITÂNIO COM ESFERA ROTATIVA (adaptada para coping)
- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL NORMAL
- 2 CAPAS ROSA TAMANHO NORMAL - RETENÇÃO SUAVE
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO
- 3 ANÉIS DIRECIONAIS

€ 48,00

Disponível em comprimentos:
10 - 9 - 7mm
Esfera Normal ø2,5
Esfera MICRO ø1,8



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

PIVOT BLOCK EM TITÂNIO NORMAL

COMPOSTO POR

- 5 PIVOT EM TITÂNIO com esfera de mm 2,5

€ 41,00

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

PIVOT BLOCK EM TITÂNIO MICRO

COMPOSTO POR

- 5 PIVOT EM TITÂNIO com esfera de mm 1,8

€ 41,00

NORMAL

Ref. 192ACN

MICRO

Ref. 192ACM



KIT SORTIMENTO CAPAS OT CAP NORMAL/MICRO

COMPOSTO POR

- 1 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
- 1 CAPA PRETA DE LABORATÓRIO
- 4 CAPAS DE RETENÇÃO O (1 VERDE, 1 AMARELA, 1 ROSA, 1 BRANCA TRANSPARENTE)
- 1 DISCO DE PROTEÇÃO

€ 27,00



Ref. 034PRK

OT REVERSE 3 EM TITÂNIO MICRO

COM REVESTIMENTO TIN

COMPOSTO POR

- 2 PINOS DE RADICULARES EM TITÂNIO +TIN
- 2 MACHOS RETENTIVOS EM TITÂNIO +NYLON
- 2 FERRAMENTA MANUAL EM PLÁSTICO
- 2 ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL
- 2 DISCOS DE PROTEÇÃO ROSA

€ 120,00

Ø do pino sob-esfera:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Ref. 010PSP

PINOS CALCINÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE CANAIS

KIT CONTÉM

- 20 PIVOT CALCINÁVEIS TAMANHO NORMAL
- Disponível em comprimentos:
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

€ 26,00



Ref. 012PSM

PINOS CALCINÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE CANAIS

KIT CONTÉM

- 20 PIVOT CALCINÁVEIS MICRO
- Disponível em comprimentos:
10 - 9 - 7mm

€ 27,00



Ref. A01MOG

BROCA MOOSER PARA PIVOT mm 7 - 9 - 10

€ 32,00



Ref. A03MOB

BROCA MOOSER PARA PIVOT mm 12 - 14

€ 32,00



Ref. 121FD

BROCA OT REVERSE 3 DIAMANTADA PARA RAÍZES

€ 25,00



Ref. 100AD

ANÉIS DIRECIONAIS PARA PIVOT FLEX - BLOCK

- 3 ANÉIS COLORIDOS COM INCLINAÇÕES DE 0° - 7° - 14°

€ 10,00



Ref. 485IC

- 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS OT EQUATOR - NORMAL - MICRO

€ 39,00

PEÇAS A VULSO OT CAP SYSTEM NORMAL Ø 2,5 mm

	Ref. 055SCN	• 4 ESFERAS SIMPLES CALCINÁVEIS NORMAL	€ 19,00
	Ref. 151BAN	• 2 BARRAS COM CHANFRO CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS NORMAL	€ 19,00
	Ref. 150BPN	• 2 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS NORMAL	€ 19,00
	Ref. 048CAN	• 6 CAPAS PRATEADAS EXTRA-RESILIENTE NORMAL (ELÁSTICO E GOMOSO) - 350g	€ 27,50
	Ref. 048CON	• 6 CAPAS DOURADAS EXTRA-RESILIENTE NORMAL (LIGEIRAMENTE ELÁSTICA) - 500g	€ 27,50
	Ref. 049PCN	• 6 CAPAS NORMAL VERDES (RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) - 350g	€ 27,50
	Ref. 060CRN AY	• 6 CAPAS AMARELAS NORMAL (RETENÇÃO EXTRA SUAVE) - 500g	€ 27,50
	Ref. 040CRN SN	• 6 CAPAS ROSA NORMAL (RETENÇÃO SUAVE) - 900g	€ 27,50
	Ref. 040CRN	• 6 CAPAS BRANCAS NORMAL TRANSPARENTES (RETENÇÃO STANDARD) - 1300g	€ 27,50
	Ref. 040TCN	• 2 CAPAS TITÂNIO TAMANHO NORMAL	€ 37,50
	Ref. 043CLN	• 6 CAPAS PRETAS TAMANHO NORMAL (SÓ PARA USO EM LABORATÓRIO)	€ 12,50
	Ref. 049PCNDR8	• 6 CAPAS LARANJA (RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE Ø 2,25 mm) - 350g	€ 27,50
	Ref. 060CRNAYDR8	• 6 CAPAS AMARELAS TAMANHO NORMAL (RETENÇÃO EXTRA SUAVE) (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE Ø 2,25 mm) - 500g	€ 27,50
	Ref. 040CRNSNDR8	• 6 CAPAS ROSA NORMAL - (RETENÇÃO SUAVE) (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE Ø 2,25 mm) - 900g	€ 27,50
	Ref. 040CRNDR8	• 6 CAPAS VERDES CLARAS TAMANHO NORMAL (RETENÇÃO RÍGIDA) (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE Ø 2,25 mm) - 1300g	€ 27,50
	Ref. 042AMN	• 2 OT BOX MONO NORMAL (ENCAIXES CALCINÁVEIS PARA CAPAS RETENTIVAS)	€ 19,00
	Ref. 041CAN	• 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL NORMAL	€ 20,00
	Ref. 041CTN	• 2 ENCAIXES DE TITÂNIO NORMAL ANODIZADO FÚCSIA	€ 27,00
	Ref. 101PPN	• 2 POSICIONADOR EM PLÁSTICO NORMAL	€ 5,00
	Ref. 044PPN	• 2 ANÁLOGOS NORMAL	€ 22,00

PEÇAS A VULSO OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

	Ref. 055SCM	• 4 ESFERAS SIMPLES CALCINÁVEIS MICRO	€ 19,00
	Ref. 151BAM	• 2 BARRAS COM CHANFRO CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS MICRO	€ 19,00
	Ref. 150BPM	• 2 BARRAS CALCINÁVEIS PRÉ-SECCIONADAS MICRO	€ 19,00
	Ref. 048CAM	• 6 CAPAS PRATEADAS EXTRA-RESILIENTE MICRO (ELÁSTICO E GOMOSO) - 200g	€ 27,50
	Ref. 048COM	• 6 CAPAS DOURADAS EXTRA-RESILIENTE MICRO (LIGEIRAMENTE ELÁSTICAS) - 450g	€ 27,50
	Ref. 049PCM	• 6 CAPAS MICRO VERDES (RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) - 200g	€ 27,50
	Ref. 060CRM AY	• 6 CAPAS MICRO AMARELAS (RETENÇÃO EXTRA -SUAVE) - 450g	€ 27,50
	Ref. 040CRM SN	• 6 CAPAS MICRO ROSA (RETENÇÃO SUAVE) - 800g	€ 27,50
	Ref. 040CRM	• 6 CAPAS MICRO BRANCAS (RETENÇÃO STANDARD) - 1100g	€ 27,50
	Ref. 040TCM	• 2 CAPAS TITÂNIO MICRO	€ 37,50
	Ref. 043CLM	• 6 CAPAS PRETAS MICRO (SÓ PARA USO EM LABORATÓRIO)	€ 12,50
	Ref. 049PCMDR8	• 6 CAPAS LARANJA MICRO (RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA) (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE Ø 1,6 mm) - 200g	€ 27,50
	Ref. 040CRMDR8	• 6 CAPAS VERDES CLARAS MICRO (RETENÇÃO RÍGIDA) (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE Ø 1,6 mm) - 1100g	€ 27,50
	Ref. 042AMM	• 2 OT BOX MONO MICRO (ENCAIXES CALCINÁVEIS PARA CAPAS RETENTIVAS)	€ 19,00
	Ref. 041CAM	• 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL MICRO	€ 20,00
	Ref. 041CTM	• 2 ENCAIXES MICRO DE TITÂNIO ANODIZADOS FÚCSIA	€ 27,00
	Ref. 101PPM	• 2 POSICIONADORES EM PLÁSTICO MICRO	€ 5,00
	Ref. 044PPM	• 2 ANÁLOGOS MICRO	€ 22,00

KIT SORTIDO OT CAP - CAPAS DE RETENÇÃO



KIT NORMAL

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAM

KIT CONTÉM

- 8 CAPAS BRANCA - RETENÇÃO STANDARD
- 8 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 6 CAPAS AMARELA - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 6 CAPAS VERDE - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 6 CAPAS DOURADA - EXTRA RESILIENTES E LIGEIRAMENTE ELÁSTICAS
- 6 CAPAS PRATEADA - EXTRA RESILIENTES ELÁSTICAS E GOMOSAS
- 4 CAPAS VERDE CLARA - STANDARD (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 4 CAPAS LARANJA - ELÁSTICAS (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 4 CAPAS PRETA - PARA USO EM LABORATÓRIO
- 2 CAPAS TITÂNIO

€ 192,00



Ref. 074KNM

KIT SORTIDO TAMANHO NORMAL E MICRO

KIT CONTÉM

- 4+4 CAPAS BRANCA - RETENÇÃO STANDARD
- 4+4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 2+2 CAPAS AMARELA - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 3+3 CAPAS VERDES - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 3+3 CAPAS DOURADA - EXTRA RESILIENTES E LIGEIRAMENTE ELÁSTICAS
- 3+3 CAPAS PRATEADA - EXTRA RESILIENTES ELÁSTICAS E GOMOSAS
- 2+2 CAPAS VERDE CLARA - STANDARD (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 2+2 CAPAS LARANJA - ELÁSTICAS (PARA ESFERAS DESGASTADAS)
- 2+2 CAPAS PRETA - PARA USO EM LABORATÓRIO
- 1+1 CAPAS TITÂNIO

€ 192,00

SORTIDO DE CAPAS RETENTIVAS OT CAP



Normal

Ref. 064ACN

MICRO

Ref. 064ACM

KIT CONTÉM

- 6 CAPAS VERDES - RETENÇÃO MUITO ELÁSTICA
- 6 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE
- 6 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 6 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD

€ 95,00

ATTACHMENTS OT CAP SYSTEM PARA SER SOLDADA OU COLADA NORMAL/MICRO



NORMAL

Ref. 038STN

ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO NORMAL + TiN

PARA SER SOLDADO A LASER - PARA ADESÃO

COMPOSTO POR

- 2 ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO
- 2 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 1 SUPORTE PARA ESFERA
- 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS

€ 50,00



MICRO

Ref. 038STM

ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO MICRO + TiN

PARA SER SOLDADO A LASER - PARA ADESÃO

COMPOSTO POR

- 2 ESFERAS SIMPLES EM TITÂNIO
- 2 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE
- 1 SUPORTE PARA ESFERA
- 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS

€ 50,00

FERRAMENTAS OT CAP NORMAL-MICRO

	Ref. 485IC	• 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS	€ 39,00
	Ref. 74AC01	• 1 CHAVE PARA PARALELOMETRO NORMAL/OT EQUATOR	€ 22,00
	Ref. 74AC02	• 1 CHAVE PARA PARALELOMETRO MICRO	€ 22,00
	Ref. 74AC03	• 1 CHAVE PARA PARALELOMETRO TECNO NORMAL E MICRO (SOMENTE PARA OT CAP TECNO)	€ 22,00
	Ref. 491EC	• 1 EXTRATOR DE CAPAS RETENTIVAS MULTIUSO (COM FURO PARA SUPORTE DE OUTRAS FERRAMENTAS)	€ 29,00
	Ref. 008MDS	• 1 MEDIDOR DE ESFERAS (PARA MEDIR AS ESFERAS DE DIÂMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)	€ 35,00
	Ref. 080RCN	• 1 REGULADORES DE RETENÇÃO CAPAS NORMAL	€ 22,00
	Ref. 080RCM	• 1 REGULADORES DE RETENÇÃO CAPAS MICRO	€ 22,00
	Ref. 082ATN	• 1 FERRAMENTA DE CONTROLO DE RETENÇÃO DA CAPA NORMAL	€ 22,00
	Ref. 083ATM	• 1 FERRAMENTA DE CONTROLO DE RETENÇÃO DA CAPA MICRO	€ 22,00

ACESSÓRIOS NORMAL-MICRO E Ø 2,25mm

	Ref. 155CC	• 6 CONETORES	€ 18,00
	Ref. 187CRS	• 2 ESFERAS CÔNCAVAS DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS: 1,8 - 2,25 - 2,5mm	€ 84,00
	Ref. 187CRE	• 2 OT EQUATOR CABOS	€ 84,00
	Ref. 189SRS	• 2 ESFERAS SÓLIDAS DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS: 1,8mm	€ 80,00
	Ref. 100PD	• 10 DISCOS TRANSPARENTES DE PROTEÇÃO (diâmetro interno 1,6mm)	€ 12,00
	Ref. 100PDR	• 10 DISCOS ROSA DE PROTEÇÃO (diâmetro interno 2,9mm)	€ 12,00
	Ref. 161SCMN	NORMAL	€ 26,00
	Ref. 161SCMM	MICRO	
	Ref. 038GCS	• 2 BASES DESLIZANTES CALCINÁVEIS	€ 10,00
	Ref. 044CAI22	• 2 TRANSFER DE IMPRESSÃO PARA ESFERA Ø2,25mm COM CAPA INTERCAMBIÁVEL	€ 25,00
	Ref. 044PP22	• 2 ANÁLOGOS MICRO Ø2,25mm	€ 22,00

PEÇAS A VULSO OT STRATEGY


	Ref. 154PCS	• 4 MACHOS STANDARD OT STRATEGY	€ 19,00
	Ref. 054PLS	• 4 MACHOS LONGADOS OT STRATEGY	€ 19,00
	Ref. 154STY	• 2 CALCINÁVEIS STEADY	€ 9,00
	Ref. 047CSD AY	• 4 CAPAS AMARELA STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO (RETENÇÃO EXTRA SUAVE) - 500g	€ 27,00
	Ref. 047CSD SN	• 4 CAPAS ROSA STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO (RETENÇÃO SUAVE) - 900g	€ 27,00
	Ref. 047CSD	• 4 CAPAS BRANCA STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO (BRANCO - RETENÇÃO STANDARD) - 1300g	€ 27,00
	Ref. 047CLS	• 4 CAPAS PRETA STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO (SÓ PARA USO EM LABORATÓRIO)	€ 12,00
	Ref. 047CSDDR8	• 4 CAPAS VERDE CLARO STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE 1.7mm)	€ 27,00
	Ref. 045CSM AY	• 4 CAPAS AMARELAS STRATEGY PARA ENCAIXES (RETENÇÃO EXTRA SUAVE) - 500g (A UTILIZAR SÓ COM ENCAIXES DE AÇO)	€ 22,00
	Ref. 045CSM SN	• 4 CAPAS ROSA STRATEGY PARA ENCAIXES (RETENÇÃO SUAVE) - 900g (A UTILIZAR SÓ COM ENCAIXES DE AÇO)	€ 22,00
	Ref. 045CSM	• 4 CAPAS BRANCAS STRATEGY PARA ENCAIXES (RETENÇÃO STANDARD) - 1300g (PARA SER USADO SÓ COM ENCAIXES DE AÇO)	€ 22,00
	Ref. 045CLS	• 4 CAPAS PRETAS STRATEGY PARA ENCAIXES (SÓ PARA USO EM LABORATÓRIO)	€ 12,00
	Ref. 045CSMDR8	• 4 STRATEGY VERDE CLARO PARA ENCAIXES (DIÂMETRO INTERNO SUBDIMENSIONADO PARA PARA ESFERAS DESGASTADAS OU PARA ESFERAS DE 1.7mm)	€ 22,00
	Ref. 046CSM	• 2 ENCAIXES STRATEGY EM AÇO INOXIDÁVEL	€ 21,00
	Ref. 101OTS	• 2 POSICIONADORES PLÁSTICOS STRATEGY (PARA SOLDAR AOS ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL)	€ 5,00

	Ref. 047ACS	CAPAS OT STRATEGY SORTIDAS PARA A TÉCNICA DE DUPLICAÇÃO COMPOSTO POR • 4 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE • 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE • 4 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD	€ 68,00
	Ref. 045ACS	CAPAS OT STRATEGY SORTIDAS PARA ENCAIXES EM AÇO INOXIDÁVEL COMPOSTO POR • 4 CAPAS AMARELAS - RETENÇÃO EXTRA SUAVE • 4 CAPAS ROSA - RETENÇÃO SUAVE • 4 CAPAS BRANCAS - RETENÇÃO STANDARD	€ 55,00
	Ref. 044PPS	• 2 ANÁLOGOS STRATEGY	€ 32,00
	Ref. 486ICS	• 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS OT STRATEGY	€ 39,00
	Ref. 75AC04	• 1 CHAVE PARALELÓMETRO OT STRATEGY	€ 22,00
	Ref. 081RCS	• 1 FERRAMENTAS DE AJUSTE DE RETENÇÃO CAPAS OT STRATEGY	€ 22,00

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE OT BAR MULTIUSE

	Ref. 022OBB	• 2 BARRAS CALCINÁVEIS OT BAR MULTIUSE	€ 16,00
	Ref. 025CPB	• 4 BOXES CALCINÁVEIS OT BAR MULTIUSE	€ 18,00
	Ref. 023CPA	• 4 CLIPE POSICIONADOR A	€ 16,00
	Ref. 024CPB	• 4 CLIPE POSICIONADOR B	€ 16,00
	Ref. 027CRG	• 4 CLIPE AMARELO PARA OT BAR MULTIUSE RETENÇÃO MÉDIA 1,8 Kg	€ 19,00
	Ref. 026CRR	• 4 CLIPE ROSA PARA OT BAR MULTIUSE RETENÇÃO SUAVE 1,2 Kg	€ 19,00
	Ref. 027CRS	• 4 CLIPE VERMELHASS PARA OT BAR MULTIUSE RETENÇÃO EXTRA-SUAVE 0,6 Kg	€ 19,00
	Ref. 022RGO	• 3 CONETORES CALCINÁVEIS	€ 8,00
	Ref. 429IOBM	• 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS DE RETENÇÃO PARA OT BAR MULTIUSE	€ 39,00
	Ref. 028OCP	• 1 CHAVE PARALELOMETRO PARA OT BAR MULTIUSE	€ 22,00

PEÇAS A VULSO OT VERTICAL

     		Ref. 072MCV	• 2 MACHOS CALCINÁVEIS • 2 CHAVES PINO	€ 22,00
		Ref. 072SCV	• 2 CALCINÁVEL STEADY PARA OT VERTICAL	€ 7,00
		Ref. 072CBV	• 4 CLIPES BRANCOS RETENÇÃO STANDARD	€ 21,00
		Ref. 072CVV	• 4 CLIPES VERDES RETENÇÃO SUAVE	€ 21,00
		Ref. 472ICV	• 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE CAPAS DE RETENÇÃO PARA OT VERTICAL	€ 39,00

PEÇAS A VULSO OT REVERSE 3 MULTISERVER

        		Ref. 120MR2	• 2 MACHOS RETENTIVOS EM TITÂNIO + NYLON (RETENÇÃO STANDARD)	€ 40,00
		Ref. 041CAM	• 2 ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL MICRO	€ 20,00
		Ref. 121AAR	• 2 ANÁLOGOS DE AÇO PARA RAÍZES	€ 50,00
		Ref. 121AM	• 2 FERRAMENTAS MANUAIS EM PLÁSTICO	€ 8,00
		Ref. 121PR	• 2 POSICIONADORES EM PLÁSTICO PARA DUPLICAÇÃO	€ 8,00
		Ref. 100PDR	• 10 DISCOS DE PROTEÇÃO COR-DE-ROSA	€ 12,00
		Ref. 124IMR	• 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO METÁLICA PARA MACHOS OT REVERSE 3	€ 15,00
		Ref. 72CBR	• 1 CHAVE PARA PARALELÓMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL (para barras calcináveis)	€ 30,00
		Ref. 72CFR	• 1 CHAVE PARALELOMETRO DE LATÃO (para fêmea titânio)	€ 30,00

PEÇAS DE REPOSIÇÃO OT LOCK



Ref. 882CS

- 1 CHAVE DESLIZANTE
(só para bloqueio de titânio - calcinável)

€ 14,00



Ref. 882AF

- 1 ANEL FLEXÍVEL

€ 18,00



Ref. 882CB

- 1 CHAVE PARA BLOQUEIO

€ 20,00



Ref. 882CPT

- 1 ENCAIXE DE TITÂNIO PRÉ-FABRICADO
(só para titânio - pino de bloqueio ajustável em titânio)

€ 19,00



Ref. 882PPC

- 1 PINO EM CERÂMICA

€ 6,00



Ref. 882CLSCT

- 1 CHAVE DESLIZANTE AJUSTÁVEL
(só para pino de bloqueio ajustável em titânio)

€ 14,00



Ref. 882DCC

- 9 ANÉIS ESPAÇADORES CALCINÁVEIS
(só para pino de bloqueio ajustável em titânio)

€ 16,00

OT LOCK ACCESSÓRIOS



Ref. 882CG

- 1 GUIA CÔNICO

€ 10,00



Ref. 882CAS

- 1 FERRAMENTA DE DESBLOQUEIO

€ 15,00

KIT DE REPARAÇÃO DE ESFERAS



Ø DISPONÍVEL:
1,8 - 2,25 - 2,5

Ref. 087CRS

ESFERA CÔNCAVA PARA REPARAÇÃO

KIT CONTÉM

- 2 ESFERAS CÔNCAVAS EM TITÂNIO - REVESTIMENTO TIN
- 2 CAPAS ROSAS - RETENÇÃO SUAVE
- 1 FERRAMENTA DE INSERÇÃO
- 1 CALIBRADOR E PORTA TIRAS

€ 100,00



Ref. 087CRE

OT EQUATOR CÔNCAVO PARA REPARAÇÃO

KIT CONTÉM

- 2 OT EQUATOR CABOS EM TITÂNIO - REVESTIMENTO TIN
- 2 CAPAS ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 1 INSERTOR TRANSPARENTE
- 1 CALIBRADOR E PORTA TIRAS

€ 100,00



Ref. 089SRS

ESFERAS SÓLIDAS PARA REPARAÇÃO

KIT CONTÉM

- 2 ESFERAS SÓLIDAS Ø 1,8 EM TITÂNIO - REVESTIMENTO TIN
- 2 CAPAS ROSA (RETENÇÃO SUAVE)
- 2 DISCOS DE PROTEÇÃO
- 1 CHAVE

€ 100,00

OT CEM

CIMENTO COMPOSITO



Ref. OC

COMPOSTO POR

- 1 SERINGA BI-COMPONENTE 5ml
- 10 PONTAS DE AUTO-MISTURA

€ 52,00



Ref. TOC

- 10 PONTAS DE AUTO-MISTURA

€ 11,50

OT LEVER

LEVA UNIVERSALE



Ref. 761OTL

- 2 OT LEVER PARA A REMOÇÃO DE DENTADURAS E ALINHADORES

€ 16,00



Ref. BOL

OT LEVER BOX

COMPOSTO POR

- 6 EMBALAGENS OT LEVER
- 1 EXPOSITOR DE EMBALAGENS OT LEVER

€ 90,00



BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

BROKEN SCREW EXTRACTOR SETS ARE MANUFACTURED FOR MOST IMPLANT BRANDS




Ref. 680

KIT CONTÉM

- 1 BROCA COM GARRA PARA REMOVER O PARAFUSO
- 1 BROCA DE CORTE INVERTIDO
- 1 SUPORTE DO CORTADOR MANUAL
- 1 CORPO DE CENTRALIZAÇÃO

€ 280,00



Ref. 680FS

- 1 BROCA DE CORTE INVERTIDO

€ 50,00

Ref. 680FA*

- 1 BROCA COM GARRA

€ 50,00

*Especificar o tipo e o diâmetro do implante

O KIT DE BROKEN SCREW PODE TER PROBLEMAS DE ESPAÇO NOS SET ORES POSTERIORES O QUE IMPEDIRIA O SEU FUNCIONAMENTO. É IMPORTANTE AVALIAR SEU USO QUANDO O ESTA CONDIÇÃO O OCORRE.



SERVIÇOS DIRETOS

O atendimento telefónico está disponível durante o horário de expediente para respostas diretas a questões técnicas

Tel. +39 051 244510 - +39 051 244396

Internet Rhein83
www.rhein83.com

Informações gerais
info@rhein83.com

Encomendas estrangeiras
international.orders@rhein83.it

Suporte técnico
direzione.technica@rhein83.it

Escritório de marketing
direzione@rhein83.it



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

