

LISTINO PREZZI

PROTESI FISSA E RIMOVIBILE

per odontoiatri e odontotecnici



KIT EASY FIX



IL KIT ALL ON FOUR OT EQUATOR CON T-BASE EASY FIX, CONTIENE TUTTO IL NECESSARIO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA SU QUATTRO IMPIANTI CON IL SISTEMA EASY FIX. I QUATTRO MONCONI OT EQUATOR DOVRANNO ESSERE DELLA STESSA CONNESSIONE E ALTEZZA. I T-BASE EASY FIX SARANNO COMPATIBILI CON LA PIATTAFORMA SCELTA.

Ref. KEF44

T-BASE h 4mm

Ref. KEF46

T-BASE h 6mm

Ref. KEF49

T-BASE h 9mm

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EASY FIX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MONCONI OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 4 T-BASE EASY FIX IN TITANIO Ø 3,5 mm
- 1 LOCKING SCREW EASY FIX
- 4 SEEGER BIANCHI RITENZIONE STRONG
- 4 SEEGER ROSA RITENZIONE MEDIUM
- 4 SEEGER AVORIO RITENZIONE SOFT
- 4 SEEGER NERI PER USO IN LABORATORIO

€ 370,00 + IVA 4%



IL KIT 4 EASY FIX T-BASE, CONTIENE QUATTRO T-BASE EASY FIX COMPLETI PER REALIZZARE UNA STRUTTURA CON IL SISTEMA EASY FIX.

Ref. KEF4MEF

h 4mm

Ref. KEF4MAEF

h 6mm

Ref. KEF4MLEF

h 9mm

4 EASY FIX T-BASE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 T-BASE EASY FIX IN TITANIO Ø 3,5 mm
- 1 LOCKING SCREW EASY FIX
- 4 SEEGER BIANCHI RITENZIONE STRONG
- 4 SEEGER ROSA RITENZIONE MEDIUM
- 4 SEEGER AVORIO RITENZIONE SOFT
- 4 SEEGER NERI PER USO IN LABORATORIO

€ 160,00 + IVA 4%



Ref. KMSRF

h 4mm

Ref. KMASRF

h 6mm

Ref. KMLSRF

h 9mm

EASY FIX T-BASE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE EASY FIX IN TITANIO Ø 3,5 mm
- 1 SEEGER PEEK STRONG
- 1 SEEGER PEEK MEDIUM
- 1 SEEGER PEEK SOFT
- 1 SEEGER PEEK LAB

€ 43,00 + IVA 4%



Ref. KSEF

KIT SEEGER EASY FIX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SEEGER PEEK STRONG
- 1 SEEGER PEEK MEDIUM
- 1 SEEGER PEEK SOFT
- 1 SEEGER PEEK LAB

€ 32,00 + IVA 4%

COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

€ 80,00 + IVA 4%



Ref. RMEF

- 1 T-BASE EASY FIX IN TITANIO h 4mm Ø 3,5 mm

Ref. RMAEF

- 1 T-BASE EASY FIX IN TITANIO h 6mm Ø 3,5 mm

Ref. RMLEF

- 1 T-BASE EASY FIX IN TITANIO h 9mm Ø 3,5 mm

€ 29,00 + IVA 4%

COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA



Ref. KSST

• 4 SEEGER BIANCHI IN PEEK RITENZIONE STRONG

€ 32,00 + IVA 4%



Ref. KSM

• 4 SEEGER ROSA IN PEEK RITENZIONE MEDIUM

€ 32,00 + IVA 4%



Ref. KSSO

• 4 SEEGER AVORIO IN PEEK RITENZIONE SOFT

€ 32,00 + IVA 4%



Ref. KSL

• 4 SEEGER NERI IN PEEK PER USO IN LABORATORIO

€ 32,00 + IVA 22%



Ref. 240GCEF

• 1 GUAINA CALCINABILE EASY FIX h 4mm

Ref. 240GCAEF

• 1 GUAINA CALCINABILE EASY FIX h 6mm

Ref. 240GCLEF

• 1 GUAINA CALCINABILE EASY FIX h 9mm

€ 15,00 + IVA 22%

VITI



Ref. 149VEF

• 1 LOCKING SCREW IN TITANIO EASY FIX

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. 239VSEF

• 1 VITE SPAZIATRICE IN TITANIO EASY FIX

€ 15,00 + IVA 22%



Ref. 149TEF

• 1 VITE DI SIGILLO PER OT EQUATOR

€ 15,00 + IVA 4%

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 144TLE

• 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h 11,5mm

€ 44,00 + IVA 22%

ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AE

• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

€ 38,00 + IVA 22%

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

• 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

€ 85,00 + IVA 22%

STRUMENTI



Ref. 761EEF

• 1 STRUMENTO DI SBLOCCO h 17,9mm

Ref. 761ELEF

• 1 STRUMENTO DI SBLOCCO LUNGO h 23,9mm

€ 48,00 + IVA 22%



Ref. 491SEIM

• 1 STRUMENTO INSERITORE T- BASE EASY FIX


€ 39,00 + IVA 22%



Ref. 772CSF

• 1 CHIAVE ESAGONALE PER VITE DI SIGILLO

€ 39,00 + IVA 22%



Ref. 491EEF

• 1 INSERITORE, TESTER ED ESTRATTORE DI SEEGER EASY FIX

€ 42,00 + IVA 22%

MONCONE OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

€ 80,00 + IVA 4%

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE



Ref. 008MBG

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE DI BORDO GENGIVALE A CORSOIO

€ 70,00 + IVA 22%

KIT 42



Ref. BE42
+ n° 42 OT Equator
(Ref. 030 a scelta)

- 1 KIT ASSORTIMENTO (autoclavabile) 42 MONCONI OT EQUATOR +TiN
IL KIT 42 PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO IN BASE ALLE MARCHE E ALLE ALTEZZE
PREFERITE. INDICARE IL NUMERO E LE SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI MONCONE
DESIDERATO IN FASE D'ORDINE. (GLI STRUMENTI NON SONO INCLUSI NEL KIT)

€ 3000,00 + IVA 4%



Ref. BE42

- 1 BOX PER ASSORTIMENTO MONCONI OT EQUATOR (SENZA MONCONI)

€ 120,00 + IVA 22%

KIT ALL ON FOUR OT BRIDGE CON MONCONI OT EQUATOR



Ref. AO4N

IL KIT ALL ON FOUR CONTIENE TUTTO IL NECESSARIO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA SU QUATTRO IMPIANTI CON IL SISTEMA OT BRIDGE. I QUATTRO MONCONI OT EQUATOR DOVRANNO ESSERE DELLA STESSA CONNESSIONE E ALTEZZA. I T-BASE EXTRAGRADE SARANNO COMPATIBILI CON LA PIATTAFORMA SCELTA.

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MONCONI OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE
- 4 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
- 8 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
- 4 VITI IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE

€ 350,00 + IVA 4%

Ref. AO4M

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE MINI CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MONCONI OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI
- 4 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
- 8 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
- 4 VITI IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE MINI

€ 350,00 + IVA 4%

Ref. AO4A

ALL ON FOUR OT EQUATOR + EXTRAGRADE 15° CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MONCONI OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATI DI 15°
- 4 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
- 8 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
- 4 VITI IN TITANIO SFERICHE PER T-BASE EXTRAGRADE INCLINATO

€ 420,00 + IVA 4%

KIT 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE



IL KIT EXTRAGRADE, CONTIENE QUATTRO T-BASE EXTRAGRADE COMPLETI PER REALIZZARE UNA STRUTTURA CON IL SISTEMA OT BRIDGE.

Ref. AO4SEG

Ø3,5 mm

Ref. AO440SEG

Ø4 mm

Ref. AO450SEG

Ø5 mm

4 T-BASE EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE
- 4 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
- 8 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
- 4 VITI IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE

€ 140,00 + IVA 4%

Ref. AO4MSEG

Ø3,5 mm

Ref. AO4M40SEG

Ø4 mm

4 T-BASE EXTRAGRADE MINI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI
- 4 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
- 8 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
- 4 VITI IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE MINI

€ 140,00 + IVA 4%

Ref. AO4SFEG

Ø3,5 mm

Ref. AO4EG15SF

Ø4 mm

4 T-BASE EXTRAGRADE 15°

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATI DI 15°
- 4 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
- 8 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
- 4 VITI IN TITANIO SFERICHE PER T-BASE EXTRAGRADE INCLINATO

€ 240,00 + IVA 4%

T-BASE IN TITANIO PER PROTESI FISSA



Ref. MTSEG

Ø3,5 mm

Ref. MT40SEG

Ø4 mm

Ref. MT50SEG

Ø5 mm

T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h9,5mm
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MMSEG

Ø3,5 mm

Ref. MM40SEG

Ø4 mm

T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI DA INCOLLAGGIO h5,7mm
- 1 VITE IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE MINI
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MTSFEG

Ø3,5 mm

Ref. MTEG15SF

Ø4 mm

T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO DI 15° DA INCOLLAGGIO
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO
- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER T-BASE EXTRAGRADE INCLINATO

€ 65,00 + IVA 4%

T-BASE PER PROTESI FISSA



Ref. CMEG40C

Ø4mm

T-BASE CALCINABILE EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE CALCINABILE EXTRAGRADE CON FORO
- 1 VITE IN TITANIO h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MCEG15SF

Ø4mm

T-BASE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE CALCINABILE EXTRAGRADE (DISPONIBILE SOLO CON Ø4mm)
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. CMTFP

h1,8mm

Ref. CMTB30FP

h3mm

T-BASE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE IN TITANIO CON FORI PASSANTI (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
- 1 VITE h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MT40GL

Ø4mm

T-BASE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 T-BASE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE h9,5 mm Ø4mm
- 1 VITE h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%

TAPPI DI GUARIGIONE



Ref. 159VAG

VITE E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 VITE IN TITANIO
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 159EAG

OT EQUATOR E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 OT EQUATOR SEEGER IN TITANIO + TIN AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO

€ 35,00 + IVA 4%



Ref. 159VEA

- 1 VITE OT EQUATOR IN TITANIO + TIN
(per anello autoestraente in peek o anello di guarigione in titanio)

€ 25,00 + IVA 4%

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm

€ 44,00 + IVA 22%



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h6 mm

€ 44,00 + IVA 22%



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE

€ 36,00 + IVA 22%



Ref. TPM2

- 2 MINI TRANSFER OT EQUATOR h3,7mm

€ 28,00 + IVA 22%

ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AE

• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

€ 38,00 + IVA 22%

Ref. AI502

• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm

€ 38,00 + IVA 22%



Ref. 144AVC4

• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 4mm

€ 23,00 + IVA 22%

Ref. 144AVC5

• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 5mm

€ 23,00 + IVA 22%

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

• 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

€ 85,00 + IVA 22%

VITI



Ref. 147VME

• 1 VITE IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE
(per cacciavite foro inclinato)

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. 146VMI

• 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER T-BASE INCLINATO
(per cacciavite foro inclinato)

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. 148VCM

• 1 VITE IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE MINI
(per cacciavite foro inclinato)

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. VC

• 1 VITE IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE h2mm

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. VM

• 1 VITE IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE h6mm

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. VXL

• 1 VITE IN TITANIO PER T-BASE EXTRAGRADE h11,5mm

€ 15,00 + IVA 4%

STRUMENTI



Ref. KFST

KIT FRESE "SEEGER TOOL" PER CONNESSIONE DIRETTA OT BRIDGE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA SEEGER TOOL 1 (2.8xR0,05)
- 1 FRESA SEEGER TOOL 2 (2.6x30°)

€ 240,00 + IVA 22%



Ref. 776CGC


Ref. 777CGL*

(*versione lunga)

• 1 CHIAVE QUADRATA per avvitare OT EQUATOR
(QUADRATO 1,25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)

€ 42,00 + IVA 22%

STRUMENTI



Ref. 760CSC

Ref. 760CS*

(*versione lunga)

- 1 CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO
PER MANIPOLO DINAMOMETRICO (QUADRATO 1,25mm)
E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO

€ 39,00 + IVA 22%



Ref. 760ACC

- 1 ADATTATORE PER CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO
(UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)

€ 55,00 + IVA 22%



Ref. 760CQC

h 22mm

Ref. 760CQCL

h 32mm

- 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO
CON PUNTA QUADRATA CONICA

€ 39,00 + IVA 22%



Ref. 760CRD-US

- 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO PER OT EQUATOR, SPHERO BLOCK/FLEX
VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 70Ncm TORQUE

€ 240,00 + IVA 22%



Ref. 124ICP

- 1 MANICO UNIVERSALE

€ 15,00 + IVA 22%



Ref. 490IS

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE PER SEEGER PROTESI FISSA
CON TESTER, MANICO E CUSTODIA

€ 42,00 + IVA 22%



Ref. 190IS

- 1 INSERITORE E TESTER PER SEEGER PROTESI FISSA

€ 18,00 + IVA 22%

T-BAR ACCIAIO MEDICALE



Ref. G80A

- 4 GIUNTI IN ACCIAIO MEDICALE

€ 32,00 + IVA 4%



Ref. T20A

- 4 CILINDRI IN ACCIAIO MEDICALE

€ 12,00 + IVA 4%



Ref. T20Ai

- 4 CILINDRI RITENTIVI IN ACCIAIO MEDICALE

€ 16,00 + IVA 4%

T-BAR TITANIO



Ref. G80T

- 4 GIUNTI IN TITANIO

€ 37,00 + IVA 4%



Ref. T20T

- 4 CILINDRI IN TITANIO

€ 20,00 + IVA 4%



Ref. T20Ti

- 4 CILINDRI RITENTIVI IN TITANIO

€ 24,00 + IVA 4%

T-BAR STRUMENTI



Ref. T-APLUS

- 2 ADATTATORI T-BAR

€ 48,00 + IVA 22%

COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA

	Ref. RMTSFEG	• 1 T-BASE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 3,5mm	€ 54,00 + IVA 4%
	Ref. RMTEG15SF	• 1 T-BASE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 4mm	
	Ref. RMTSEG	• 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 3,5mm	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. RMT40SEG	• 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 4mm	
	Ref. RMT50SEG	• 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 5mm	
	Ref. RMMSEG	• 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 3,5mm	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. RMM40SEG	• 1 T-BASE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 4mm	
	Ref. GCMR	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE INCLINATO Ø 3,5mm	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. GCMR4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE INCLINATO Ø 4mm	
	Ref. GC	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE IN TITANIO Ø 3,5mm	€ 12,00 + IVA 4%
	Ref. GC4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE IN TITANIO Ø 4mm	
	Ref. GC5	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE IN TITANIO Ø 5mm	
	Ref. GMM	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE IN TITANIO MINI Ø 3,5mm	€ 12,00 + IVA 4%
	Ref. GMM4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER T-BASE IN TITANIO MINI Ø 4mm	
	Ref. MTFP	• 1 T-BASE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h1,8mm <i>(DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)</i>	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. MTB30FP	• 1 T-BASE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h3mm <i>(DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)</i>	
	Ref. HR800	• 1 FILO RICURVO IN TITANIO SPECIALE SENZA MEMORIA ELASTICA Ø 1mm	€ 7,80 + IVA 4%
	Ref. MEG40C	• 1 T-BASE CALCINABILE EXTRAGRADE Ø 4mm	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. RMCEG15SF	• 1 T-BASE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO <i>(DISPONIBILE SOLO CON Ø 4mm)</i>	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. SM6	• 6 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)	€ 30,00 + IVA 4%
	Ref. SRM6	• 6 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)	€ 30,00 + IVA 4%
	Ref. 022RGO	• 3 RACCORDI GENGIVALI CALCINABILI	€ 8,00 + IVA 4%
	Ref. FST1	• 1 FRESA SEEGER TOOL 1 PER CONNESSIONE DIRETTA OT BRIDGE (2.8xR0.05)	€ 120,00 + IVA 22%
	Ref. FST2	• 1 FRESA SEEGER TOOL 2 PER CONNESSIONE DIRETTA OT BRIDGE (2.6x30°)	
	Ref. FSS	• 1 FRESA PER LA PULIZIA DELLE SEDI DEI SEEGER	€ 55,00 + IVA 22%
	Ref. OC	• 1 OT CEM <i>(CEMENTO COMPOSITO: 1 SIRINGA BICOMPONENTE E 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI)</i>	€ 52,00 + IVA 4%
	Ref. TOC	• 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI	€ 11,50 + IVA 22%

OT EQUATOR PER IMPIANTI



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%




Ref. 131

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

€ 80,00 + IVA 4%

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO a 7 mm.

OT EQUATOR PER BARRE



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1,6mm)
- 2 GUAINE FILETTATE (FILETTO 1,6mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE
(2 GIALLE EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

€ 125,00 + IVA 4%

ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

€ 27,00 + IVA 4%

KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

€ 38,00 + IVA 4%

KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 45,00 + IVA 4%

OT EQUATOR CALCINABILE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

€ 50,00 + IVA 4%

RICAMBI OT EQUATOR

	Ref. 140CEV	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CET	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CER	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEG	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEN	• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 15,00 + IVA 22%
	Ref. 140CEDR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEADR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 141CAE	• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE	€ 21,00 + IVA 4%
	Ref. 141CTE	• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 330SBE	• 1 CONTENITORE IN TITANIO SMART BOX (CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 335CSB	• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)	€ 16,00 + IVA 22%
	Ref. 039SFE2	• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 339SFE	• 1 EQUATOR FILETTATO 1,6mm (PER GUAINA IN TITANIO)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 239GSF	• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1,6mm)	€ 24,00 + IVA 4%
	Ref. 339SSE	• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR	€ 10,00 + IVA 22%
	Ref. 159VEA	• 1 OT EQUATOR SEEGER (PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 158VAE	• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 158SAE	• 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 158CCE	• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER)	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 158CCAE	• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER)	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 151SS	• 2 OT EQUATOR CALCINABILI	€ 20,00 + IVA 4%

ACCESSORI OT EQUATOR

	Ref. 144TLE	• 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm	€ 44,00 + IVA 22%
	Ref. 144TTE	• 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO	€ 44,00 + IVA 22%
	Ref. 144MTE	• 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE	€ 36,00 + IVA 22%
	Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE	€ 25,00 + IVA 22%
	Ref. 144AE	• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm	€ 38,00 + IVA 22%
	Ref. AI502	• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm	€ 38,00 + IVA 22%
	Ref. 144AVC4	• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø4mm	€ 23,00 + IVA 22%
	Ref. 144AVC5	• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø5mm	€ 23,00 + IVA 22%
	Ref. 161SCME	• 4 SPAZIATORI PER CONTENITORE OT EQUATOR	€ 26,00 + IVA 22%

STRUMENTI OT EQUATOR

	Ref. 74AC01	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 776CGC	• 1 CHIAVE QUADRATA per avvitare OT EQUATOR (QUADRATO 1,25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)	€ 42,00 + IVA 22%
	Ref. 777CGL* (*versione lunga)		
	Ref. 760CQC	• 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO CON PUNTA QUADRATA CONICA	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 760CQCL		
	Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 185SIS	• 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 491EC	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO (CON FORO PORTA STELO)	€ 29,00 + IVA 22%
	Ref. 760CRD-US	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO PER OT EQUATOR, SPHERO BLOCK/FLEX VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 70Ncm TORQUE	€ 240,00 + IVA 22%

SFERE SINGOLE FILETTATE CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO

Ref. 139KSFN
**KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE
CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 1,3mm FILETTO 1,6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera NORMO) in ACCIAIO

€ 88,00 + IVA 4%
Ref. 139KSMF
**KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE
CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 0,9mm FILETTO 1,6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera MICRO) in ACCIAIO

€ 88,00 + IVA 4%
RICAMBI SFERE SINGOLE FILETTATE

Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1,3mm FILETTO 1,6mm passo fine

€ 20,00 + IVA 4%
Ref. 239SMF

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0,9mm FILETTO 1,6mm passo fine

€ 20,00 + IVA 4%
Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per NORMO e MICRO - 1,6mm passo fine

€ 24,00 + IVA 4%
Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

€ 10,00 + IVA 22%
Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

€ 10,00 + IVA 22%
Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2mm

€ 20,00 + IVA 4%
Ref. 039SMF2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2mm

€ 20,00 + IVA 4%
Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE ESAGONALE (per sfere singole filettate NORMO)
ESAGONO 1,27mm

€ 39,00 + IVA 22%
Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE ESAGONALE (per sfere singole filettate MICRO)
ESAGONO 0,9mm

€ 39,00 + IVA 22%
OT CAP TRANSFER DA IMPRONTA

Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00 + IVA 22%

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00 + IVA 22%

IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Ref. 109



SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 103,00 + IVA 4%

Ref. 002



SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%

Ref. 003




SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE DI IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.



MISURATORE DI BORDO GENGIVALE

STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA DELL'ABUTMENT IN TITANIO

Ref. 008MBG



CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE DI BORDO GENGIVALE A CORSOIO



€ 70,00 + IVA 22%

STRUMENTI SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

	Ref. 771CEF	• 1 CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (NORMO e MICRO) ESAGONO 2,3mm	€ 48,00 + IVA 22%
	Ref. 760CBM	• 1 CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO ESAGONO 1,3mm	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 760CRD-US	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO PER OT EQUATOR, SPHERO BLOCK/FLEX VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 70Ncm TORQUE	€ 240,00 + IVA 22%
	Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 008MDS	• 1 MISURATORE DI SFERE (PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)	€ 35,00 + IVA 22%
	Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE	€ 25,00+ IVA 22%
	Ref. 044CAIM	• 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE	€ 25,00 + IVA 22%
	Ref. 100AD	ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK • 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°	€ 10,00 + IVA 22%
	Ref. 044ABN	ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO CONFEZIONE CONTENENTE • 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK • 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO • 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°	€ 18,00 + IVA 22%
	Ref. 044ABM	ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO CONFEZIONE CONTENENTE • 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO • 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO • 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°	€ 18,00 + IVA 22%

SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA
(Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse
con filettatura non inferiore 1,8mm

Supplemento
applicazione tassello



TASSELLO ELASTICO

€ 20,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERTORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
- BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
- BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX
- **solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
- BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE
- **solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 6 CLIP OT BAR MULTIUSE
- ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium - 2 ROSSE extra soft

OT VERTICAL

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL
- BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI A SPINA OT VERTICAL CALCINABILI

STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

Ref. 005SKL

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKT

€ 300,00 + IVA 4%

€ 100,00 + IVA 22%

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC"



CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 8 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 13 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- 13 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 4 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

OT EQUATOR

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

OT UNILATERAL

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORE

OT BAR MULTIUSE

- 1 BARRA CALCINABILE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 6 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium - 2 ROSSE extra soft

OT VERTICAL

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA- standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

Ref. 005SKLB

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKTB

€ 80,00 + IVA 4%

€ 70,00 + IVA 22%

ATTACCHI OT CAP E OT BOX



NORMO
Ref. 092CAN

MICRO
Ref. 092CAM

OT CAP NORMO/MICRO CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA

€ 49,00 + IVA 4%



NORMO
Ref. 196BCN

MICRO
Ref. 197BCM

OT CAP NORMO/MICRO "ECONOMICA" CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)

€ 39,00 + IVA 4%



NORMO
Ref. 099BSN

MICRO
Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono NORMO/MICRO PER SCHELETRATI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA

€ 64,00 + IVA 4%



NORMO
Ref. 058BSN

MICRO
Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL NORMO/MICRO + CONNETTORI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

€ 37,00 + IVA 4%



NORMO
Ref. 153BCN

MICRO
Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC NORMO/MICRO + CONNETTORI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

€ 34,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)

€ 49,00 + IVA 4%



Ref. 098CAL

OT STRATEGY CAPPETTE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

€ 59,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
- 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

€ 92,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

€ 50,00 + IVA 4%

OT UNILATERAL ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONNETTORE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE

€ 35,00 + IVA 4%



Ref. 156BCU

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate

€ 12,00 + IVA 4%



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

€ 12,00 + IVA 4%

OT CAP TECNO

NORMO

Ref. 093CTN

MICRO

Ref. 093CTM



OT CAP TECNO NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINA IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE GIALLI NORMO/MICRO

€ 92,00 + IVA 4%



Ref. 193BCA

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

€ 10,00 + IVA 4%

OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



Ref. 880CLT

OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA

€ 70,00 + IVA 4%



Ref. 880CLR

OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

€ 70,00 + IVA 4%

ATTACCHI OVERDENTURE

PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO



Ref. 011SPL

CONFEZIONE CONTENENTE

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA

€ 310,00 + IVA 22%



Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

KIT PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della medesima misura scelta)
- 2 CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- 2 CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT
- 2 CAPPETTE ROSA SOFT
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI

€ 85,00 + IVA 4%



Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della misura scelta)

€ 38,00 + IVA 4%




Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT EQUATOR

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

€ 38,00 + IVA 4%



Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2,5 mm)

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 48,00 + IVA 4%

Disponibile
nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm
Sfera NORMO ø2,5
Sfera MICRO ø1,8



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

PIVOT BLOCK in TITANIO NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera 2,5mm

€ 41,00 + IVA 4%

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

PIVOT BLOCK in TITANIO MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera 1,8mm

€ 41,00 + IVA 4%

NORMO

Ref. 192ACN

MICRO

Ref. 192ACM



KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

€ 27,00 + IVA 4%



Ref. 034PRK

OT REVERSE 3 in TITANIO MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA

€ 120,00 + IVA 4%

Ø del perno sottosfera:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Ref. 010PSP

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

Disponibile nelle lunghezze:
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 012PSM

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

€ 27,00 + IVA 4%



Ref. A01MOG

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10

€ 32,00 + IVA 22%



Ref. A03MOB

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14

€ 32,00 + IVA 22%



Ref. 121FD

FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI

€ 25,00 + IVA 22%



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER PIVOT FLEX - BLOCK

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°

€ 10,00 + IVA 22%



Ref. 485IC

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO

€ 39,00 + IVA 22%

RICAMBI OT CAP SYSTEM NORMO Ø 2,5 mm

	Ref. 055SCN	• 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 151BAN	• 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 150BPN	• 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 048CAN	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 048CON	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 049PCN	• 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRN AY	• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRN SN	• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRN	• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040TCN	• 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO	€ 37,50 + IVA 4%
	Ref. 043CLN	• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,50 + IVA 22%
	Ref. 049PCNDR8	• 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRNAYDR8	• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRNSNDR8	• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRNDR8	• 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 042AMN	• 2 OT BOX MONO NORMO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 041CAN	• 2 CONTENITORI INOX NORMO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. 041CTN	• 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 101PPN	• 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA	€ 5,00 + IVA 22%
	Ref. 044PPN	• 2 PERNI ANALOGHI NORMO	€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

	Ref. 055SCM	• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 151BAM	• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 150BPM	• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 048CAM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 048COM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 049PCM	• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRM AY	• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRM SN	• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRM	• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040TCM	• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO	€ 37,50 + IVA 4%
	Ref. 043CLM	• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,50 + IVA 22%
	Ref. 049PCMDR8	• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRMDR8	• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 1100g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 042AMM	• 2 OT BOX MONO MICRO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. 041CTM	• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 101PPM	• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA	€ 5,00 + IVA 22%
	Ref. 044PPM	• 2 PERNI ANALOGHI MICRO	€ 22,00 + IVA 22%

KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE



KIT NORMO

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAM

CONFEZIONE CONTENENTE

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP

€ 192,00 + IVA 4%



Ref. 074KNM

KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP

€ 192,00 + IVA 4%

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE



NORMO

Ref. 064ACN

MICRO

Ref. 064ACM

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

€ 95,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT CAP DA SALDARE O INCOLLARE NORMO/MICRO



NORMO

Ref. 038STN

SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

€ 50,00 + IVA 4%



MICRO

Ref. 038STM

SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

€ 50,00 + IVA 4%

STRUMENTI OT CAP NORMO-MICRO

	Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 74AC01	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/ OT EQUATOR	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 74AC02	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 74AC03	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO (SOLO PER OT CAP TECNO)	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 491EC	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO (CON FORO PORTA STELO)	€ 29,00 + IVA 22%
	Ref. 008MDS	• 1 MISURATORE DI SFERE (PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)	€ 35,00 + IVA 22%
	Ref. 080RCN	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 080RCM	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 082ATN	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 083ATM	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO	€ 22,00 + IVA 22%

OT CAP ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,25 mm

	Ref. 155CC	• 6 CONNETTORI CALCINABILI	€ 18,00 + IVA 4%
	Ref. 187CRS	• 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,25 - 2,5mm	€ 84,00 + IVA 4%
	Ref. 187CRE	• 2 OT EQUATOR CAVI	€ 84,00 + IVA 4%
	Ref. 189SRS	• 2 SFERE PIENE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8mm	€ 80,00 + IVA 4%
	Ref. 100PD	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 100PDR	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 161SCMN NORMO	• 4 SPAZIATORI PER CONTENITORE OT CAP NORMO/MICRO	€ 26,00 + IVA 22%
	Ref. 161SCMM MICRO		
	Ref. 038GCS	• 2 BASI GUIDA CALCINABILI	€ 10,00 + IVA 4%
	Ref. 044CAI22	• 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,25mm DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE	€ 25,00+ IVA 22%
	Ref. 044PP22	• 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø2,25mm	€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT STRATEGY

	Ref. 154PCS	• 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 054PLS	• 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 154STY	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY	€ 9,00 + IVA 4%
	Ref. 047CSD AY	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 047CSD SN	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 047CSD	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 047CLS	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 047CSDDR8	• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE" (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 045CSM AY	• 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE (RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 045CSM SN	• 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE (RITENZIONE SOFT) - 900g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 045CSM	• 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE (RITENZIONE STANDARD) - 1300g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 045CLS	• 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 045CSMDR8	• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 046CSM	• 2 CONTENITORI INOX STRATEGY	€ 21,00 + IVA 4%
	Ref. 101OTS	• 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY (PER SALDARE CONTENITORE INOX)	€ 5,00 + IVA 22%

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

Ref. 047ACS

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

€ 68,00 + IVA 4%

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

Ref. 045ACS

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

€ 55,00 + IVA 4%

Ref. 044PPS

- 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY

€ 32,00 + IVA 22%

Ref. 486ICS

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY

€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 75AC04

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY

€ 22,00 + IVA 22%

Ref. 081RCS

- 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY

€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT BAR MULTIUSE

Ref. 022OBB

- 2 BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE

€ 16,00 + IVA 4%

Ref. 025CPB

- 4 BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE

€ 18,00 + IVA 4%

Ref. 023CPA

- 4 CLIP DI POSIZIONE A PER BOX CALCINABILE

€ 16,00 + IVA 22%

Ref. 024CPB

- 4 CLIP DI POSIZIONE B PER BOX CALCINABILE

€ 16,00 + IVA 22%

Ref. 027CRG

- 4 CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE
RITENZIONE MEDIA 1,8Kg

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 026CRR

- 4 CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE
RITENZIONE SOFT 1,2 Kg

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 027CRS

- 4 CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE
RITENZIONE EXTRA SOFT 0,6Kg

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 022RGO

- 3 RACCORDI GENGIVALI CALCINABILI

€ 8,00 + IVA 4%

Ref. 429IOBM

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE


€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 028OCP

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE

€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT VERTICAL

		Ref. 072MCV	• 2 MASCHI CALCINABILI • 2 CHIAVI A SPINA	€ 22,00 + IVA 4%
		Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL	€ 7,00 + IVA 4%
		Ref. 072CBV	• 4 CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD	€ 21,00 + IVA 4%
		Ref. 072CVV	• 4 CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT	€ 21,00 + IVA 4%
		Ref. 472ICV	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT VERTICAL	€ 39,00 + IVA 22%

RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER

		Ref. 120MR2	• 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON (RITENZIONE STANDARD)	€ 40,00 + IVA 4%
		Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO	€ 20,00 + IVA 4%
		Ref. 121AAR	• 2 ANALOGHI IN ACCIAIO PER RADICI	€ 50,00 + IVA 22%
		Ref. 121AM	• 2 ATTREZZI MANUALI	€ 8,00 + IVA 22%
		Ref. 121PR	• 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI	€ 8,00 + IVA 22%
		Ref. 100PDR	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA	€ 12,00 + IVA 22%
		Ref. 124IMR	• 1 INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3	€ 15,00 + IVA 22%
		Ref. 72CBR	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3 (per barra calcinabile)	€ 30,00 + IVA 22%
		Ref. 72CFR	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3 (per femmina in titanio)	€ 30,00 + IVA 22%

RICAMBI OT LOCK

Ref. 882CS

- 1 CHIAVE SCORREVOLE
(solo per chiavistello in titanio - calcinabile)

€ 14,00 + IVA 4%

Ref. 882AF

- 1 ANELLO FLESSIBILE

€ 18,00 + IVA 4%

Ref. 882CB

- 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO

€ 20,00 + IVA 4%

Ref. 882CPT

- 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO
(solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 882PPC

- 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA

€ 6,00 + IVA 4%

Ref. 882CLSCT

- 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

€ 14,00 + IVA 4%

Ref. 882DCC

- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

€ 16,00 + IVA 4%
ACCESSORI OT LOCK

Ref. 882CG

- 1 CONO GUIDA

€ 10,00 + IVA 4%

Ref. 882CAS

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA

€ 15,00 + IVA 22%
KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE


Ø DISPONIBILI:
1,8 - 2,25 - 2,5

Ref. 087CRS
SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA
CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 100,00 + IVA 4%

Ref. 087CRE
OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO
CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 100,00 + IVA 4%

Ref. 089SRS
SFERA SOLIDA RICOSTRUTTIVA
CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE

€ 100,00 + IVA 4%

OT CEM

CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 52,00 + IVA 4%



Ref. TOC

- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 11,50 + IVA 22%

OT LEVER

LEVA UNIVERSALE



Ref. 761OTL

- 2 OT LEVER
PER LA RIMOZIONE DELLE PROTESI E DEGLI ALLINEATORI DENTALI

€ 16,00 + IVA 22%



Ref. BOL

OT LEVER BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 CONFEZIONI OT LEVER
- 1 ESPOSITORE PER CONFEZIONI OT LEVER

€ 90,00 + IVA 22%



BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI


IL "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI.
SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE
PRESENTI SUL MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 PORTA FRESA MANUALE
- 1 CORPO CENTRATORE



€ 280,00 + IVA 22%

Ref. 680FS

- 1 FRESA "SPECIALE"

€ 50,00 + IVA 22%

Ref. 680FA*

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

€ 50,00 + IVA 22%

*Specificare tipo di impianto e diametro

IL KIT BROKEN SCREW POTREBBE AVERE PROBLEMI DI INGOMBRO NEI SETTORI POSTERIORI
CHE NE PRECLUDEREBBERO IL FUNZIONAMENTO. È IMPORTANTE VALUTARNE L'USO
QUANDO SI VERIFICA QUESTA CONDIZIONE.



SERVIZI ALLA CLIENTELA

In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte a domande tecniche e informazioni varie



800-901172

Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 website
www.rhein83.com

Informazioni generali
info@rhein83.com

Ordini Italia
vendite.italia@rhein83.it

Servizio acquisti
acquisti@rhein83.it

Amministrazione
amministrazione@rhein83.it

Ordini esteri
international.orders@rhein83.it

Supporto tecnico
direzione.tecnica@rhein83.it

Ufficio Marketing
marketing@rhein83.it



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396

Fax (+39) 051 245238

Numero Verde 800-901172

