


# CORSO MASTER PROTESI FISSA EASY FIX

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026

RHEIN83 - Via E.Zago 12, 40128 Bologna

ORARIO: 9.00 - 15.30

Ot EQUATOR  
**EASY**  
Fix



la protesi fissa  
senza viti  
di Rhein83

**Odt. Fabio Damiano**  
Tecnico Rhein83

Easy Fix è la soluzione Rhein83 che permette di realizzare strutture protesiche Full arch fisse senza fori vite su impianti

## A CHI E' RIVOLTO IL CORSO?

Il corso è rivolto a odontoiatri e odontotecnici

## OBIETTIVO DEL CORSO

La partecipazione permetterà di conoscere una tecnica innovativa per la protesi fissa full arch senza utilizzo di viti protesiche, la tecnica EASY FIX è applicabile a tutti i tipi di impianti conosciuti e sconosciuti al mondo. Medici e tecnici apprendranno un protocollo operativo ripetibile utilizzando l'attacco Ot Equator come abutment secondario avvitato all'impianto.

Il focus sarà incentrato sulla risoluzione di problematiche sulla implanto-protesi:

- Assenza di viti protesiche
- Sigillo biologico tra abutment e tessuti
- Disparallelismo fra impianti
- Tempistiche operative in laboratorio e alla poltrona
- Igiene
- Come riconoscere un Impianto sconosciuto

## TEMI DI RILEVANZA

- Ot Equator: un unico attacco per la protesi su impianti
- Caratteristiche e vantaggi rispetto ai M.U.A.
- Il T-base Easy Fix che compensa fino a 60° di angolazione fra impianti
- L'anello SEEGER: la vera novità del sistema Easy Fix che consente la tenuta SNAP ON
- La chiave di sblocco atraumatica
- Igiene periodica garantita e semplificata
- Applicazioni delle librerie digitali Easy Fix

## COSA IMPARERANNO I PARTECIPANTI

Con la tecnica Easy fix i corsisti impareranno a gestire casi complessi di protesi fissa full arch con estrema facilità sia nel carico differito che nel carico immediato eseguito con chirurgia guidata o a mano libera, avendo la possibilità di montare protesi senza fori in strutture fresate o denti del commercio.

## DIMOSTRAZIONE PRATICA

- Software digitali disponibili per la linea Easy Fix in laboratorio e in studio
- Demo pratica del tutor sui componenti della tecnica Easy Fix su modelli dimostrativi
- Simulazione analogica e digitale di una struttura Easy Fix
- Domande e risposte



**PARTECIPAZIONE  
GRATUITA CON L'ACQUISTO  
DI PRODOTTI RHEIN83  
PER € 150,00 + IVA**

**RHEIN83**

## INFO E ISCRIZIONI

**Rhein83**  
+39 051 244510  
+39 335 7840719  
marketing@rhein83.it  
corsi@rhein83.it